



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

62x14,5cm

CUFFIA MONOUSO CON ELASTICO

DISPOSABLE CAP WITH ELASTIC

BONNETS AVEC ÉLASTIQUES

GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO

JEDNORAZOWE NAKRYCIE GŁOWY Z GUMKĄ

BONETĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC

EINWEGKAPPE MIT GUMMIZUG

TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO

BORTTAGBART ELASTISK MÖSSA

ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

GIMA 21097



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGDCE-SM35



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de / Importerad av / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



M21097-M-Rev.1-11.24

غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

اسم المنتج غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

كود المنتج FGDCE-SM35 (21097)

موديل المنتج شريط مطاطي على الغطاء، 62 x 14.5 سم

الهيكل والتكوين الغطاء مصنوع من 35-SMS40g، بشريط مرن للتثبيت.

الاستخدام المقصود تُستخدم المنتجات بشكل أساسي للعزل العام في العيادات الخارجية والأجنحة وغرف الفحص وغرف التنظيف والمختبر وما إلى ذلك. ويُقصد استخدامها من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات للحفاظ على مستوى جيد من النظافة والمساهمة في مكافحة العدوى.

المحاذير يمكن استخدام المنتجات مرة واحدة فقط، ويجب استخدامها فور فتح العبوة. في حالة تلف العبوة، يكون المنتج رطبًا أو متعفنًا. لا تستخدمه.

كيفية استخدام المنتج

1. افتح عبوة المنتج، وأخرجه من الغطاء، واضغط على طرفي الغطاء بكلتا يديك.

2. ارفع يدك، وضع الغطاء على رأسك، واضبطه للتأكد من عدم تسريب شعرك. التخزين يجب أن يتم تخزينه في غرفة نظيفة برطوبة نسبية لا تزيد عن 80٪، ولا توجد غازات مسببة للتآكل، ويتم تخزينه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.

تحذير



1. هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، لا تعد استخدامه.

2. هذا المنتج يُستخدم لشخص واحد، ولا تشارك منتجك مع شخص آخر.

3. يُحظر الاستخدام عند تلف العبوة أو الأغشية.

تنويه يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم فيها المستخدم أو المريض.

الصلاحية سنتان.

تاريخ الإنتاج انظر التاريخ المدون على العبوة

تاريخ انتهاء الصلاحية انظر التاريخ على العبوة

شروط ضمان جيم GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيم GIMA لمدة 12 شهر.

REF	كود المنتج		يُحفظ بعيدًا عن ضوء الشمس		يُحفظ في مكان بارد وجاف
LOT	رقم الدفعة	CE	(2017/745 UE) جهاز طبي يتوافق مع التوجيه		الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية
	الشركة المصنعة		تاريخ التصنيع	MD	الجهاز الطبي
	ليس معقم		تاريخ انتهاء الصلاحية		لا تستخدم في حالة تلف الحزمة
	حد نسبة الرطوبة		اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام		أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد
	حد درجة الحرارة	EC REP	ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي		هشة ، والتعامل معها بحذر
	هذا الجانب		لتعامل مع الرعاية		