



Throat Scope®



Manufactured by: ThroatScope Pty Ltd. 1/48 Kalaroo Road, Redhead NSW 2290 Australia

www.throatscope.com

منظار الحلق

شفرات مضيئة خافضة للسان تستعمل لمرة واحدة

الميزات

- المصباح وخافض اللسان في قطعة واحدة تستطيع أن تخفض اللسان وتضيء الحلق في الوقت نفسه
- وحدة قليلة السماكة وخفيفة الوزن
- يبدأ المصباح بالعمل بشكل تلقائي
- عملية تتم بيد واحدة
- مصباح قابل لإعادة الإستعمال
- شفرة تستعمل لمرة واحدة
- مصباح قوي لفترة طويلة 3x مصابيح LED

التعليمات التشغيلية

نشارك لشراء حزمة من 50 شفرة مضيئة خافضة للسان التي تستعمل لمرة واحدة حزمة للإستعمال . الرجاء قراءة التعليمات التشغيلية جيداً قبل الإستعمال.
ملاحظة : يباع مصباح خافض اللسان بشكل منفصل

الإحتياطات والتحذيرات

- شفرة الإستعمال الواحد . لا تستعملها ثانية ؛ لا تحاول أن تنظف الشفرة أو وضعها في غسالة الصحون . الرجاء رمي الشفرة بعد إستعمالها .
- بين الإستعمالات ؛ نظف المصباح بمسحه محلول كحولي 70% أيزوبروبيل لتخفيض مخاطر نقل التلوث للإستعمال عن طريق الفم فقط ؛ الهدف من الجهاز هو خفض اللسان وإضاءة الحلق.
- يراد من الجهاز أن يستعمل بواسطة المختصين بالرعاية الصحية. إذا كنت غير متأكد أو غير مرتاح حول إستخدام الجهاز راجع أخصائي الرعاية الصحية
- لا تطوي أو تعض المصباح
- لا تحاول تفكيك المصباح
- تخلص من المصباح عندما تنفذ البطارية
- أبعد عن متناول الأطفال غير الخاضعين للرقابة .

التعليمات

1. أدخل الشفرة التي تستعمل لمرة واحدة إلى المصباح. وسيضيئ المصباح تلقائياً عند إدخاله
2. أدخل الجهاز إلى الحلق لإستخدامه
3. عند الإنتهاء أخرج الشفرة بالكبس على نصل الشفرة وتخلص من الشفرة. سيطفيئ المصباح تلقائياً عند إخراجها
4. بعد الإستعمال نظف المصباح بمسح سطح المصباح بكامله جيداً بمسحات كحولية 70% أيزوبروبيل