

TOURNIQUET PER APPLICAZIONI MILITARI - COMBAT APPLICATION TOURNIQUET - GARROT MILITAIRE TORNIQUETE DE COMBATE - TORNIQUETE DE APLICAÇÃO EM COMBATE COMBAT APPLICATION TOURNIQUET - ΙΜΑΝΤΑΣ ΙΣΧΑΙΜΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ MAX

استخدام عاصبة الضغط

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. • All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located. Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social. • Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. • É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. • Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden. • Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε. • يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زدونا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها.



- 1 Passante fascia - Band loop - Boucle de la bande - Bucle de la cinta
Fivela da faixa - Bandschlaufe - Θηλιά ιμάντα - حلقة الحزام
- 2 Barretta di caricamento - Windlass rod - Tige du guindeau
Varilla del cabestrante - Haste do torniquete - Drehknebel - Ράβδος - عصا الربط
- 3 Clip di fissaggio barretta - Rod locking clip - Clip de verrouillage de la tige
Clip de bloqueio de la varilla - Grampo de bloqueio da haste
Clip zur Knebelsicherung - Γάντζος ασφαλίσης ράβδου - مشبك الغلق
- 4 Fascia auto aderente - Self adhering band - Bande auto-adhésive
Cinta autoadhesiva - Faixa autoaderente - Selbsthaftendes Band
Αυτοκόλλητος ιμάντας - حزام ذاتي اللصق
- 5 Strap di fissaggio barretta - Rod securing strap - Sangle de fixation de la tige
Correa de sujeción de la varilla - Presilha de fixação da haste -
Gurt zur Knebelsicherung - Ιμάντας ασφαλίσης ράβδου - شريط تأمين عصا الربط

ΜΕΛΗΧΩΤΗ: تعتبر عاصبة الدم هذه جهازاً آمناً وفعالاً للتحكم في نزيف الطرف المهدد للحياة عند استخدامها وفقاً للتعليمات. إذا لم تكن متأكدًا أو لم يكن لديك متسع من الوقت لفحص موقع مصدر النزيف بناءً على الموقف، يمكنك وضع العاصبة بصورة فعالة على الملابس في أعلى منطقة ممكنة على الذراع أو الساق. يجب ألا يتم وضع العاصبة على أي جسم صلب داخل الملابس. حالما يسمح الموقف بذلك، ينبغي تقييم الطرف المصاب وإعادة وضع العاصبة على بعد يتراوح بين 2 و3 بوصات فوق الإصابة وعلى الجلد مباشرة.



1. - IT Applicare il tourniquet in prossimità del punto di sanguinamento e fare passare l'arto ferito attraverso il passante della fascia.
GB Apply tourniquet proximal to the bleeding site and place the wounded limb through the band loop.
FR Appliquez le garrot en amont du site de l'hémorragie et passez la bande autour du membre blessé.
ES Aplique el torniquete en posición proximal al área de la hemorragia y pase la extremidad herida a través del bucle de la cinta.
PT Aplicar o torniquete na posição proximal em relação ao local da hemorragia e colocar o membro ferido através da faixa.
DE Das Tourniquet proximal zur Blutungsstelle anlegen und die verletzte Extremität in die Mitte der Bandschlaufe positionieren.
GR Εφαρμόστε τον ιμάντα κοντά στο σημείο αιμορραγίας και τοποθετήστε το τραυματισμένο άκρο εντός της θηλιάς του ιμάντα.
SA ضع العاصبة بالقرب من موقع النزيف، وضع الطرف المصاب داخل حلقة



2. - IT Tirare la fascia con forza e stringere richiudendola su se stessa.
GB Pull the band very tight and fasten it back on itself.
FR Serrez bien la bande et fixez-la en la retournant sur elle-même.
ES Tire firmemente de la cinta y ajústela sobre si misma.
PT Puxe a faixa de modo a ficar bem apertada e aperte-a sobre si mesma.
DE Das Band straff zuziehen und auf der Rückseite befestigen.
GR Τραβήξτε τον μαντίνα πολύ σφιχτά και ασφαλίστε τον πάνω στον ίδιο τον μαντίνα.



3. - IT Avvolgere la fascia attorno all'arto.
GB Adhere the band around the limb.
FR Enroulez la bande autour du membre en veillant à ce qu'elle adhère bien.
ES Ciña la cinta alrededor de la extremidad.
PT Passe a faixa em redor do membro.
DE Das Band um die Extremität herum anheften.
GR Στερεώστε τον μαντίνα γύρω από το άκρο.

SA قيد الحزام بشدة حول الطرف

SA اسحب الحزام بشدة واربطه مرة أخرى على نفسه



4. - IT Riavvolgere la barra sino a che l'emorragia di sangue rosso e brillante si blocca.
GB Twist the rod until bright red bleeding stops.
FR Tournez la tige jusqu'à ce que l'hémorragie rouge vif s'arrête.
ES Gire la varilla hasta que la hemorragia se detenga.
PT Roda a haste até o sangue vermelho vivo parar.
DE Den Knebel drehen, bis die hellrote Blutung gestoppt ist.
GR Στρέψτε τη ράβδο μέχρι να διακοπεί η αιμορραγία έντονα ερυθρού χρώματος.



5. - IT Mettere la barra nella clip e serrare.
GB Place the rod inside the clip and lock.
FR Placez la tige à l'intérieur du clip et verrouillez.
ES Coloque la varilla en el interior del clip y bloquéela.
PT Coloque a haste dentro do grampo e bloqueie.
DE Den Knebel in den Clip legen und verschließen.
GR Τοποθετήστε τη ράβδο στον γάντζο και ασφαλίστε.

SA ضع العصا داخل المشبك وقم بالإغلاق

SA لف عصا الربط حتى يتوقف نزيف الدم ذو اللون الأحمر الفاتح



6. - IT Avvolgere la fascia sopra alla barra, su piccole estremità, continuare ad avvolgere la fascia attorno all'estremità e sopra la bacchetta di caricamento.
GB Adhere the band over the rod, for small extremities, continue to adhere the band around the extremity and over the windlass rod.
FR Collez la bande par-dessus la tige ; pour les petites extrémités, continuez à enrouler la bande autour de l'extrémité et par-dessus la tige du guindeau.
ES Ciña la cinta sobre la varilla, para las extremidades pequeñas, continúe cubriendo la cinta alrededor de la extremidad y sobre la varilla del cabestrante.



7. - IT Fissare la bacchetta e la fascia con il velcro, farla aderire al gancio opposto sulla clip della barretta, registrare il tempo di applicazione.
GB Secure the rod and band with strap, adhere it to the opposite hook on the windlass clip. Record time of application.
FR Fixez la tige et la bande à l'aide de la sangle ; faites-la adhérer au crochet opposé situé sur le clip du guindeau. Indiquez l'heure de l'application.
ES Sujete la varilla y la cinta con la correa, fije la correa al gancho opuesto del clip del cabestrante. Anote la hora de la aplicación.

PT Fixe a haste e a faixa com a presilha e prenda-a no gancho oposto no grampo do torniquete. Registre o tempo de aplicação.
DE Den Knebel und das Band mit dem Gurt sichern, diesen am Haken des Drehclips auf der anderen Seite befestigen. Den Zeitpunkt der Anwendung notieren.
GR Ασφαλίστε τη ράβδο και τον μαντίνα με τον μαντίνα ασφάλισης, στερεώστε τη στον απέναντι γάντζο. Καταγράψτε την ώρα εφαρμογής.

SA قم بتأمين العصا والحزام عن طريق شريط، واربطه في الإبزيم المقابل على المشبك.

SA سجل وقت الاستخدام
اسحب الحزام حول العصا، للأطراف الصغيرة، واستمر في ربط الحزام حول الطرف وفوق العصا

IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία SA يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον SA يحفظ في مكان بارد وجاف	IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical ES Producto sanitario PT Dispositivo médico DE Medizinprodukt GR Ιατροτεχνολογικό προϊόν SA جهاز طبي
IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ειδοτήσεις) SA الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme al reglamento (UE) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com o regulamento (UE) 2017/745 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 SA جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745	IT Dispositivo monouso, non riutilizzare GB Disposable device, do not re-use FR Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser ES Dispositivo monouso, no reutilizable PT Dispositivo descartável, não reutilizar DE Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden GR Προϊόν μιας χρήσης. Μην το χρησιμοποιείτε εκ νέου SA أداة احادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد
IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto PT Código produto DE Erzeugniscode GR Κωδικός προϊόντος SA كود المنتج	IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote PT Número de lote DE Chargennummer GR Αριθμός παρτίδας SA رقم اللغعة	IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante PT Fabricante DE Hersteller GR Παραγωγός SA الشركة المصنعة
IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación PT Data de fabrico DE Hergangsjahr SA تاريخ التصنيع	IT Non sterile GB Non-sterile FR Pas stérile ES No estéril PT Não estéril DE Nicht steril GR Όχι αποστειρωμένο SA ليس معقم	
IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso PT Consulte as instruções de uso DE Gebrauchsanweisung beachten GR Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης SA اقرأ ببطء وحرص تعليمات الاستخدام	IT Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato GB Don't use if package is damaged FR Ne pas utiliser si le colis est endommagé ES No usar si el paquete está dañado PT Não utilize se a embalagem estiver danificada DE Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist. GR Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη SA لا تستخدم في حالة تلف الحزمة	