



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

WATCH FOR NURSES

OROLOGI DA INFERMIERE

MONTRES INFIRMIERES

RELOJ DE ENFERMERÍA

RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS

KRANKENSCHWESTERUHREN

ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ

طريقة استخدام الساعات الخاصة بالممرضين والممرضات

طريقة استخدام الساعات الخاصة بالمرضى والممرضات

نشكركم على اختيار نموذج ساعتنا الخاصة بالمرضى والممرضات والمصنوعة من السيليكون ونأمل أن يحقق لكم استخدامها الرضا الكامل.

قبل تشغيل الساعة، يُمكن ملاحظة الحركة المحتملة لإحدى الإبر الخاصة بحركة عقارب الساعة. يُعزى ذلك إلى أنه لم يتم تنشيط تشغيل الحركة بعد. بمجرد أن يتم إزالة زائدة حماية البطارية، ستتحرك الإبرة الخاصة بحركة عقارب الساعة في اتجاه واحد فقط.

لتشغيل الساعة، قم بإخراجها من هيكلها المصنوع من السيليكون وقم بإزالة زائدة الحماية من على ميكنة التعبئة. اسحب زر التعبئة، أدر هذا الزر لضبط الوقت وفي النهاية قم بإعادة الزر إلى مكانه لإغلاقه. قم بإعادة وضع هيكل الساعة من الجانب المقابل لدبوس التثبيت.

التنظيف

قم بإزالة الساعة من الحامل المصنوع من السيليكون الخاص بها وتنظيف الجزء المصنوع من السيليكون بقطعة قماش مبللة بالماء والصابون أو بالكحول بتركيز 70 درجة. بالنسبة لهيكل الساعة، قم بتمرير قطعة قماش رطبة نظراً لأن الساعة لا يُمكن نفوذ المياه إليها.

الوزن: 28 جرام

البطارية: بطارية SR626SW (عندما تُصبح البطارية فارغة، قم بإلقائها في الحاوية الخاصة بجمع البطاريات، قم بالرجوع إلى إجراء جمع البطاريات).

مدة البطارية: حوالي عامين

استبدال البطارية:

يوجد على الجزء الخلفي للساعة جزء غائر لفتح خزانة الساعة والوصول إلى البطارية. ارفع الجزء الخلفي بأداة حادة ورقيقة. قم بإزالة الغطاء الواقي الأبيض المصنوع من البلاستيك وأزل البطارية جاعلاً إياها تنزلق على الجانب. قم بإدخال البطارية الجديدة مع مراعاة مسألة القطبية، حيث يكون القطب الموجب إلى الأعلى. قم بإعادة وضع الغطاء الواقي الأبيض وإغلاق الخزانة.

الضمان: عام واحد

REF 25534 - 25535 - 25536 - 25537 - 25538

