

a. مقياس الحرارة السريري (الترمومتر) الخالي من الزئبق هو نوع من أجهزة قياس درجة حرارة المريض، ويمكن استخدامه لقياس درجة الحرارة من فم المريض أو الإبط أو فتحة الشرج.

b. المنتج متوافق مع المعيار EN12470-1:2000+A1:2009، مقياس الحرارة السريرية - الجزء 1؛ مقياس الحرارة الزجاجية المعدنية السائلة بأعلى جهاز:

1. شروط الاستخدام: قياس مدى درجة الحرارة يجب أن يكون بين 35 إلى 42 درجة مئوية، ودرجة حرارة البيئة (لمقياس الحرارة الخالي من الزئبق فقط) يجب أن تكون 20 إلى 30 درجة مئوية؛ إذا كانت درجة حرارة التخزين أقل من 20 درجة مئوية، يرجى وضع مقياس الحرارة في درجة حرارة 20 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية لمدة 1-2 ساعة على الأقل أو 30 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية لمدة عشر دقائق قبل الاستخدام أو الاختبار.

2. يجب أن تبقى درجة الحرارة بين -10 إلى 42 درجة مئوية أثناء التخزين أو النقل؛

3. التخلص من مقياس درجة الحرارة: بعد الاستخدام، حرك السائل المعدني لأسفل، ثم قم بتنظيف مقياس الحرارة وضعه في علبة بلاستيكية لتجنب أي ضرر.

ملاحظة للتأرجح؛ امسك بجزء الذيل من مقياس الحرارة بالإبهام والسبابة بإحكام وبغناية، وقم بأرجحة مقياس الحرارة برفق عدة مرات حتى يتجه السائل لأسفل.

ج. إجراءات الاستخدام

1. يجب أن يقع عمود السائل تحت أقل علامة مرقمة للمقياس قبل الاستخدام، ثم يتم تنظيف مقياس الحرارة وتطهيره بالكحول الطبي أو وضعه على أنبوب بلاستيكي معقم.

2. احرص على وضعه أسفل لسان المريض إذا قمت بالقياس بوضعه في الفم وأخبر المريض بأن يغلق فمه بإحكام.

3. يتم وضع مقياس حرارة سريري لاستخدام المستقيم مع بعض مواد التزيق قبل إدخاله في فتحة الشرج.

4. يجب الحرص على وضعه تحت إبط المريض إذا قمت بالقياس من تحت الإبط وأخبر المريض بأن يُحكم ضم الإبط.

يرجى قراءة رقم مقياس الحرارة السريري بعد حوالي 4 دقائق من خطوات القياس أعلاه.

د. تحذير

1. حذر المريض من المضغ والتحدث واللعب عندما يكون مقياس الحرارة السريري أسفل لسانه؛

2. اطلب من الأطفال المرضى الاستلقاء بهدوء، وساعدهم على حمل الطرف الآخر من مقياس الحرارة السريري لاستخدامه في المستقيم في حالة إدخاله بعمق شديد أو انزلاقه من فتحة الشرج.

3. تجنب الاستحمام أو الأكل أو التدخين قبل نصف ساعة من قياس درجة حرارة الجسم.

4. لم يتم تصميم مقياس الحرارة للتطبيقات الخاصة (مثل مقياس الحرارة للأطفال الخدج، ومقياس حرارة التبول)؛

ه. التخلص من مقياس الحرارة السريرية

السائل المعدني عبارة عن سبيكة تتكون من الغاليوم والإنديوم والقصدير، يجب التعامل مع مقياس الحرارة السريري هذا بحذر. على وجه الخصوص، يجب توخي الحذر لتجنب سقوط الجهاز أو معالجته بأي طريقة قد تؤدي إلى تلفه. عندما يتم كسر مقياس الحرارة السريرية، يتم تنظيف السائل المعدني المنقسم بقطعة قماش مبللة برغوة الصابون، ويمكن التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. و. وصف الرمز


الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية	
يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس	
يحفظ في مكان بارد وجاف	
اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام	
الشركة المصنعة	
تاريخ التصنيع	
ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي	
جهاز طبي يتوافق مع التوجيه 93/42/CEE	
كود المنتج	
رقم الدفعة	
حد درجة الحرارة	
الخالية من الزئبق	
دروتس مل	

#### شروط ضمان جيمَا GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيمَا GIMA لمدة 12 شهر.

Model, Modello, Modèle, Modelo,  
Modelo, Modell, Μοντέλο, نموذج, CR.W00

**REF** 25551, 25586, 25589

 Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.  
No. 43 Xixin Road, ZhangJing, Xibei Town,  
Wuxi city, Jiangsu, 214194, China  
Made in China

 Lotus NL B. V.  
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA  
The Hague, Netherlands

 Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

