



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ULTRA

PREGNANCY TEST

TEST DI GRAVIDANZA

TEST DE GROSSESSE

TEST DE EMBARAZO

TESTE DE GRAVIDEZ

SCHWANGERSCHAFTSTEST

ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗΣ

TEST CIAŻOWY

TEST DE SARCINĂ

GRAVIDITETSTES

TEST TRUDNOĆE

الاختبار الفائق للحمل

GIMA 29103




Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd
#550, Yinhai Street, Hangzhou Economic &
Technological Development Area, Hangzhou,
310018 P.R. China - Made in China



FHC-U103H



MedNet EC-REP GmbH Borkstrasse 10,
48163 Muenster, Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



التخزين والاستقرار

يمكن تخزين المجموعة في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة (2-30 درجة مئوية). لا تفتحي الكيس إلا عندما تكونين جاهزة لاستخدامه. لا يُجمد. لا يُستخدم بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

جمع العينة وتحضيرها

ينبغي جمع عينة البول في وعاء نظيف وجاف. يفضل أخذ عينة البول في أول الصباح لأنها تحتوي عمومًا على أعلى تركيز من هرمون hCG؛ ومع ذلك، يمكن استخدام عينات البول التي يتم جمعها في أي وقت من اليوم. يجب أن يتم طرد عينات البول التي تحتوي على جزيئات مرئية، أو ترشيجها، أو السماح لها بالاستقرار للحصول على عينة صافية للاختبار. إذا لم يكن من الممكن فحص عينة البول على الفور، فيجب تخزينها في درجة حرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات مئوية لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل الاختبار. للتخزين لفترات طويلة، يُمكن تجميد العينات وتخزينها في درجة حرارة أقل من -20 درجة مئوية. يجب إذابة العينات المجمدة وخطها قبل الاختبار.




المواد المقدمة

• نشرة العبوة	• عينة وسيطة للاختبار
المواد المطلوبة ولكن غير المقدمة	
• حاوية جمع العينة	• مؤقت

التعليمات

يجب أن يصل اختبار عينة البول إلى درجة حرارة الغرفة (15-30 درجة مئوية) قبل الاختبار

1. أزيلتي وحدة الاختبار من الكيس الرقائقي، واختبريها على الفور في غضون ساعة واحدة.
2. أزيلتي غطاء وحدة الاختبار، ثم أمسكيها من المنتصف بحيث تتمكنين من وضع طرف الماص في مجرى البول أو ضعي طرف الماص (2/3) في البول في كوب نظيف لمدة 15 ثانية على الأقل. ملاحظة: لا تتبلي على نافذة النتيجة.
3. ضعي الغطاء الموجود على وحدة الاختبار، ثم ضعي وحدة الاختبار على طاولة نظيفة ومستقرة، وابدئي تشغيل المؤقت على الفور.
4. تقرأ النتيجة بعد 3 دقائق؛ لا تفسري النتيجة بعد مرور 10 دقائق



عربي

الاستخدام المقصود

اختبار الحمل السريع عالي الحساسية للكشف عن هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) على عينة وسيطة هو اختبار مناعي كروماتوجرافي سريع للكشف النوعي عن الغدد التناسلية المشيمية البشرية في البول للمساعدة في الكشف المبكر عن الحمل.

المبدأ

اختبار الحمل السريع عالي الحساسية للكشف عن هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) على عينة وسيطة هو اختبار مناعي سريع للتدفق الجانبي بخطوة واحدة على عينة وسيطة للكشف النوعي عن هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) في البول للمساعدة في الكشف المبكر عن الحمل. يستخدم الاختبار مزيجًا من الأجسام المضادة بما في ذلك الأجسام المضادة أحادية النسيلة لهرمون hCG للكشف بشكل انتقائي عن المستويات المرتفعة من هرمون hCG. يتم إجراء التحليل عن طريق إضافة البول إلى شريحة الهيدروجيل والحصول على النتيجة خلال الخطوط الملونة.

الكواشف

يحتوي الاختبار على جزيئات مضادة لهرمون الحمل البشري ومضادات هرمون الحمل البشري مغلفة على الغشاء.

الاحتياطات

يرجى قراءة كافة المعلومات الموجودة في نشرة العبوة قبل إجراء الاختبار

- لا تستخدم المنتج بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على الكيس الرقائقي.

- يُحفظ في مكان جاف عند درجة حرارة 2-30 درجة مئوية أو -35.6-86 درجة فهرنهايت. لا يُجمد.
- لا يُستخدم المنتج إذا كان الكيس ممزقًا أو تالفًا.
- يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- للاستخدام التشخيصي في المختبر. لا يؤخذ عن طريق الفم.
- لا يُفتح الكيس الرقائقي الموجود في منتصف الاختبار إلا عندما تكونين مستعدة لبداية الاختبار.
- يجب التخلص من عينة الاختبار الوسيطة المستخدمة وفقًا للوائح المحلية

2. براونشتاين جي دي، جي إل فايتوكايتيس، بي بي كاربون، جي تي روس "الإنتاج غير الطبيعي لهرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية بواسطة الأورام"، آنالز. إنتيرن ميديكال. 1973; (1): 39-45

الفهرس

. داود إم أي، بي بي ساكسينا، ر لاندمان: موجبة الغدد التناسلية المشيمية البشرية ووحدها الفرعية في الشامة المائية وسرطان المشيمة، طب. طب التوليد وأمراض النساء. 1977; (2): 172-181

2. براونشتاين جي دي، جي إل فايتوكايتيس، بي بي كاربون، جي تي روس "الإنتاج غير الطبيعي لهرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية بواسطة الأورام"، آنالز. إنتيرن ميديكال. 1973; (1): 39-45

شروط ضمان جيمبا GIMA

يُطلب ضمان B2B القياسي جيمبا GIMA لمدة 12 شهر

قراءة النتائج

POSITIVE "النتيجة إيجابية": يظهر خطان ملوان. يجب أن يكون خط واحد في منطقة خط الفحص (C)، ويجب أن يكون خط آخر في منطقة خط الفحص (T). قد يكون أحد الخطوط أفتح من الآخر؛ وليس من الضروري أن يتطابقا. وهذا يعني أنك ربما تكونين حاملاً.

NEGATIVE "النتيجة سلبية": يظهر خط ملون واحد في منطقة خط الفحص (C). لا يظهر خط في منطقة خط الفحص (T). وهذا يعني أنك على الأرجح لست حاملاً.

INVALID "نتيجة غير صالحة": النتيجة غير صالحة إذا لم يظهر خط ملون في منطقة خط الفحص (C)، حتى لو ظهر خط في منطقة خط الفحص (T). ينبغي عليك تكرار الاختبار على عينة جديدة من منتصف التبول.

التحقق من الجودة

يتضمن الاختبار التحقق الإجرائي من الجودة. يُعتبر الخط الملون الذي يظهر في منطقة خط الفحص (C) بمثابة ضابط إجرائي داخلي. ويؤكد حجم العينة الكافي، وفعالية الغشاء الكافية، والتقنية الإجرائية الصحيحة.

القيود

قد يعطي هذا الاختبار نتائج خاطئة. تحدثي مع طبيبك قبل اتخاذ القرارات الطبية. 1. يمكن لبعض الأدوية التي تحتوي على هرمون hCG (مثل Pregnyl، APL، Profasi، Pergonal) أن تسبب نتائج إيجابية خاطئة. ولكن الكحول، وحبوب منع الحمل، ومسكنات الألم، والمضادات الحيوية، والعلاجات الهرمونية غير هرمون hCG لا ينبغي أن تؤثر عليها.

2. إذا كان البول مخففاً جداً، فقد لا يحتوي على ما يكفي من هرمون hCG. إذا كنت لا تزالين تعتقدين أنك حامل، قومي بإجراء الاختبار مرة أخرى باستخدام عينة البول الصباحية الأولى بعد 48 ساعة.

3. يمكن أن يحدث انخفاض مستويات هرمون hCG (أقل من 50mIU/mL) مباشرة بعد الانغراس. إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية بشكل ضعيف، أعدّي الاختبار باستخدام عينة البول الصباحية الأولى بعد 48 ساعة.

4. يمكن أن تحدث نتائج إيجابية خاطئة بسبب حالات مثل مرض الأرومة الغاذية أو السرطانات (الخصية، البروستاتا، الثدي، الرئة)، مما يسبب ارتفاع مستويات هرمون الغدد التناسلية المشيمائية البشرية 1.2 لا تستخدم اختبار هرمون الحمل hCG لتشخيص الحمل إلا إذا تم استبعاد الأسباب الأخرى.

5. يمكن أن تحدث نتائج سلبية خاطئة إذا كانت مستويات هرمون hCG منخفضة للغاية. إذا كنت لا تزالين تشكين في وجود حمل، قومي بإجراء الاختبار مرة أخرى باستخدام البول الصباحي الأول بعد 48 ساعة. إذا كانت النتيجة لا تزال سلبية، راجعي الطبيب.

6. هذا الاختبار يتزّل إلى الحمل فقط. يجب على الطبيب أن يؤكد ذلك بعد التحقق من كافة النتائج.

معلومات إضافية

طريقة العمل: يُكتشف هرمون hCG، الذي يتم إنتاجه أثناء الحمل، في البول **موعد الاختبار:** يمكن للاختبار اكتشاف هرمون الحمل قبل 6 أيام من موعد الدورة الشهرية المتوقعة (5 أيام قبل يوم الدورة الشهرية المتوقعة). استخدمي بول الصباح الأول للحصول على أفضل النتائج، لأنه يحتوي على أعلى تركيز من هرمون hCG.

الدقة: الدقة بأكثر من 99% مقارنة باختبار هرمون hCG في البول الآخر في التقييم السريري.

الحساسية: يُكتشف هرمون hCG عند 10 mIU/mL أو أعلى. **في حالة الحمل:** زوري طبيبك للتأكد ومناقشة الخطوات التالية.

إذا لم تكن حاملاً: إذا لم تبدأ دورتك الشهرية خلال أسبوع، قومي بإجراء الاختبار مرة أخرى. إذا كانت النتيجة لا تزال سلبية، ولا توجد دورة شهرية، راجعي الطبيب.

التخلص من المنتج: تخلصي من وحدة الاختبار المستخدمة وفقاً للوائح المحلية

الفهرس

1. داود إم أي، بي بي ساكسينا، ر لاندمان: موجبة الغدد التناسلية المشيمية البشرية ووحدها الفرعية في الشامة المائية وسرطان المشيمة، طب. طب التوليد وأمراض النساء. 1977; (2): 172-181

Indice dei simboli - Symbol index - Index des symboles - Índice de símbolos - índice de símbolo - Symbolindex - Ερμηνεία συμβόλων - Indeks symboli - Symbol index - Index de simbol - Indeks simbola

تيايولموس تارشؤم

	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός PL - Producent SE - Tillverkare RO - Producător HR - Proizvođač SA - الشركة المصنعة
	IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία PL - Przechowywać z dala od światła słonecznego SE - Skyddas från solljus RO - A se păstra ferit de razele soarelui HR - Čuvati zaštićeno od sunčeve svjetlosti SA - يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس
	IT - Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato GB - Don't use if package is damaged FR - Ne pas utiliser si le colis est endommagé ES - No usar si el paquete está dañado PT - Não use se o pacote estiver danificado DE - Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist GR - Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη PL - Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone SE - Använd inte en förpackning som är skadad RO - A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat HR - Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno SA - لا تستخدم في حالة تلف الحزمة
	IT - Importato da GB - Imported by FR - Importé par ES - Importado por PT - Importado por DE - Eingeführt von GR - Εισαγυγής από PL - Importowane przez SE - Importerad av RO - Importat de HR - Uvezeno od strane SA - مستورد عن طريق
	IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern GR - Διατηρείται σε όρσορό και στεγνό περιβάλλον PL - Przechowywać w suchym miejscu SE - Förvara på svalt och torrt ställe RO - A se păstra într-un loc răcoros și uscat HR - Čuvati na hladnom i suhom mjestu SA - يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس

	IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (aviso-s) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις) PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi SE - Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga RO - Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare HR - Pozor: Pročitajte i pažljivo slijedite upute (upozorenja) za upotrebu SA - ليس معقم	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος PL - Numer katalogowy SE - Produktkod RO - Cod produs HR - Šifra proizvoda SA - كود الدفعة
	IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consulte as instruções de uso DE - Gebrauchsanweisung beachten GR - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης PL - Przeczytaj instrukcję użytkowania SE - Läs bruksanvisningen RO - Citiți instrucțiunile de utilizare HR - Pročitajte upute za uporabu AA - اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام	IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer GR - Αριθμός παρτίδας PL - Kod partii SE - Satsnummer RO - Număr de lot HR - Broj serije SA - رقم الدفعة
	IT - Dispositivo monouso, non riutilizzare GB - Disposable device, do not re-use FR - Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser ES - Dispositivo monouso, no reutilizable PT - Dispositivo descartável, não reutilizar DE - Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden GR - Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείτε εκ νέου PL - Jedno urządzenie, nie używaj ponownie SE - Engångsanordning, får ej återanvändas RO - Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi HR - Uređaj za jednokratnu upotrebu, nemojte ponovo koristiti SA - أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد	CE IT - Dispositivo medico-diagnostico in vitro conforme alla direttiva 98/79/CE GB - In vitro diagnostic medical device compliant with Directive 98/79 / CE FR - Dispositif médical de diagnostic in vitro conforme à la directive 98/79/CE ES - Producto sanitario para diagnóstico in vitro conforme con la Directiva 98/79/CE PT - Dispositivo médico de diagnóstico in vitro em conformidade com a Diretiva 98/79 / CE DE - In-vitro-Diagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/CE GR - Διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν in vitro που συμμορφώνεται με την οδηγία 98/79 /CE PL - Wyrob medyczny do diagnostyki in vitro zgodny z dyrektywą 98/79 /CE SE - Den medicintekniska produkten för in vitro-diagnostik överensstämmer med Direktiv 98/79/EG RO - Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro, realizat în conformitate cu prevederile Directivei 98/79/CE HR - In vitro dijagnostički medicinski uređaj u skladu s direktivom 98/79/EZ SA - في الجهاز الطبي التشخيصي في المختبر في 98/79/CE الامتثال للتوجيه
	IT - Limite di temperatura GB - Temperature limit FR - Limite de température ES - Limite de temperatur PT - Limite de temperatura DE - Temperaturgrenzwert GR - Διατηρείται μεταξύ -10 και 49°C PL - Przechowywuj pomiędzy i °C SE - Lagras mellan och °C RO - A se păstra la temperaturi cuprinse între și °C HR - Čuvati između i °C SA - يحفظ بين و درجة مئوية	IVD IT - Dispositivo medico-diagnostico in vitro GB - In vitro diagnostic medical device FR - Uniquement pour usage diagnostique in vitro ES - Producto sanitario para diagnóstico in vitro PT - Dispositivo médico de diagnóstico in vitro DE - Nur zum Gebrauch für In-vitro-Diagnostika GR - Μόνο για διαγνωστική χρήση σε δοκιμαστικό σωλήν PL - Wyłączynie do diagnostyki in vitro SE - Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik RO - Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro HR - In vitro dijagnostički medicinski proizvod SA - فقط للاستخدام التشخيصي المجهرى
EC REP	IT - Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB - Authorized representative in the European community FR - Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES - Representante autorizado en la Comunidad Europea PT - Representante autorizado na União Europeia DE - Autorisierter Vertreter in der EG GR - Εξουσιοδοτημένος αντιπροσωπός στην Ευρωπαϊκή Ένωση PL - Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej SE - Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen RO - Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene HR - Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici SA - ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي	 IT - Contiene <n> di test GB - Contains sufficient for "n" tests FR - Contiens suffisant for "n" tests ES - Contiene <n> de test PT - Contém <n> de teste DE - Enthält <n> Tests GR - Περιέχει <n> τέστ PL - Liczba testów w zestawie SE - Innehåller tillräckligt för <n> tester RO - Conține suficient pentru <n> teste HR - Sadržaji dovoljno za <n> testiranja SA - راجعي تعليمات الاستخدام أو راجعي التعليمات الإلكترونية للاستخدام
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως PL - Data ważności SE - Utgångsdatum RO - Valabil până la data de HR - Datum isteka SA - تاريخ انتهاء الصلاحية	