

MONOFILAMENTO
MONOFILAMENT
MONOFILAMENT
EINZELFADEN
MONOFILAMENTO
MONO-FILAMENTO
MONOMHMATIO

ديجولنا طيخنا

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where you registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu en relation avec le dispositif médical que nous fournissons au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est basé.

Es necesario notificar cualquier accidente grave que se produzca en relación con el producto sanitario suministrado por nosotros al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentre. É necessário comunicar qualquer acidente grave que ocorra em relação ao dispositivo médico fornecido por nós ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que está sediado.

Jeder schwerwiegende Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten Medizinprodukt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem es seinen Sitz hat, zu melden.


Είναι απαραίτητο να αναφερθεί οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα που συνέβη σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν που παρέχεται από εμάς στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βασίζεται.

نم ديقملا يبطلا زاهجلاب قلعتي اميف عقي ري طخ شدا ح يا ن ع غالبال يوررضنا نم امب دجوي يتلا وضعلنا طلودلا يف نصرتخملا كطلسلا او دعنصلما ظكوشرنا ىلا انللق

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



31282



PICTURE 1

PICTURE 2

PICTURE 3



RIGHT

LEFT

٣٣ درجة مئوية والرطوبة ٨٠٪ ، يمكن أن يتشوه الفتييل ويجعل التشخيص أقل دقة

تم اختبار الفتييل لتحديد دقة الانحناء حتى ١٠ جرام وتم التعرف على قوة التشوه عند +/- ١٠٪

استبدل الفتييل بالتأكد بعد ثني ٢٠٠/١٥٠

الإمساك بالخيط بحيث أن يكون بشكل عامودي على الجلد والقيام بحركة لطيفة وخفيفة خلال الفحص. القيام بعملية تتالي

ثلاث نقاط التي تضمن (١) لمس الجلد (٢) ثني الخيط و (٣) الرفع عن الجلد)النظر إلى الصور ٣-١(. عدم القيام بحركات سريعة. مدة الاقتراب, لمس الجلد وابتعاد الخيط تكون تقريبا ١,٥ ثواني

الطلب من المريض بالإجابة ”نعم“ عندما يشعر بالخيط. في حالة أن المريض لا يجيب عندما تمسّون نقطة معيّنة من القدم, المتابعة في نقطة أخرى

بعد الانتهاء من العملية المتتالية، إعادة العملية في القسم الذي به لم يشعر المريض بالخيط استعمال الخيط بتتالي عشوائي

فقدان الحساسية الوقائيّة في أي نقطة من النقاط الثمانية (المشار إليها في الرسم الموجود أعلاه) يشير إلى قدم معرّض لخطر شديد

يوصى بتطهير المنتج مباشرة بعد كل استخدام مع المرضى، من خلال استخدام مطهر مضاد للبكتيريا وخالٍ من الكحول.

شروط ضمان جيما GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيما GIMA لمدة 12 شهر.

ARABIC

الخيط الوحيد

عرض الخيط على المريض وبه لمس يدالمريض أو ذراعه بحيث يدرك بأنّه لا يوجع

استعمال الخيط ذات ١٠ غم لفحص الحساسية في النقاط المشار إليها لكل قدم كما هو مبين. استعمال الخيط على مدار الجرح, الجساء, أثر الجرح أو التسيج المصاب بموت الخلايا, ولكن ليس مباشرة على الجزء نفسه

امسك الفتييل عن طريق ممارسة ضغط معتدل عمودي على الجلد واستخدم حركة ناعمة عند الاختبار

الخيوط الأحادية هي أداة للتشخيص الأولي لاعتلال الأعصاب - الحسي الذي يمكن أن يسببه ، على سبيل المثال ، مرض السكري

القدم هي أحد أجزاء الجسم التي تتأثر بالضرر الناتج عن الاعتلال العصبي بسبب ضعف الإدراك الحسي المحيطي ؛ يمكن للخيط الأحادي الكشف عن قدرة المريض على إدراك الضغوط المعتدلة

ينحني الشريط الأحادي عند ضغط ١٠ جرام لمدة ٦٠/٥٠ مرة على الأقل قبل الانحناء لقوة أقل ؛ يوصى بتغيير السلك بعد الاستخدام على ١٥/٦ مريضًا والسماح له بالراحة لمدة ٢٤ ساعة على الأقل قبل إعادة استخدامه

يمكن أن يعمل على النحو الأمثل عند درجة حرارة ٢٦/٢٠ درجة مئوية مع رطوبة ٥٠/٣٠٪ بدون تشوه. مع ارتفاع درجة الحرارة عن

<p>REF</p> <p>GB - Product code FR - Code produit IT - Codice prodotto DE - Erzeugniscode ES - Código producto PT - Código produto GR - Καθώς προϊόντος PL - Numer katalogowy SE - Produktkod RO - Cod produs HU - Termékkód</p>	<p>GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745 GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 PL Wyrob medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 SE - Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 RO - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentului (UE) 2017/745 HU - A 2017/745/EU rendeletheek megfelelő orvostechnikai eszköz</p>
<p>LOT</p> <p>GB - Lot number FR - Numéro de lot IT - Numero di lotto DE - Chargennummer ES - Número de lote PT - Número de lote GR - Αριθμός παρτίδας PL - Kod partii SE - Satsnummer RO - Număr de lot HU - Tételszám</p>	<p>CE</p> <p>GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον PL - Przechowywać w suchym miejscu SE - Förvara på svalt och torrt ställe RO - A se păstra într-un loc răcoos și uscat HU - Száraz, hűvös helyen tárolandó</p>
<p>SA - يحفظ في مكان بارد وجاف</p> <p>GB Keep away from sunlight FR A conserver à l'abri de la lumière du soleil IT Conservare al riparo dalla luce solare DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar GR Αποφύγετε το μικρόδι από ηλιακή ακτινοβολία PL Przechowywać z dala od światła słonecznego SE Skyddas från solljus RO A se păstra ferit de razele soarelui HU Napfénytől védve tárolandó</p>	<p>SA - يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس</p> <p>GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication IT - Data di fabbricazione DE - Herstellungsdatum ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico GR - Ημερομηνία παραγωγής PL - Data produkcji SE - Tillverkningsdatum RO - Nu contine latex HU - Gyártás dátuma</p>
<p>MD</p> <p>GB Medical Device FR Dispositif médical IT Dispositivo medico DE Medizinprodukt ES Producto sanitario PT Dispositivo médico GR Ιατροτεχνολογικό προϊόν PL - Wyrob medyczny SE - Medicinteknisk produkt RO - Dispozitiv medical HU - Orvostechnikai eszköz</p>	<p>SA جهاز طبي</p>
<p>SA - Manufacturer FR - Fabricant IT - Fabricante DE - Hersteller ES - Fabricante PT - Fabricante GR - Παράγωγός PL - Producent SE - Tillverkare RO - Producător HU - Gyártó</p>	<p>SA - الشركة المصنعة</p> <p>GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation IT - Leggere le istruzioni per l'uso DE - Gebrauchsanweisung beachten ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consultar as instruções de uso GR - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης PL - Przeczytaj instrukcję użytkowania SE - Läs bruksanvisningen RO - Citii instrucțiunile de utilizare HU - Olvassa el a használati utasításokat</p> <p>SA - اقرأ بقة وحرص تعليمات الاستخدام</p>