



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**TEST PER LA VISIONE STEREOSCOPICA – TEST FOR  
STEREOSCOPIC VISION – EXAMEN DE LA VISION  
STÉRÉOSCOPIQUE – TEST FÜR STEREOSKOPISCHES SEHEN –  
TEST PARA LA VISIÓN ESTEREOSCÓPICA – TESTE PARA A VISÃO  
ESTEREOSCÓPICA – ΤΕΣΤ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ –**

**إختبار للرؤية المجسّمة**

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqué par/

Fabricado por/Hergestellt von/Fabricado por/

Κατασκευασμένο από/مصنوع بواسطة

Levetta s.a.s. di Maffei Michele & C.-Via dei Cancellieri, 6/8

51100 Pistoia - Italy

levetta@levetta.com

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/

Distribuido por/Vertrieben von/Distribuido por/

Διανέμεται από το/موزع من قبل

Gima S.p.A - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

**www.gimaitaly.com**

Made in Italy

**REF 5206 (GIMA 31293)**



M31293-M-Rev. 3.09.24

لا يعد هذا المنتج جهازًا طبيًا وإنما يمثل أداة استرشادية فقط لدعم التقييم الأولي للتعاون بين العينين في تكوين صورة وحيدة بدءًا من الصورتين الوردتين بشكل منفصل إلى المخ من كل عين من العينين.  
يجوز استخدامه على الأطفال اعتبارًا من عمر سنة واحدة وعلى البالغين.

#### طريقة الاستخدام:

يتكون الاختبار من بطاقة تعرض 4 أشكال: كرة وسمكة ونجمة وشجرة. تم اختيار صور شائعة يمكن التعرف عليها وتسميتها سواء من الشخص البالغ أو من الطفل منذ الطفولة المبكرة. يُسأل الشخص لتحديد ما يراه في الاختبار مع مراقبة حركات عينيه.  
الكرة هي العنصر الوحيد الذي يمكن رؤيته أيضاً بعين واحدة، بينما العناصر الأخرى (تم وضع كل منها على مستويات مختلفة من العمق) لا يمكن إدراكها إلا من قبل من يتمتع بروية بكتنا العينين ويمتلك حدة إبصار أعلى من 2-10/3. في الأطفال المتعاونين وفي البالغين، تُقدّم لهم البطاقة المتضمنة الاختبار على مسافة 30 - 40 سم ويُطلب منهم تحديد الأشكال: إذا تم إدراك الكرة فقط، فإن الاختبار يشير إلى ضرورة القيام بفحوصات طب العيون المناسبة.

باختصار:

نتيجة إيجابية:

يتم تحديد جميع الأشياء وتسميتها

نتيجة مشتبّه فيها:

يتم تحديد شكل واحد فقط من الأشكال

نتيجة سلبية:

لا يتم تحديد أي شيء من الأشياء ثلاثية الأبعاد.

#### إرشادات لتقييم الاختبار:

دعم التقييم الأولي للاشتباه في الحول أو كسل العين أو ضعف الإبصار في إحدى العينين أو كليتهما أو كاختبار فحص للرؤية المجسمة. في حالة الطفل غير المتعاون، من الممكن تقديم الاختبار له ومراقبة ما إذا كان الطفل يحاول الإمساك بأحد الأشياء

#### شروط ضمان جيمّا GIMA

يُطبق ضمان B2B للقياسي جيمّا GIMA لمدة 12 شهر.