



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

المنتج مخصص للاستخدام الحصري من قبل عمالة متخصصة لا تستخدم الأدوات بطريقة غير مناسبة ولا تُجهَد الوصلات أو الدعائم بشكل مرط.
 الاستخدام الخاطئ أو الصيانة غير الكافية أو غير الصحيحة يمكن أن يسببوا التدهور السريع للأدوات. يوصى باخضاع الأداة للتنظيف والتجفيف والتعقيم عند الاستخدام لأول مرة وبعد كل استخدام. يجب دائماً تنظيف الأدوات قبل التعقيم. لا تستخدم منظفات مسببة للتآكل و/أو منتجات كاشطة. ننصح باستخدام محاليل التنظيف وعمليات الشطف بأس هيدروجيني 7.0. انتبه حتى لا تتلامس المنتجات مع أحماض أو مظهرات عدوانية أخرى. قد يسبب ذلك لاحقاً تآكل اللون أو الصدأ أو تكوّن الثقوب. لا تترك الأدوات منقوعة في المحاليل الكيميائية المخصصة للتنظيف/التعقيم لمدة أطول من اللازم. بمجرد تعقيم الأدوات، يجب غسلها بدقة بالماء الساخن لإزالة كافة آثار المواد الكيميائية والوقاية من تآكل اللون أو التآكل.

اتبع دائماً التعليمات الواردة في المنظفات. نظف الأدوات سواء في وضع مفتوح أو مغلق. اشطف لمدة 3 دقائق، وتأكد من أن الماء يدخل ويخرج عدة مرات حتى في الثقوب المغلقة. استخدم دائماً المياه المنزوع منها الأملاح المعدنية تماماً في الشطف النهائي. إن الماء المحتوي على الكلوريد يمكن أن يُؤَلِّب الأدوات. جفف الأداة دائماً.
 الأدوات التي تظهر عليها علامات التآكل يجب التخلص منها على الفور. نفذ دائماً فحصاً بصرياً لتحديد أية أضرار أو علامات تآكل: يجب أن تغلظ الحواف الحادة من الشقوق وأن تكون الحافة مستمرة؛ يجب ألا يوجد تشوه للأدوات ذات الأجزاء الطويلة؛ تأكد دائماً من الحركة المنزلة للمفصلات؛ تأكد دائماً من أن أنظمة القفل تعمل.

لا تتناول الأدوات من خلال الإمساك بها من الأطراف. يجب ألا يُنْقَدَ التنظيف إلا من قبل عمالة مؤهلة لا تُخزّن الأدوات إذا كانت لا تزال رطبة.
 يجب إيلاء انتباه خاص لأدوات الجراحة المجهرية. يمكن أن تلف الأطراف الحساسة لهذه الأدوات بسهولة في حالة ملامستها لأدوات أخرى أو لجوانب حلبة التي تُحفظ فيها. يُفضّل تنظيفها باليد.
 قم بحفظ وتعقيم الأدوات ذات المقبض المقوس على حامل خاص. اترك اللوايض والأقلام مفتوحة دائماً.

التعقيم

قبل استخدام الأدوات في الجراحة، يجب تعقيمها بطريقة التعقيم على الساخن على 270° فهرنهايت (132° مئوية) لمدة 15 دقيقة. يجب ألا تتجاوز درجات حرارة التعقيم 280° فهرنهايت (137° مئوية). لا توجد إرشادات بشأن العدد الأقصى لدورات التعقيم والتي تعتمد بشكل كبير على حالة المنتج.

الصيانة والتشحيم

بعد التنظيف وقبل التعقيم، من الضروري تشحيم الأدوات ذات الأجزاء المتحركة (مثل المفصلات والأقلام على شكل حلبة والأجزاء المنزلة أو الدوارة) بمواد تشحيم قابلة للذوبان في الماء (لا تستخدم زيوتاً عامة). اتبع دائماً تعليمات الشركة المصنعة لمادة التشحيم بشأن التشحيم والمدة وطريقة الاستخدام.

التخلص

لا يجب التخلص من الأدوات البيطرية بطريقة خاصة، نظراً لأنها لا تحتوي على مواد سامة أو خطيرة؛ يمكن إعادة تدوير الفولاذ المقاوم للصدأ في وحدات إنتاج الفولاذ العادية.

في حالة العثور على أضرار أو عيوب في المنتج، يرجى الاتصال بالمورد

شروط ضمان جيمما GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيمما GIMA لمدة 12 شهر.

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante

Buraq Surgical Coporation

59C small Industrial estate 51310 Sialkot Pakistan

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
 Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / داريتمس:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Pakistan

