

AR

منظف مركز للأدوات
بانزيمات محللة للبروتين

خطر

الخواص

GERMOCID ENZIMATICO هو منظف بانزيمات محللة للبروتين من أجل تنظيف وتطهير الأدوات الطبية وأدوات طب الأسنان. يتعامل بفعالية مع البقايا العضوية، حتى الجاف منها، ومع الأوساخ العنيدة: يمكن استعماله مع المواد الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية. المنتج مخصص للاستخدام الاحترافي، ومخصص للغسيل اليدوي، وكذلك للاستعمال مع الأجهزة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية.

طريقة الاستعمال: خفف GERMOCID ENZIMATICO بنسبة 0,6-10% في لتر من ماء الصنبور، الفاتر إن أمكن، وامزج بعناية. قبل غمر الأدوات في المحلول المجهز يُنصح بتطهيرها باستعمال منتج نوعي، ثم شطفها بالماء البارد، وغمرها في محلول GERMOCID ENZIMATICO لمدة 10 دقائق. عند وجود بقايا جافة أو أوساخ عنيدة يجب إطالة مدة الغمر إلى ساعة واحدة، إضافة إلى استعمال فرشاة أسنان إذا لزم الأمر.

التركيب: منشطات سطح غير أيونية 15-30%؛ منشطات سطح أيونية 5-15%؛ إنزيمات؛ عطر (ليمونين، سترال)، مادة حافظة (بنزايروثيازولينيون).

تحذيرات: H318 يسبب إصابات خطيرة للعينين. H315 يسبب تهيج الجلد. ضار للأحياء المائية وله تأثيرات طويلة الأمد. EUH208 يحتوي على: سترال يمكن أن يتسبب في رد فعل تحسسي. P264 لا تنشر المنتج في البيئة. P280 قفازات/ قم بحماية العينين/ الوجه. P305-P338 في حالة ملامسة العينين: ينبغي شطفهما جيداً لعدة دقائق. اخلع أية عدسات لاصقة، إذا كان من السهل القيام بالأمر. واصل الشطف. P310 الاتصال فوراً بأحد مراكز مكافحة السموم أو بطبيب. يحتوي على: كحول دهني ألكوكسيل. للاستخدام الاحترافي. يُحفظ في مكان بارد وجاف وبعيداً عن مصادر الحرارة. إذا حُفَظَ المنتج بصورة سليمة بعد الفتح، فإنه سيحتفظ بمدة الصلاحية المذكورة على البطاقة.

منظف مطابق لتنظيم الجماعة الأوروبية رقم 648/2004.

الصلاحية: 3 سنوات

التشغيلية وانتهاء الصلاحية: انظر العبوة

تجهيز طبي CE

جهة الصنع:

جيرمو شركة مساهمة «GERMO SpA» - العنوان: 20032 - Via Giotto 19/21

Cormano (MI) - هاتف: 02 663 01 938

الموقع الإلكتروني: www.germo.it - البريد الإلكتروني: info@germodis.com

صُنِعَ فِي إِيطَالِيَا