

مطهر مركز

من أجل الأجهزة الطبية غير الباضعة

ذو مفعول منظم

خطر

الخصائص

جيرموسيد بلا رائحة هو محلول مركز له مفعول سريع وفعال في التنظيف والتطهير. فعال ضد البكتيريا إيجابية الجرام وسلبية الجرام والفطريات والجراثيم الفطرية والفيروسات (الفيروسات الغدانية، وفيروس العوز المناعي البشري، وفيروس التهاب الكبد الفيروسي ب، وفيروس التهاب الكبد سي). جيرموسيد بلا رائحة منتج مخصص للتنظيف والتطهير من أجل الأسطح والأجهزة الطبية غير الباضعة، مثل أقنعة الوجه ومعدات طب الأسنان، ومن أجل معالجة المعدات/الأغراض المختلفة، مثل المكاتب ومساند الذراعين ومقابض العيادات الطبية وعيادات طب الأسنان. يتمتع المنتج بكفاءة عالية وسرعة سواء منظفًا أو مطهرًا في وجود مادة عضوية (دم - لعاب - نضح عضوي)، ما يتيح استعماله على جميع أدوات طب الأسنان وغيرها. إزالة الأوساخ لا تستدعي عمل ميكانيكي.

طريقة الاستعمال: يُستخدَم المنتج مخففًا بنسبة 5-10% لمدة 15 دقيقة من التلامس من أجل إبادة البكتيريا؛ ومخففًا بنسبة 10% لمدة 15 دقيقة من أجل إبادة الفطريات، ومخففًا بنسبة 10% لمدة 60 دقيقة من أجل إبادة الجراثيم الفطرية، وبنسبة 1% لمدة 60 دقيقة من أجل إبادة الفيروسات لمكافحة الفيروسات الغدانية، وبنسبة 15% لمدة 60 دقيقة من أجل إبادة الفيروسات لمكافحة فيروس العوز المناعي البشري وفيروس التهاب الكبد الفيروسي ب وفيروس التهاب الكبد سي. يُوضَع على الجدران والأسطح القابلة للغسل باستعمال إسفنجة أو قطع قماش أو مرشحات أو مضخات يدوية أو ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى. يُترك المنتج ليقول بمفعوله ثم يُشطف. المحلول المخفف يكون مستقرًا لمدة أسبوع عند استعماله بشكل سليم، ومن دون التلوث بمواد و/أو عوامل خارجية.

التركيب: يحتوي كل 100,0 جم من المنتج على: كلوريد البترالكونيوم 10,0 جم؛ أورثو فينيل فينول 1,0 جم؛ إضافات خاملة؛ ماء منقى بكمية كافية لـ 100,0 جم.

تحذيرات: H314 يسبب حروق شديدة في الجلد، وإصابات خطيرة في العينين. H400 سام جدًا للأحياء المائية. H411 سام للأحياء المائية وله تأثيرات طويلة الأمد. P260 يجب عدم استنشاق غبار المنتج/أدخنته/غازاته/ضبابه/أبخرته/هباءه الجوي. P280 يجب ارتداء قفازات حماية، وحماية العينين/الوجه. P303-P361-P353 في حالة ملامسة الجلد (أو الشعر): اخلع على الفور جميع الملابس الملوثة. أشطف الجلد، أو استحم. P305-P351-P338 في حالة ملامسة العينين: ينبغي شطفهما جيدًا لعدة دقائق. اخلع أية عدسات لاصقة، إذا كان من السهل القيام بالأمر. واصل الشطف. P310 الاتصال فوراً بأحد مراكز مكافحة السموم أو بطبيب. يحتوي على: مركبات أمونيوم رباعية. رج المنتج قبل الاستخدام. المنتج غير متوافق مع المنظفات ومنشطات السطح الأنيونية. يُحفظ في مكان بارد وجاف وبعيداً عن مصادر الحرارة. إذا حُفظ المنتج بصورة سليمة بعد الفتح، فإنه سيحتفظ بمدة الصلاحية المذكورة على البطاقة. لا تستخدم المنتج في حالة تلف العبوة. للاستخدام الاحترافي.

منظف مطابق لتنظيم الجماعة الأوروبية رقم 648/2004

الصلاحية: 5 سنوات

التشغيلة وانتهاء الصلاحية: انظر العبوة

جهاز طبي CE 0546 التوجيه الأوروبي ECC/93/42

جهة الصنع:

جيرمو شركة مساهمة «GERMO SpA» - العنوان: 20032 - Via Giotto 19/21

Cormano (MI) - هاتف: 02 663 01 938

الموقع الإلكتروني: www.germo.it - البريد الإلكتروني: info@germodis.com

صُنِعَ في إيطاليا

قد تتعرض التحذيرات للتغير عن طريق تحديث نشرة السلامة الخاصة بالمنتج