

AR

منظف مُطَهِّر مكون بشكل أساسي من الكحول من أجل الأجهزة الطبية غير الباضعة جاهز للاستخدام

انتبه

الخواص

GERMOCID BASIC هو محلول مائي كحولي جاهز للاستخدام، ومكون بشكل أساسي من كلورهيكسيدين ديجلوكونات وأملاح الأمونيوم الرباعية، وهو ذو مفعول واسع المدى من أجل الحصول على تطهير سريع وفعال للأسطح والأجهزة الطبية غير الباضعة والأسطح المنبسطة أو التي يصعب وصول إليها في المعدات الطبية الحيوية وفي وحدات عيادات الأسنان (كقاعات الوجه وأسطح الإسناد ومساند الذراعين ومساند الرأس وما شابه). لا يحتاج GERMOCID BASIC إلى أي تخفيف ويضمن حماية سريعة وممتدة من: الفيروسات (الفيروسات الغدانية، فيروس العوز المناعي البشري، فيروس التهاب الكبد الفيروسي ب، فيروس التهاب الكبد سي)، والبكتيريا (موجبة الجرام وسالبة الجرام)، والجراثيم الفطرية (بما في ذلك الجراثيم الفطرية للسل)، والفطريات (الخمائر والعفن). المنتج يقوم بمفعوله أيضًا في وجود مواد عضوية (دم، لعاب، نضح عضوي، وما شابه). المنتج يتبخر بسرعة. لم يُلاحظ وجود آثار تآكل في المواد التي تتكون منها الأجهزة الطبية أو المعدات الطبية الحيوية. يُنصح بتجنب الاستخدام على المواد التي تتهترئ بالكحول.

طريقة الاستعمال: رج المنتج قبل الاستخدام. يجب بخ رذاذ GERMOCID BASIC مباشرةً على الأسطح أو الأشياء الواجب معالجتها. يُترك المنتج ليقوم بمفعوله، ثم يتم تمرير قطعة قماش أو منديل ورقي وحيد الاستخدام.

عند التلامس لمدة خمس دقائق ينشط GERMOCID BASIC ضد البكتيريا موجبة الجرام وسالبة الجرام، وضد الفطريات (الخمائر والعفن) وضد الفيروسات (بما في ذلك الفيروسات الغدانية، فيروس العوز المناعي البشري، فيروس التهاب الكبد الفيروسي ب، فيروس التهاب الكبد سي)؛ وعند التلامس لمدة 60 دقيقة ينشط ضد الجراثيم الفطرية (بما في ذلك الجراثيم الفطرية للسل).

التركيب:

يحتوي كل 100,0 جم من المنتج على:

كلورهيكسيدين ديجلوكونات 0,1 جم؛

كلوريد البنزالكونيوم 0,1 جم؛

كحول إيثيلي 45,0 جم؛

كحول الإيزوبروبانول 15,0 جم؛

إضافات خاملة؛

المنتج كلفة 100,0

تحذيرات: H226 سائل وأبخرة قابلون للاشتعال. التحذيرات H319 يسبب تهيج شديد في العينين. H412 ضار للأحياء المائية وله تأثيرات طويلة الأمد. P210 يُحفظ بعيدًا عن مصادر الحرارة والأسطح الساخنة والشرر واللهب المكشوف أو مصادر الإشعال الأخرى. ممنوع التدخين. P280 يجب ارتداء قفازات / ملابس حماية، وحماية العينين/ الوجه. P370+P378 في حالة اندلاع حريق: يجب استعمال ثاني أكسيد الكربون، الرغوة، مسحوق كيميائي للإطفاء. P313+P337 إذا استمر تهيج العينين يجب استشارة طبيب. P273 لا تنشر المنتج في البيئة. للاستخدام الاحترافي. تجنب الاستخدام على خامات التي تهترئ بالكحول. المنتج غير متوافق مع المنظفات ومنشطات السطح الأيونية. إذا حُفظ المنتج بصورة سليمة بعد الفتح، فإنه سيحتفظ بمدة الصلاحية المذكورة على البطاقة. لا تستخدم المنتج في حالة تلف العبوة. يُحفظ في مكان بارد وجاف وبعيدًا عن مصادر الحرارة. للاستخدام الخارجي.

الصلاحية: 3 سنوات

التشغيل وانتهاء الصلاحية: انظر العبوة

جهاز طبي CE 0546 التوجيه الأوروبي ECC/93/42

جهة الصنع:

جيرمو شركة مساهمة «GERMO SpA» - العنوان: Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) -

هاتف: 02 663 01 938

الموقع الإلكتروني: www.germo.it - البريد الإلكتروني: info@germodis.com

قد تتعرض التحذيرات للتغير عن طريق تحديث نشرة السلامة الخاصة بالمنتج