

OMRON

جهاز مراقبة ضغط الدم المعصمي ألياً

HEM-6232T-E) RS7 Intelli IT
از أس7 إنتيلي أي تي
كتيب التعليمات

IM-HEM-6232T-E-AR-05-01/2022
3787101-4E
تاريخ الإصدار: 2022-05-25

All for Healthcare

جدول المحتويات

- مقدمة
- معلومات هامة للسلامة
- ١. اعراف جهاز قياس الضغط
- ٢. التحضير
- ٣. استخدام جهاز القياس بدون جهاز ذكي
- ٤. استخدام جهاز القياس مع جهاز ذكي
- ٥. استخدام وظيفة الذاكرة
- ٦. إعدادات أخرى
- ٧. رسائل الأخطاء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
- ٨. الصيانة
- ٩. المواصفات
- ١٠. الضمان المحدود
- ١١. الإرشادات وبين الشركة المصنعة

مقدمة

نشكرا لشرائك الطراز آر أس7 إنتيلي أي تي جهاز قياس ضغط الدم المعصمي أوتوماتيكيا.
جهاز قياس ضغط الدم هذا مصمم للارتداء على معصمك.
يستخدم جهاز القياس ضغط الدم بطريقة القياس بالذنبية لقياس ضغط الدم. عندما ينتفخ الشريط الضاغط، يستشعر جهاز القياس هذا نبضات الضغط الواردة من الشريان الموجود تحت الشريط الضاغط. تعرف تلك النبضات باسم نبضات القياس بالذنبية. يعرض مستشعر ضغط الدم الإلكتروني قراءة رقمية لضغط الدم.

تعليمات السلامة

يؤكد كتيب التعليمات هذا بمعلومات مهمة حول الطراز آر أس7 إنتيلي أي تي جهاز قياس ضغط الدم المعصمي أوتوماتيكيا. لضمان الاستخدام الآمن والصحيح لجهاز القياس هذا، قم بقراءة جميع تعليمات السلامة والتشغيل وفهمها. إذا لم تفهم هذه التعليمات أو كانت لديك أية أسئلة، ففضل بمغذ اليد بالجزء ٤ أو الموزع التابع لشركة OMRON قبل محاولة استخدام جهاز القياس هذا. للحصول على معلومات محددة حول ضغط الدم لديك، استشر طبيبك.

دواعي الاستخدام

يعد هذا الجهاز جهاز قياس رقميًا يُمنَعُ في قياس ضغط الدم ومعدل النبض لدى المرضى الكبار الذين يتراوح محيط المعصم لديهم من ١٣.٥ إلى ٢١.٥ سم.
يكتشف جهاز القياس هذا وجود اضطراب في ضربات القلب أثناء القياس، ويبين هذا برمزم مصحوب بنتيجة القياس. الجهاز مصمم الخاصًا للاستخدام المنزلي العام.

السلامة والمخاطر

أخرج جهاز القياس من عبثه واحمسه للكشف عن أي تلف. إذا تعرض جهاز القياس للتلف، فلا تستخدمه. استشر منصف البيع بالجزء ٤ أو الموزع التابع لشركة OMRON.

معلومات هامة للسلامة

يرجى قراءة معلومات هامة للسلامة في كتيب التعليمات هذا قبل استخدام جهاز القياس هذا. الرجاء اتباع كتيب التعليمات هذا بحذافيره للحفاظ على سلامتك.

الرجاء الاحتفاظ به من أجل الرجوع إليه في المستقبل. لمطالعة معلومات محددة عن ضغط دمك، استشر طبيبك.

⚠ تحذير

• لا تستخدم جهاز القياس مع الرضع أو الأطفال أو الصغار أو الأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم.

• لا تُعْمَلْ الألوية حسب القراءات المأخوذة من جهاز قياس ضغط الدم هذا. احرص على تعاطي الدواء كما وصفه لك طبيبك. الطبيب وحده هو المؤهل لتشخيص ضغط الدم المرتفع وعلاجه.

• لا تستخدم جهاز القياس هذا في قصص مصعب أو مصمم بضعخ لعلاج طبي.

• لا ترتدي الشريط الضاغط للمعصم فوق مصعبك أثناء وجود حنن وريدي أو نقل الدم.

• لا تستخدم جهاز القياس هذا في المناطق التي تشتمل على معدات جراحية عالية التردد.

• معدات التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT) فقد.

• يؤدي هذا إلى عمل الجهاز بصورة غير صحيحة وأو قد يتسبب ذلك في قراءة غير دقيقة.

• لا تستخدم جهاز القياس هذا في البيئات الغنية بالأكسجين أو بالقرب من غاز قابل للاشتعال.
• استشر طبيبك قبل استخدام جهاز القياس هذا إذا كنت تعاني عادة من عدم انتظام دقات القلب مثل الدقات الأثينية أو البطينية السابقة لوانها أو الرجفان الأثيني أو التسلبب الشرياني أو ضعف الإرواء أو السكري أو الحمل أو الارتعاج تشنج الحمل أو أمراض كلوية. لاحظ أن أي حالة من هذه الحالات بالإضافة إلى حركة المريض أو ارتعاشه أو ارتجافه قد تؤثر في قراءة القياس.

• لا تعتمد إلى تشخيص أو علاج نفسك استنادًا إلى قراءت ضغط دمك. استشر دائمًا طبيبك. ويشتمل هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تسبب خطر الاختناق إذا ابتلعها الرضع أو الصغار أو الأطفال.

إرسال البيانات

• تتبعت من هذا المنتج ترددات لاسلكية (RF) في نطاق التردد بقوة ٤-٢ جيجا هرتز. لا تستخدم هذا المنتج في أماكن يتم فيها حظر التردد اللاسلكي مثل الطائرات أو المستشفيات.
• أوقف تشغيل ميزة Bluetooth في جهاز القياس وألغ الخبطاريات عندما تكون موجودًا في المناطق التي يُحظر فيها التردد اللاسلكي.

التعامل مع البطارية واستخدامها

• احتفظ بالبطاريات بعيدًا عن متناول الرضع أو الأطفال أو الصغار.

⚠ تنبيه

يشير إلى موقف من المحتمل أن يكون خطيرًا وقد يؤدي عدم تجنبه إلى الإصابة بسببته أو متوسطة أو منخفضة ضغط الدم.
بالجهاز أو أية ممتلكات أخرى.

• موقف عن استخدام جهاز القياس واستشر طبيبك إذا عانيت من أي تهيج في البشرة أو أي اضطراب.

• استشر طبيبك قبل استخدام جهاز القياس هذا على أي مصمم تم ارتاج أليبيب أو علاجات داخل الأوية فيه أو تحويلة شريانية وريدية فيه بسبب الاضطراب الذي يحدث مؤقتًا في تدفق الدم والذي قد يؤدي إلى الإصابة.

• استشر طبيبك قبل استخدام جهاز القياس هذا في حالة الخضوع من قبل إلى جراحة استئصال الثدي.

• استشر طبيبك قبل استخدام جهاز القياس إذا كنت تعاني من مشكلات خطيرة أو تدفق الدم أو اضطراب الدم لأن انتفاخ الشريط الضاغط قد يتسبب في حدوث كدمات.

• لا تأخذ القياسات بمعدل متكرر أكثر من اللازم بسبب احتمالية الإصابة بكدمات نظرًا لإعاقه تدفق الدم.

• لا تتفخ الشريط الضاغط للمعصم إلا عندما يكون ملتصقًا حول معصمك.
• إخغ الشريط الضاغط للمعصم إذا لم يبدأ بتأريغ الهواء خلال القياس.
• لا تستخدم جهاز القياس هذا لأي عرض آخر بخلاف قياس ضغط الدم.
• تأكد خلال القياس من عدم وجود جهاز جوار أو أي جهاز كهربائي آخر تبعت منه مجالات كهرومغناطيسية في نطاق ٣٠ سم من جهاز القياس. فقد يؤدي هذا إلى عمل الجهاز بصورة غير صحيحة وأو/و قد يتسبب ذلك في قراءة غير دقيقة.
• لا تفكك أو تحاول إصلاح جهاز القياس أو المكونات الأخرى. قد يتسبب ذلك في قراءة غير دقيقة.

• لا تستخدم الجهاز في مكان تنتشر فيه الرطوبة أو خطر وصول رذاذ الماء إلى جهاز القياس.
• لا يتسبب ذلك في إتلاف الجهاز.

• لا تستخدم جهاز القياس هذا في أي مركبة متحركة كسيارة مثلاً.

• لا تُسبِّقْ جهاز القياس أو تُعرِّضه لصدمات أو اهتزازات قوية.

• لا تستخدم جهاز القياس هذا في أماكن ترتفع أو تنخفض فيها الرطوبة أو درجات الحرارة.

• ارجع إلى الفصل ٩.

• تأكد أن جهاز القياس هذا لا يعوق الدورة الدموية وذلك عن طريق مراقبة المعصم خلال القيام بالقياس.

• لا تستخدم جهاز القياس هذا في الأوساط ذات معدلات الاستخدام الكثيف مثل العيادات الطبية أو عيادات الأطباء.

• لا تستخدم جهاز القياس هذا مع أجهزة طبية كهربائية أخرى في نفس الوقت. فقد يؤدي هذا إلى عمل الجهاز بصورة غير صحيحة وأو/و قد يتسبب ذلك في قراءة غير دقيقة.

• تجنب الاستحمام أو شرب الكحوليات أو الكافيين أو التدخين أو إجراء التمارين وتناول الطعام قبل قياس الضغط لمدة ٣٠ دقيقة قبل أي القياس.

• استرجع لمدة ٥ دقائق على الأقل قبل القيام بالقياس.

• أخلع الملابس الضيقة أو السميكة وأي إكسسورات من مصعبك أثناء أخذ القياس.

• لا تستخدم هذا الجهاز إلا مع الأشخاص الذين يقع محيط المعصم لديهم في النطاق المحدد للشريط الضاغط.

• تأكد من تألق جهاز القياس هذا حسب درجة حرارة الغرفة قبل أخذ قياس ما. قد يؤدي أخذ

القياس بعد تغيير دمدي في درجة الحرارة إلى قراءة غير دقيقة.
توصي شركة OMRON بالانتظار قرابة الساعتين حتى يسخن أو يبرد جهاز القياس عند استخدامه في بيئة ما في درجة الحرارة المحددة ضمن ظروف التشغيل بعد تخزينه سواء عند الحد الأقصى أو الحد الأدنى لدرجة حرارة التخزين. للحصول على معلومات إضافية عن درجة حرارة التشغيل والتخزين/النقل، ارجع إلى الفصل ٩.

• لا تثن الشريط الضاغط للمعصم ثنيًا زائدًا.

• يُوجِى قراءة وإتباع "الطريقة الصحيحة للتخلص من المنتج" في القسم ١١ عند التخلص من الجهاز وأي من الملحقات المستعملة أو الأجزاء الاختيارية.

• لا تستخدم جهاز القياس بعد انتهاء عمر الخدمة. ارجع إلى الفصل ٩.

إرسال البيانات
• لا تستبدل البطاريات أثناء إرسال القراءة إلى جهازك الذكي. قد يؤدي ذلك إلى خطأ في تشغيل جهاز القياس وتعطل إرسال بيانات قراءة ضغط دمك.

التعامل مع البطارية واستخدامها
• لا تدخل البطاريات دون مصادة أقطبها بالشكل الصحيح.
• لا تستخدم سوى البطاريتين القلويتين "AAA" مع هذه الشاشة. لا تستخدم أنواعًا أخرى من البطاريات. لا تستخدم بطاريات دون مصادة أقطبها بالشكل الصحيح.
• أوع مختلفة مغا.

• إخغ البطارية في حالة عدم استخدام جهاز القياس لفترة زمنية طويلة.

• يظهر عند عرض متوسط القراءات الأسبوعية المأخوذة في فترات الصباح.

• من الماء التنظيف. استشر طبيبك فورًا.


• في حالة ملامسة سائل البطارية لبيوتك، فإغسلها على الفور باستخدام كمية وفيرة من الماء الفاتر النظيف. استشر طبيبك إذا استمر التهيج أو الإصابة أو الألم.

• لا تستخدم البطاريات بعد مرور تاريخ انتهاء صلاحيتها.

• أفض البطاريات فحصرًا دوريًا لضمان أنها في حالة تشغيلية جيدة.

• لا تستخدم سوى البطاريات المخصصة لجهاز القياس هذا. قد يؤدي استخدام بطاريات غير مدعومة إلى إتلاف جهاز القياس وأو تعرضه للخطر.

٣-١ الرموز التي تظهر على الشاشة



أ	عرض التاريخ والوقت
ب	رمز قيمة المتوسط <p>يظهر عند عرض متوسط القراءة في أحدث قراءتين أو ٣ قراءات مأخوذة في مدى زمني قوامه ١٠ دقائق.</p>
ج	رمز الذاكرة <p>يظهر عند عرض القراءات المخزنة في الذاكرة.</p>
د	قراءة ضغط الدم الانقباضي
هـ	قراءة ضغط الدم الانبساطي
و	عرض النبض / رقم الذاكرة <p>يظهر معدل النبض بعد القياس.</p>
ز	رمز التنقيح <p>يظهر خلال تنقيح الهواء من الشريط الضاغط.</p>
ح	رمز نبض القلب <p>يوضح أثناء أخذ القياس.</p>
ط	رمز المزمنة "SYNC" <p>يوضح/يظهر عندما تحتاج إلى نقل بياناتك لأن ذاكرة تخزين ممثلة تقريبًا أو تمامًا. عندما يقران جهاز القياس مع أحد الأجهزة الذكية، انقل قراءات ضغط دمك فورًا قبل أن يحذف الجهاز أقدم القراءات. يمكن تخزين حتى ١٠٠ قراءة في الذاكرة الداخلية لكل مستخدم.</p>

ي	رمز OK <p>يوضح عند توصيل جهاز القياس بالجهاز الذكي أو عند نقل القراءات بنجاح.</p>
ك	رمز متوسط ضغط الدم صباحًا <p>يظهر عند عرض متوسط القراءات الأسبوعية المأخوذة في فترات الصباح. يظهر على الشاشة متوسط القراءات الأسبوعية للقياسات المأخوذة في فترات الصباح في غضون ٤ أسابيع.</p>

ل	رمز معرف المستخدم <p>يظهر رقم معرف المستخدم عند اختيار المستخدم باستخدام مفتاح اختيار معرف المستخدم.</p>
م	رمز ارتفاع ضغط الدم <p>يظهر إذا وصل ضغط الدم الانقباضي إلى ١٣٥ ملليمترًا زينيقيًا أو أكثر وأو وصل ضغط الدم الانبساطي إلى ٨٥ ملليمترًا زينيقيًا أو أكثر.</p>

ن	مؤشر الموضع <p>يشتمل جهاز القياس على مستشعر داخلي منمغ متطور لتحديد الموضع. ويستخدم كوسيلة مساعدة لتحديد وجود جهاز القياس عند الارتفاع الصحيح من عدمه.</p>
س	رمز عدم انتظام ضربات القلب <p>يظهر مع القراءات عند اكتشاف عدم نظم ضربات القلب لمترين أو أكثر خلال عملية القياس. يتم تعريف عدم انتظام نظم ضربات القلب بأنه نظم يقل بنسبة ٢٥ ٪ أو يزيد بنسبة ٢٥ ٪ عن متوسط النظم الذي يتم اكتشافه أثناء قيام جهاز القياس بقياس ضغط الدم. إذا استمر في الظهور، فحن نوصيك بالرجوع إلى توجيهات طبيبك واتباعها.</p>

ع	رمز خطأ التحرك <p>يظهر عند القراءات التي يتحرك فيها جسمك خلال عملية قياس. إذا ظهر ذلك الرمز، فأقلع الشريط الضاغط للمعصم وانظر لمدة دقيقتين إلى ٣ دقائق. ثم ابق ساكنًا وحُدّ قيمانًا آخر.</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ف	رمز الاستئصال على التفاف الشريط الضاغط (OK) <p>يظهر في حالة التفاف الشريط الضاغط للمعصم حول المعصم بشكل صحيح أثناء أخذ القياس. يظهر أيضًا عند عرض القراءات السابقة.</p>
ص	رمز الاستئصال على التفاف الشريط الضاغط (مرتخي) <p>يظهر في حالة عدم التفاف الشريط الضاغط للمعصم حول المعصم بشكل صحيح أثناء أخذ القياس. يظهر أيضًا عند عرض القراءات السابقة.</p>
ض	رمز البطارية (تنخفض الشحن) <p>يوضح عند انخفاض شحن البطارية.</p>
ط	رمز البطارية (نفاذ الشحن) <p>يظهر عند نفاذ شحن البطاريات.</p>
ق	رمز إيقاف تشغيل Bluetooth <p>يظهر عند تمكين Bluetooth.</p>
	رمز إيقاف تشغيل Bluetooth <p>يظهر عند تعطيل Bluetooth.</p>

إرشادات ESH/ESC لعام 2013 لعلاج ارتفاع ضغط الدم
تعريفات ارتفاع ضغط الدم في ضوء مستويات ضغط الدم في المكتب والمنزل

المكتب	المنزل
ك < ١٤٠ ملليمتر زينيقي	ك < ١٣٥ ملليمتر زينيقي
ك < ٩٠ ملليمتر زينيقي	ك < ٨٥ ملليمتر زينيقي

هذه النقاط عبارة عن قيم إحصائية لضغط الدم.

* الجمعية الأوروبية لفرط ضغط الدم (ESH) والجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC).

⚠ تحذير

• لا تعتمد إلى تشخيص أو علاج نفسك استنادًا إلى قراءت ضغط دمك. استشر دائمًا طبيبك.

٢. التحضير

١-٢	تركيب البطاريات
١	اضغط على خنطاف غطاء البطارية واسحبه إلى أسفل.
٢	ضع البطاريتين القلويتين "AAA" بالشكل الموضح في موضع تركيب البطارية.
٣	أغلق غطاء البطارية.

١	ارتدي الشريط الضاغط للمعصم حول معصمك الأيسر.
٢	ضع الشريط الضاغط للمعصم مع ترك مسافة حارُوس تتراوح من ١ م إلى ٢ سم بين الشريط الضاغط وقاعدة أصبع إبهامك.
٣	ضع الشريط الضاغط للمعصم مع ترك مسافة حارُوس تتراوح من ١ م إلى ٢ سم بين الشريط الضاغط وقاعدة أصبع إبهامك.

١	ارتدي الشريط الضاغط للمعصم حول معصمك. لا تفك الشريط الضاغط فوق الملابس.
٢	أدخل معصمك عبر الطوق الحلقي للشريط الضاغط.
٣	أضبط جهاز القياس على التاريخ والوقت الصحيحين قبل قياس الضغط للمرة الأولى. ويوضح العام في شاشة جهاز القياس مع تطبيق "OMRON connect". ارجع إلى القسم ٤-١.

١	اضغط على الزر أو لضبط العام.
٢	اضغط على زر [START/STOP] (بده/إيقاف) لتأكيد العام وسيبدأ الشبر في الوميض. كرر الخطوات نفسها مع السهور والأيام والساعات والدقائق.
٣	اضغط على زر [START/STOP] (بده/إيقاف) لتخزين الضبط. يتوقف التشغيل أوتوماتيكيا بعد 3 ثوان.

ملحوظة
• يوصى باستبدال البطاريتين عندما يوضح الرمز " " على الشاشة.
• لاستبدال البطاريتين، أوقف تشغيل جهاز القياس وألغ البطاريتين كليتهما. ثم استبدلهما ببطاريتين قلويتين في الوقت نفسه.
• بمجرد تركيب البطاريتين بشكل صحيح، سيوضح العام في شاشة التاريخ والوقت لكي يتم ضبط التاريخ والوقت.
• إن يؤدي استبدال البطاريتين إلى حذف القراءات الأخرى.
• قد تكون البطاريات الوردان عن الجهاز أقصر عمرًا من البطاريات الجديدة.
• يجب أن يتم التخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للقوانين المحلية.

٢-٢ ضبط التاريخ والوقت

ملحوظة
• اضبط جهاز القياس على التاريخ والوقت الصحيحين قبل قياس الضغط للمرة الأولى. ويوضح العام في شاشة جهاز القياس بمجرد تركيب البطاريتين بشكل صحيح.
• يتم أوتوماتيكيا ضبط التاريخ والوقت عند اقتران جهاز القياس مع تطبيق "OMRON connect". ارجع إلى القسم ٤-١.

١	اضغط على الزر أو لضبط العام.
٢	اضغط على زر [START/STOP] (بده/إيقاف) لتأكيد العام وسيبدأ الشبر في الوميض. كرر الخطوات نفسها مع السهور والأيام والساعات والدقائق.
٣	اضغط على زر [START/STOP] (بده/إيقاف) لتخزين الضبط. يتوقف التشغيل أوتوماتيكيا بعد 3 ثوان.

١. استمر في الضغط على الزر للتقدم سريعًا عبر الأرقام. استمر في الضغط على الزر للرجوع سريعًا عبر الأرقام.

٢. اضغط على زر [START/STOP] (بده/إيقاف) لتأكيد العام وسيبدأ الشبر في الوميض. كرر الخطوات نفسها مع السهور والأيام والساعات والدقائق.

١	اضغط على زر [START/STOP] (بده/إيقاف) لتخزين الضبط. يتوقف التشغيل أوتوماتيكيا بعد 3 ثوان.
٢	اضغط على زر [START/STOP] (بده/إيقاف) لتخزين الضبط. يتوقف التشغيل أوتوماتيكيا بعد 3 ثوان.
٣	اضغط على زر [START/STOP] (بده/إيقاف) لتخزين الضبط. يتوقف التشغيل أوتوماتيكيا بعد 3 ثوان.

ملحوظة
• إذا كنت تحتاج إلى إعادة ضبط التاريخ والوقت، فاعد تركيب البطاريتين واستمر في الضغط على الزر حتى يوضح العام واضبط التاريخ والوقت حسب الخطوات الموضحة أعلاه.

٣-٢ **صباح عند قياس ضغط الدم**
• يتم هذه التوجيهات للمساعدة في ضمان الحصول على قراءة دقيقة.

• الضغط يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. تجنب أخذ القياس خلال أوقات الضغط العصبية.

• ينبغي أخذ القياسات في مكان هادئ.

• من المهم أخذ القياسات في نفس الأوقات من كل يوم. يوصى بأخذ القياسات في الصباح وفي المساء.

• تتكرر الاحتفاظ بسجل لقراءات ضغط الدم والنبض qui يطعك عليه طبيبك. القياس لمرة واحدة لا يوفر دلالة دقيقة على ضغط الدم الصحيح.

• الرجاء استخدام المفكرة اليومية لضغط الدم من أجل تسجيل القراءات المتعددة التي تحصل عليها خلال مدة زمنية محددة. لتتزيل المفكرة اليومية بصيغة ملفات PDF، فضل زيارة

الموقع الإلكتروني www.omron-healthcare.com.

⚠ تنبيه
• تجنب الاستحمام أو شرب الكحوليات أو الكافيين أو التدخين أو إجراء التمارين وتناول الطعام قبل قياس الضغط لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل.
• استرج لمدة ٥ دقائق على الأقل قبل القياس.

٤-٢ لء الشريط الضاغط للمعصم

ملحوظة
• يتم تنفيذ الخطوات التالية من أجل ارتداء الشريط الضاغط للمعصم في معصمك الأيسر. عندما تأخذ القياس في معصمك الأيمن، ارتدي الشريط الضاغط للمعصم باتجاه نفس الخطوات المتبعة في المعصم الأيسر.

• قد يختلف ضغط الدم في المعصم الأيمن عن في المعصم الأيسر وقد تكون قيم ضغط الدم المقاسة مختلفة OMRON توصي دائمًا باستخدام نفس المعصم للقياس. في حالة وجود فروق جوهرية بين القيم في كلا المعصمين، فالرجاء مراجعة طبيبك لتحديد المعصم الذي ستستخدمه لأخذ القياسات.

⚠ تنبيه
• أخلع الملابس الضيقة أو السميكة وأي إكسسورات من معصمك أثناء أخذ القياس.

١. ارتدي الشريط الضاغط للمعصم حول معصمك الأيسر.
شتر الكم إلى أعلى. تأكد من عدم تضييق الكم بشكل زائد بحيث ذراعك. قد يعيق ذلك تدفق الدم في ذراعك.

١	أدخل معصمك عبر الطوق الحلقي للشريط الضاغط.
٢	ينبغي أن يكون اتجاه إصبع إبهامك وشاشة جهاز القياس إلى أعلى.
٣	ضع الشريط الضاغط للمعصم مع ترك مسافة حارُوس تتراوح من ١ م إلى ٢ سم بين الشريط الضاغط وقاعدة أصبع إبهامك.

١	ارتدي الشريط الضاغط للمعصم حول معصمك الأيسر.
٢	ضع الشريط الضاغط للمعصم مع ترك مسافة حارُوس تتراوح من ١ م إلى ٢ سم بين الشريط الضاغط وقاعدة أصبع إبهامك.
٣	ضع الشريط الضاغط للمعصم مع ترك مسافة حارُوس تتراوح من ١ م إلى ٢ سم بين الشريط الضاغط وقاعدة أصبع إبهامك.

١	ارتدي الشريط الضاغط للمعصم حول معصمك. لا تفك الشريط الضاغط فوق الملابس.
٢	أدخل معصمك عبر الطوق الحلقي للشريط الضاغط.
٣	أضبط جهاز القياس على التاريخ والوقت الصحيحين قبل قياس الضغط للمرة الأولى. ويوضح العام في شاشة التاريخ والوقت لكي يتم ضبط التاريخ والوقت. <p>• إن يؤدي استبدال البطاريتين إلى حذف القراءات الأخرى. • قد تكون البطاريات الوردان عن الجهاز أقصر عمرًا من البطاريات الجديدة. • يجب أن يتم التخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للقوانين المحلية.</p>

١	ارتدي الشريط الضاغط للمعصم حول معصمك. لا تفك الشريط الضاغط فوق الملابس.
٢	أدخل معصمك عبر الطوق الحلقي للشريط الضاغط.
٣	أضبط جهاز القياس على التاريخ والوقت الصحيحين قبل قياس الضغط للمرة الأولى. ويوضح العام في شاشة التاريخ والوقت لكي يتم ضبط التاريخ والوقت. <p>• إن يؤدي استبدال البطاريتين إلى حذف القراءات الأخرى. • قد تكون البطاريات الوردان عن الجهاز أقصر عمرًا من البطاريات الجديدة. • يجب أن يتم التخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للقوانين المحلية.</p>

١	ارتدي الشريط الضاغط للمعصم حول معصمك. لا تفك الشريط الضاغط فوق الملابس.
٢	أدخل معصمك عبر الطوق الحلقي للشريط الضاغط.
٣	أضبط جهاز القياس على التاريخ والوقت الصحيحين قبل قياس الضغط للمرة الأولى. ويوضح العام في شاشة التاريخ والوقت لكي يتم ضبط التاريخ والوقت. <p>• إن يؤدي استبدال البطاريتين إلى حذف القراءات الأخرى. • قد تكون البطاريات الوردان عن الجهاز أقصر عمرًا من البطاريات الجديدة. • يجب أن يتم التخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للقوانين المحلية.</p>

١	ارتدي الشريط الضاغط للمعصم حول معصمك. لا تفك الشريط الضاغط فوق الملابس.
٢	أدخل معصمك عبر الطوق الحلقي للشريط الضاغط.
٣	أضبط جهاز القياس على التاريخ والوقت الصحيحين قبل قياس الضغط للمرة الأولى. ويوضح العام في شاشة جهاز القياس مع تطبيق "OMRON connect". ارجع إلى القسم ٤-١.

١	ارتدي الشريط الضاغط للمعصم حول معصمك. لا تفك الشريط الضاغط فوق الملابس.
٢	أدخل معصمك عبر الطوق الحلقي للشريط الضاغط.
٣	أضبط جهاز القياس على التاريخ والوقت الصحيحين قبل قياس الضغط للمرة الأولى. ويوضح العام في شاشة جهاز القياس مع تطبيق "OMRON connect". ارجع إلى القسم ٤-١.

١	ارتدي الشريط الضاغط للمعصم حول معصمك. لا تفك الشريط الضاغط فوق الملابس.
٢	أدخل معصمك عبر الطوق الحلقي للشريط الضاغط.
٣	أضبط جهاز القياس على التاريخ والوقت الصحيحين قبل قياس الضغط للمرة الأولى. ويوضح العام في شاشة جهاز القياس مع تطبيق "OMRON connect". ارجع إلى القسم ٤-١.

١. استمر في الضغط على الزر للتقدم سريعًا عبر الأرقام. استمر في الضغط على الزر للرجوع سريعًا عبر الأرقام.

٢. اضغط على زر [START/STOP] (بده/إيقاف) لتأكيد العام وسيبدأ الشبر في الوميض. كرر الخطوات نفسها مع السهور والأيام والساعات والدقائق.

٣. اضغط على زر [START/STOP] (بده/إيقاف) لتخزين الضبط. يتوقف التشغيل أوتوماتيكيا بعد 3 ثوان.

١	ارتدي الشريط الضاغط للمعصم حول معصمك. لا تفك الشريط الضاغط فوق الملابس.
٢	أدخل معصمك عبر الطوق الحلقي للشريط الضاغط.
٣	أضبط جهاز القياس على التاريخ والوقت الصحيحين قبل قياس الضغط للمرة الأولى. ويوضح العام في شاشة التاريخ والوقت لكي يتم ضبط التاريخ والوقت. <p>• إن يؤدي استبدال البطاريتين إلى حذف القراءات الأخرى. • قد تكون البطاريات الوردان عن الجهاز أقصر عمرًا من البطاريات الجديدة. • يجب أن يتم التخلص من البط</p>

<p>٤. استخدام جهاز القياس مع جهاز ذكي</p> <p>١-٤ مزاجة جهاز القياس مع جهاز ذكي</p> <p>سيتم أوتوماتيكيًا ضبط التاريخ والوقت في جهاز القياس عندما تترن جهاز القياس مع الجهاز الذكي.</p> <p>راجع قائمة الأجهزة الذكية المتوافقة في الموقع الإلكتروني www.omron.com/devices/</p> <ol style="list-style-type: none">يمكنك تمكين Bluetooth في جهازك الذكي. قم بتنزيل وتثبيت تطبيق "OMRON connect" على جهازك الذكي.

إذا كان لديك تطبيق "OMRON connect"،فانتحه وأضف جهاز القياس الجديد.

- افتح التطبيق في جهازك الذكي واتبع التعليمات.

- تأكد من توصيل جهاز القياس بنجاح.
- عند توصيل جهاز القياس بنجاح بجهازك الذكي، سيومض رمز "OK".



ملحوظة


- إذا ظهر الرمز "Err"، فاتبع التعليمات الواردة في تطبيق "OMRON connect".
- سيتم إيقاف تشغيل جهاز القياس أوتوماتيكيًا بعد ١٠ ثوانٍ دون عدم القيام بأي عمليات.
- يتم أوتوماتيكيًا إرسال أي قراءات مخزنة حاليًا في ذاكرة جهاز القياس إلى التطبيق بعد اكتمال عملية الاقتران بنجاح.
- الرجاء التلميح بأن شركة OMRON لن تتحمل مسؤولية فقدان أي بيانات وأو معلومات في التطبيق.
- يعد "OMRON connect" هو التطبيق الوحيد الذي نوصي باستخدامه مع جهاز القياس لنقل البيانات بشكل صحيح.

- ٢-٤ أخذ القياس**
- ارجع إلى الفصل ١٠-٢ لبدء القياس. سيتم إرسال القراءات إلى جهازك الذكي.


ملحوظة

- إذا كان قد تم تسجيل الملف التعريفي الخاص بك، فعند الضغط على الزر [START/STOP]، سيظهر تاريخ ميلادك وسيومض رمز معرف المستخدم مرتين.


- ٣-٤ تعطيل/تمكين البلوتوث**
- عطلّ Bluetooth في جهاز القياس في المناطق التالية حيث يجب فيها استخدام المعدات اللاسلكية.
- على متن الطائرات • في المستشفيات • أثناء السفر بالخارج
- يتم تمكين ميزة Bluetooth بشكل افتراضي.

- عند إيقاف تشغيل جهاز القياس، استمر في الضغط على الزر [] لمدة تزيد عن ١٠ ثوانٍ.
- تظهر "OFF" في الشاشة.




- عند تعطيل ميزة Bluetooth، يظهر الرمز التالي.
- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

ملحوظة


- لمتكن ميزة Bluetooth، استمر في الضغط على زر [] لمدة تزيد عن ثلاثين.
- تظهر "On" في الشاشة.
- سيوقف تشغيل جهاز القياس أوتوماتيكيًا في غضون ٣ ثوانٍ بعد اكتمال العملية.


<p>٥. استخدام وظيفة الذاكرة</p> <p>١-٥ عرض القراءات المخزنة في الذاكرة</p> <ol style="list-style-type: none">اختر معرف المستخدم.

- اضغط على الزر .



يظهر الرمز ذاكرة لمدة ثانية واحدة وذلك قبل أن يتم عرض معدل النبض. تحصل أحدث مجموعة من القراءات على الرقم "١".


<p>ملحوظة</p> <ul style="list-style-type: none">إذا تم تمكين مؤشر الموضع، فيسظهر مؤشر الموضع مع القراءات. إذا كانت قراءة ضغط الدم مرتفعة (ارجع إلى القسم ٣-١)، فيسظهر الرمز "  ". إذا لم تكن هناك قراءات مخزنة في الذاكرة، فيستظهر الشاشة الموجودة بالجانب الأيمن. إذا كانت الذاكرة ممتلئة، فإن جهاز القياس سيحذف القراءات الأقدم.


- اضغط على الزر  بشكل متكرر للتمرير عبر القراءات السابقة المخزنة في الذاكرة.

٢-٥ عرض متوسط القراءة

يستخدم جهاز القياس حساب متوسط قراءة استنادًا إلى أحدث قراءتين أو ٣ قراءات مأخوذة في مدى زمني قوامه ١٠ دقائق.




- اختر معرف المستخدم.

٢ عند إيقاف تشغيل جهاز القياس، استمر في الضغط على الزر  لمدة تزيد عن ثلاثين.



٣-٥ عرض القيم المتوسطة الصباحية الأسبوعية


يقوم جهاز القياس بحساب وعرض متوسط القياسات الأسبوعية المأخوذة في فترات الصباح في غضون 4 أسابيع لكل مستخدم.


- اختر معرف المستخدم.
- اضغط على زر  مرة واحدة. يظهر المتوسط الأسبوعي للقراءات الصباحية للأسبوع الحالي "THIS WEEK" على الشاشة. إذا كان المتوسط الأسبوعي للقراءات الصباحية مرتفعًا (ارجع إلى القسم ٣-١)، فيسظهر "  ".
- اضغط على الزر  بشكل متكرر لعرض متوسط الأسابيع السابقة. يعرض جهاز القياس "1 WEEK" - لمتوسط الأسبوع السابق ويعرض حتى "3 WEEK" - لأقدم مجموعة من متوسطات القراءة.


٤. اضغط على زر [START/STOP] لإيقاف تشغيل جهاز القياس.

حساب القيم المتوسطة الصباحية الأسبوعية

هذا هو متوسط القياسات المأخوذة في الصباح (٩:٠٠-٩:٥٩) بين الأحد والسيث. لن يتم استخدام سوى أول ٣ قياسات في الصباح في الفترة بين ٩:٥٩-٤:٠٠ لحساب المتوسط الصباحي لكل يوم.







ملحوظة

- سيتم إيقاف تشغيل جهاز القياس أوتوماتيكيًا بعد 3 ثوانٍ بعد اكتمال العملية.
- اتبع نفس الخطوات الوارد أدعلاه لتمكين مؤشر الموضع.

- ٢-٦ حذف كافة القيم المخزنة بالذاكرة**

- اختر معرف المستخدم.
- اضغط على الزر  ثم سيظهر الرمز "  ".
- أثناء الضغط على الزر ، استمر في الضغط على الزر [START/STOP] لمدة تزيد عن ثلاثين.

ملحوظة

- سيتم حذف جميع القراءات. لا يمكنك القيام بالحذف الجزئي للقراءات المخزنة في الذاكرة.

- ٣-٦ استرداد الإعدادات الافتراضية في جهاز القياس**
- لحذف كل المعلومات المخزنة في جهاز القياس، اتبع التعليمات الواردة أدناه. تأكد من إيقاف تشغيل جهاز القياس.

- أثناء الضغط مع الاستمرار على الزر ، اضغط على الزر [START/STOP] في غضون ثلاثين. اضغط مع الاستمرار على كلا الزرين لأكثر من ٥ ثوانٍ.



ملحوظة

- لا تؤدي إعادة الجهاز إلى ضبطه الافتراضي إلى حذف المعلومات في التطبيق.
- سيتم إيقاف تشغيل جهاز القياس تلقائيًا بعد ٣ ثوانٍ.
- ستحتاج إلى إعادة إقتران جهاز القياس عند استخدامه مجددًا. بدون إقتران الجهاز، لن تُرسل قراءاتك إلى التطبيق.

- اضغط على الزر  بشكل متكرر للتمرير عبر القراءات السابقة المخزنة في الذاكرة.

٧. رسائل الأخطاء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة حدوث أي من المشكلات الواردة أدناه خلال القياس، تحقق أولاً من عدم وجود أي جهاز كهرلاني آخر على نطاق ٣٠ سم. الرجاء الرجوع إلى الجدول الوارد أدناه في حالة استمرار المشكلة.



المشكلة/الرمز الذي يظهر على الشاشة	السبب المحتمل	الحل
E١	لم يتم لف الشريط الضاغط للمعصم بطريقة صحيحة.	ارتدي الشريط الضاغط للمعصم بشكل صحيح ثم قم بأخذ قياس آخر. ارجع إلى E٢.
E3	تسرب الهواء من الشريط الضاغط للمعصم.	اتصل بمنفذ البيع بالتجزئة أو الموزع التابع لشركة OMRON.
E٤	الشريط الضاغط للمعصم انتفخ بشكل زائد عن ٣٠٠ ملليمتر زئقي.	لا تلمس الشريط الضاغط للمعصم أثناء أخذ القياس.
E4	تم اكتشاف معدل النبض بشكل اختلال القياس.	تأكد تحركك أو تحدثت خلال القياس. شمة اهتزازات أتت إلى ابق سائلكا ولا تحدث أثناء القياس.
E5	تم اكتشاف معدل النبض بشكل صحيح.	ارتدي الشريط الضاغط للمعصم بشكل صحيح ثم قم بأخذ قياس آخر. ارجع إلى E٢.
 	لا تكتشف معدل النبض بشكل صحيح.	ابق سائلكا واجلس جلسة صحيحة أثناء القياس.
	إذا استمر ظهور "  "، فإننا نوصيك بالتناثر مع طبيبك.	
	إذا استمر ظهور "  "، فإننا نوصيك بالتناثر مع طبيبك.	
E٦	تحرك معصمك إلى أعلى وأسفل أثناء القياس.	لا تحرك معصمك ثم خذ قياسًا آخر. ارجع إلى الفصل ٣.
E٦	جهاز القياس معطل.	اضغط على الزر [START/STOP] مجددًا. إذا استمر ظهور "E١"، فاقصّل بمنفذ البيع بالتجزئة أو الموزع التابع لشركة OMRON.
E٧	اتبع التعليمات الواردة في تطبيق "OMRON connect". إذا كان الرمز "Err" لا يزال يظهر بعد تحديد البرنامج، فاقصّل بمنفذ البيع بالتجزئة أو الموزع التابع لشركة OMRON.	تابع التعليمات الواردة في تطبيق "OMRON connect". إذا كان الرمز "Err" لا يزال يظهر بعد تحديد البرنامج، فاقصّل بمنفذ البيع بالتجزئة أو الموزع التابع لشركة OMRON.
P	استمرار الضغط على الزر [] لإقتران جهاز القياس بجهاز ذكي.	ببوض عند الإقتران بالجهاز الذكي، تفضل بزيارة قسم "التعليمات" في تطبيق "OMRON connect" للتعرف على تفاصيل عملية الاقتران.
	تم الضغط على الزر [] لإرسال القراءات.	ببوض عند إرسال القراءات إلى تطبيق "OMRON connect".
	لا يتم إرسال أكثر من ٨٠ قراءة.	قم بإقتران الجهاز أو إرسال القراءات إلى تطبيق "OMRON connect" بحيث يمكنك الاحتفاظ بها في ذاكرة التطبيق وسيحتفي رمز الخطأ هذا.
	لا يتم إرسال ١٠٠ قراءة.	لا تقم بتعديل مؤشر الموضع. ارجع إلى القسم ١-٦.
	تم تعطيل مؤشر الموضع.	قم بتعديل مؤشر الموضع. ارجع إلى القسم ١-٦.
	لا يضيء رمز القلب في مؤشر الموضع ولا يظهر شريط محدد للموضع.	يعد هذا رمز الخطأ الذي لا ينبغي أن يظهر في مؤشر الموضع. ارجع إلى القسم ١-٢.
	شحن البطاريات منخفض.	استبدل فورًا كلتا البطاريتين ببطاريات فلوئيتين. ارجع إلى القسم ١-٢.
	يظهر أو يتوقف تشغيل جهاز القياس بشكل غير متوقع خلال القياس.	تأكد من شحن البطارية.
	عدم سريان التيار الكهربائي.	تأكد من شحن البطارية تمامًا.
	عدم محاذاة أقطاب البطارية بشكل صحيح.	افحص تركيب البطارية للتأكد من وضعها بشكل صحيح. ارجع إلى القسم ١-٢.
	القراءات تظهر مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.	يتباين ضغط الدم باستمرار. قد تؤثر عوامل عديدة من بينها الضغط و/أو وقت أخذ القياس خلال اليوم وأو طريقة ارتدائك للشريط الضاغط للمعصم في قراءة ضغط دمك. راجع القسمين ٣-٢ و٣-٢.٥ والفصل ٣.
	اتبع التعليمات الموضحة في الجهاز الذكي أو تفصل بزيارة قسم "التعليمات" في تطبيق "OMRON connect" للحصول على مزيد من المساعدة.	استبدل فورًا كلتا البطاريتين ببطاريات فلوئيتين. ارجع إلى القسم ١-٢.
	حدوث أي مشكلة في الاتصال.	افحص تركيب البطارية للتأكد من وضعها بشكل صحيح. ارجع إلى القسم ١-٢.
	أي مشكلات أخرى تحدث.	يتباين ضغط الدم باستمرار. قد تؤثر عوامل عديدة من بينها الضغط و/أو وقت أخذ القياس خلال اليوم وأو طريقة ارتدائك للشريط الضاغط للمعصم في قراءة ضغط دمك. راجع القسمين ٣-٢ و٣-٢.٥ والفصل ٣.

<p>٨. الصيانة</p> <p>١-٨ الصيانة</p> <p>لصيانة الجهاز من اللثة، يُرجى اتباع التعليمات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">سيؤدي إدخال تغييرات أو تعديلات لا توافق عليها شركة التصنيع على هذا الجهاز إلى إبطال ضمان المنتج. <p>⚠ تنبيه</p> <ul style="list-style-type: none">لا تفك أو تحاول إصلاح جهاز القياس أو المكونات الأخرى. قد يتسبب ذلك في قراءه غير دقيقة.



- ٢-٨ التخزين**
- احفظ بجهاز القياس في حقيبة التخزين الخاصة به أثناء عدم استخدامه.
- خزن جهاز القياس في مكان نظيف وأمن.
 - لا تخزن جهاز القياس في الحالات التالية:
 - في أماكن المعرضة لدرجات الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض أو الرطوبة أو أشعة الشمس المباشرة أو الأتربة أو الأبخرة المسببة للتآكل مثل مواد التبييض.
 - في الأماكن المعرضة للاهتزازات أو الصدمات.



- ٣-٨ التنظيف**
- لا تستخدم أي منظفات سائجة أو مطهرة.
 - استخدم قطعة قماش جافة وبلسماة أو قطعة قماش لمساة مبللة بصبون معتدل لتنظيف جهاز القياس والشريط الضاغط للمعصم ثم امسح باستخدام قطعة قماش جافة.
 - لا تغسل جهاز القياس والشريط الضاغط للمعصم ولا تغمرها في الماء.
 - لا تستخدم البزيرين أو سوائل تخفيف الدهان أو المذيبات المشابهة لتنظيف جهاز القياس والشريط الضاغط للمعصم.
- ٤-٨ المعايرة والخدمة**
- تم اختبار دقة جهاز قياس ضغط الدم هذا بعناية شديدة، وهو مصمم بحيث يستمر في العمل بكفاءة لزم طويل.
 - وبصفة عامة، يوصى بفحص الجهاز كل عامين لضمان عمله بطريقة صحيحة وعرضه لنتائج قياس دقيقة. الرجاء استشارة موزع OMRON المعتمد أو قسم خدمة العملاء التابع لشركة OMRON على العنوان الموضح بالمعونة أو المراجع المرفقة.



<p>٩. المواصفات</p>
<p>وصف المنتج</p> <p>مقاييس ضغط الدم الشرياني الإلكترونية</p> <p>نوع المنتج</p> <p>جهاز مراقبة ضغط الدم المعصمي أليًا</p> <p>الطرز (الكرود)</p> <p>أر أس7 إنيتلي أي تي (E-6232T-HEM) الشائنة</p> <p>نطاق ضغط الشريط للضاغط</p> <p>٠ إلى ٢٩٩ ملليمتر زئبق</p> <p>نطاق قياس ضغط الدم</p> <p>٠.٦٠ SYS إلى ٢٦٠ ملليمتر زئبق</p> <p>٠.٤٠ DIA إلى ٢١٥ ملليمتر زئبق</p> <p>نطاق قياس النبض</p> <p>٤٠ إلى ١٨٠ نبضة / الدقيقة</p> <p>الدقة</p> <p>الضغط: ± ٣ ملليمتر زئبق</p> <p>النبض: ± ٥ ٪ من القراءة المعروضة على الشاشة</p> <p>الفتح</p> <p>أوتوماتيكيًا باستخدام مضخة كهربائية</p> <p>التفريع</p> <p>تفريع أوتوماتيكي سريع</p> <p>طريقة القياس</p> <p>طريقة القياس بالنبضية</p> <p>طريقة الإرسال</p> <p>تلق الفتر تردد: ٢,٤ جيجا هرتز (٢٤٠٠ إلى ٢٤٨٣,٥ ميجا هرتز)</p> <p>التعديل:</p> <p>GFSK</p> <p>الطاقة الإشعاعية الفعالة: >٠ ديسيبيل مللي وات</p> <p>وضع العملية</p> <p>معايير الحماية من دخول الأجسام الغريبة "IP22"</p> <p>معايرة التيار</p> <p>٣ فولت تيار مباشر ٣ وات</p> <p>مصدر الطاقة</p> <p>بطاريات فلوئيان "AAA" ١,٥ فولت</p> <p>عمر البطارية</p> <p>٣٠٠ عملية قياس تقريبًا (باستخدام بطاريات فلوئية جديدة)</p> <p>المدّة التشغيلية (عمر الخدمة)</p> <p>٥ أعوام</p> <p>ظروف التشغيل</p> <p>١٠+ درجات مئوية إلى ٤٠+ درجة مئوية / ١٥ إلى ٩٠% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) / ٨٠٠ / ١٠٦٠ م.كهرباسك</p> <p>ظروف التخزين / النقل</p> <p>٢٠٠ درجة مئوية إلى ٦٠+ درجة مئوية / ١٠ / ٩٠% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)</p> <p>الوزن</p> <p>حوالي ٩١ جراما بدون البطاريات</p> <p>٩١ مم (عرض) × ٦٣ مم (ارتفاع) × ١٣ مم* (طول) تقريبًا</p> <p>الأبعاد</p> <p>محيط معصم قبل القياس</p> <p>١١٣,٥ إلى ٢١,٥ سم</p> <p>يخزن حتى ١٠٠ قراءة لكل مستخدم</p> <p>جهاز القياس، صندوق التخزين، بطاريات فلوئيان "AAA" كتيب التعليمات، تعليمات الإعداد</p> <p>الحماية ضد الصدمة الكهربائية</p> <p>جهاز طبي كهربائي يعمل بمصدر طاقة داخلي</p> <p>الجزء الملامس لجسم المريض</p> <p>النوع BF (الشريط الضاغط للمعصم)</p> <p>درجة الحرارة القصوى للجزء الملامس لجسم المريض</p> <p>أقل من +٤٨ درجة مئوية</p> <p>* الجزء الأرفع</p> <p>ملحوظة</p> <p>تتضمن هذه المواصفات للتغيير بدون إخطار سابق.</p> <ul style="list-style-type: none">في دراسة الكينبيكية لإيئات فعالية الجهاز، تم استخدام K5 مع عينة قوامها ٨٥ شخصًا من أجل تحديد ضغط الدم الانبساطي. تم فحص جهاز القياس هذا سريريًا وفق متطلبات 2014:2014 ISO 81060-٢، ويتوافق مع EN ISO 81060-2:2019 + A1:2020، EN ISO 81060-2:2014. تصنيف الحماية من دخول الأجسام الغريبة "IP" هو درجة الحماية التي تقدمها الصناديق الحماوية وفقًا للمعيار IEC 60529. جهاز القياس محمي ضد دخول الأجسام الغريبة الصلبة التي يصل قطر ها إلى ١٢,٥ مم أو أكثر مثل إسبغ يد وضد قطرات المياه المسافلتة غير متساوية الأبعاد والتي قد تتسبب في حدوث مشاكل أثناء التشغيل العادي. لم يتم اختبار هذا الجهاز من أجل الاستخدام مع المرشحات الحوامل. يُرجى إيلاء الجهة المُصنِّعة والسُلطة المختصة في الدولة المعنو التي تقيم فيها بأي حادث خطير فيما يتعلق بهذا الجهاز.



	
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

	
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

	
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

	
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

	
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

	
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

* الجزء الأرفع

<p>ملحوظة</p> <p>تتضمن هذه المواصفات للتغيير بدون إخطار سابق.</p> <ul style="list-style-type: none">في دراسة الكينبيكية لإيئات فعالية الجهاز، تم استخدام K5 مع عينة قوامها ٨٥ شخصًا من أجل تحديد ضغط الدم الانبساطي. تم فحص جهاز القياس هذا سريريًا وفق متطلبات 2014:2014 ISO 81060-٢، ويتوافق مع EN ISO 81060-2:2019 + A1:2020، EN ISO 81060-2:2014. تصنيف الحماية من دخول الأجسام الغريبة "IP" هو درجة الحماية التي تقدمها الصناديق الحماوية وفقًا للمعيار IEC 60529. جهاز القياس محمي ضد دخول الأجسام الغريبة الصلبة التي يصل قطر ها إلى ١٢,٥ مم أو أكثر مثل إسبغ يد وضد قطرات المياه المسافلتة غير متساوية الأبعاد والتي قد تتسبب في حدوث مشاكل أثناء التشغيل العادي. لم يتم اختبار هذا الجهاز من أجل الاستخدام مع المرشحات الحوامل. يُرجى إيلاء الجهة المُصنِّعة والسُلطة المختصة في الدولة المعنو التي تقيم فيها بأي حادث خطير فيما يتعلق بهذا الجهاز.
نبذة عن واجهة الاتصال اللاسلكي
يعمل هذا المنتج في نطاق ISM غير مرخص عند تردد ٢,٤ جيجا هرتز. في حالة استخدام هذا المنتج بالقرب من أجهزة لاسلكية أخرى مثل الميكروويف أو شبكة LAN اللاسلكية والتي تعمل على نفس النطاق الترددي الذي يعمل عليه هذا المنتج، فثمة احتمالية أن يحدث تشويش وتداخل. في حالة حدوث تشويش أو تداخل، أوقف تشغيل الأجهزة الأخرى أو اقلل المنتج بعيدًا عن تلك الأجهزة اللاسلكية الأخرى قبل أن تحاول استخدامه.

<p>١٠. الضمان المحدود</p> <p>تشرك على شركائنا لمنتج OMRON. يتم تصنيع هذا المنتج من مواد خام فائقة الجودة مع العناية الفائقة بعملية تصنيعه. لقد تم تصميمه ليُدلّل بشرط تشغيله وصيانته بشكل صحيح حسبما هو موضح في كتيب التعليمات.</p> <p>تضمن OMRON هذا المنتج لمدة ٥ أعوام من تاريخ الشراء. تتضمن شركة OMRON سلامة التصنيع وبقاء الصنعة البديوية وسلامة المواد الخام. خلال فترة الضمان ستقوم شركة OMRON بإصلاح أو استبدال المنتج المعيب أو أي أجزاء معيبة بدون أي تكلفة للعمالء أو قطع الغيار. لا يغطي الضمان أيًا مما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none">تلفات النقل ومخاطر النقل. تلفات الإصلاح و/أو العيوب الناتجة عن إصلاحات قام بها أشخاص غير معتمدين. العيوصات والصيانة الدورية. قتل أو تآكل الأجزاء الاختيارية أو الملحقات الأخرى بخلاف الجهاز الرئيسي نفسه ما لم يكن الضمان أعلىًا وغطيتها بشكل صريح. التلفات الناتجة عن عدم قبول المطالبة بتعويض ما (سيتم دفع تلك التلقات). أي أضرار من أي نوع على ذلك الأضرار الشخصية الناتجة دون قصد أو المقترنية على إساءة الاستعمال. لا تتعدّد خدمة المعايرة في هذا الضمان.

<p>١٠. معلومات هامة تتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي (EMC)</p> <p>HEM-6232T-E تم تصنيهه وإسدة شركة Ltd OMRON HEALTHCARE Co. ، ويتوافق مع معيار التوافق الكهرومغناطيسي EN60601-1-2:2015</p> <p>يؤاقر المرید من المستندات المنقطة بعلطفه عبر التوافق الكهرومغناطيسي على الموقع الإلكتروني www.omron-healthcare.com. الرج إلى معلومات التوافق الكهرومغناطيسي المنقطة ب HEM-6232T-E على الموقع الإلكتروني.</p>


<p>الطريقة الصحيحة للتخلص من المنتج (لفيات المعاد الكهربائية والإلكترونية)</p> <p>تشير هذه العلامة الموجودة على المنتج أو المطبوعات الخاصة به إلى أنه يجب عدم التخلص منه مع المهلفات المنزلية الأخرى عبره الاقتراسي.</p> <p>المطولة دون عرض النسخة البديوية لأي أدى قد ينج من التخلص غير الموجه من النفايات، يُرجى عزل هذا الجهاز عن المهلفات الأخرى وإعادة تدويره بشكل متوافق به وذلك لأدم إعادة استخدام المواد المادية بشكل دائم.</p> <p>يجب على من يستخدمن الجهاز بالمثل الاتصال بالجهة التي أبتاعوا الجهاز منها أو المكتب الحكومي المحلي التابع له للحصول على معلومات بخصوص المكان الذي يمكن إعادة الجهاز إليه لإعادة تدويره بشكل لا يمثل خطراً على البيئة.</p> <p>أما من يستخدمن الجهاز لغرض تجاري فيجب عليهم الاتصال بالموزع ومراجعة بنود وشروط عند الشراء. يجب ألا يخاطب هذا المنتج مع المهلفات التجارية الأخرى المقرر التخلص منها.</p>

في حالة الحاجة إلى إجراء خدمة يغطيها الضمان، فالرجاء التقدم بطلب إلى الوكيل الذي اشتريته منه المنتج أو إلى موزع OMRON معتمد. للحصول على العنوان الرجاء الرجوع إلى عبوة المنتج / المستندات المرجعية الواردة معه أو إلى تاجر التجزئة المتخصص. إذا واجهتك أي صعوبات في العثور على خدمة عملاء OMRON ، فاقصّل بنا للحصول على المعلومات. www.omron-healthcare.com

تفيد أي إصلاح أو استبدال بموجب هذا الضمان لا يوسّد لأي تمديد لفترة الضمان أو تجديدها. لن يتم منح الضمان إلا بعد إرجاع المنتج الكامل ومعه أصل الفاتورة / قسيمة الشراء التقدي التي أصدرها التاجر للمستهلك.

<p>١١. الإرشادات وبيان الشركة المصنعة</p>	
	

- تم تصميم جهاز قياس ضغط الدم هذا وفقًا للمعيار الأوروبي EN1060، الخاص بأجهزة قياس ضغط الدم التي لا تخترق الجسم جراحيًا، الفقرة ١: المتطلبات العامة والفقرة ٢: المتطلبات التكميلية لأجهزة قياس ضغط الدم الميكانيكية الكهربية.
- يوجد هذا المنتج تحت إشراف شركة OMRON HEALTHCARE Co., Ltd أن جهاز HEM-6232T-E هو أحد أنواع الأجهزة اللاسلكية يتوافق مع التوجيه 2014/53.EU.
- يؤاقر متن النص الكامل لإعلان التوافق مع المعيار الأوروبي في عنوان الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: www.omron-healthcare.com
- تم إنتاج منتج OMRON مع الخضوع لمنظومة الجودة الصارمة لدى شركة OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. وقد تم تصنيع المكون الرئيسي لأجهزة قياس ضغط الدم OMRON وهو مستعتر الضغط في اليابان.

وصف الرموز	
	الجزء الملامس لجسم المريض - النوع BF درجة الحماية ضد الصدمة الكهربائية (تسرب التيار الكهربائي)
IP XX	تم الحصول على درجة الحماية من دخول الأجسام الغريبة حسب المعيار IEC 60529
	علامة المطابقة لمعايير الجودة والسلامة والأمان الأوروبية CE
	علامة تقييم التوافق الخاص بالمملكة المتحدة
	الرقم التسلسلي
	معزّف الجهاز الفريد
	الجهاز الطبي

تعد العلامة للفظية **Bluetooth** وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لمكتبتها لشركة Bluetooth SIG, Inc. وتستخدم شركة OMRON HEALTHCARE Co. أيا من هذه العلامات بموجب ترخيص. أي علامات تجارية أو أسماء تجارية أخرى تخص مالكها المعنيين.