

**MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE  
DI TIPO II AD USO MEDICALE**

**TYPE II WASHABLE SURGICAL MASK  
FOR MEDICAL USE**

**MASQUE CHIRURGICAL LAVABLE  
DE TYPE II À USAGE MÉDICAL**

**TYP II WASCHBARE CHIRURGISCHE MASKE  
FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN**

**MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA  
DE TIPO II LAVABLE PARA USO MÉDICO**

**MÁSCARA CIRÚRGICA LAVÁVEL TIPO II  
PARA USO MÉDICO**

**TYP II TVÁTTBART KIRURGMUNSKYDD MED  
FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING**

**ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ  
ΤΥΠΟΥ II ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**MASKA CHIRURGICZNA MEDYCZNA  
MOŻLIWA DO PRANIA TYPU II**

**MASCĂ CHIRURGICALĂ DE UZ MEDICAL,  
DE TIP II, LAVABILĂ**

قناع جراحي قابل للغسيل ومن النوع الثاني  
للاستخدام الطبي



**IT** - La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto. Parte piccola sul naso, parte grande sotto

**GB** - The mask must be worn as shown in the photo. Small part on the nose, large part below.

**FR** - Le masque doit être porté de la façon montrée dans la photo : petite partie sur le nez, grande partie en-dessous.

**DE** - Die Maske muss, wie in der Abbildung gezeigt, getragen werden, d.h. der kleinere auf der Nase und der größere Teil unten.

**ES** - La mascarilla se debe colocar tal y como muestra la foto. Parte pequeña en la nariz, parte grande abajo.

**PT** - A máscara deve ser utilizada conforme mostrado na foto. Parte pequena sobre o nariz, parte grande para baixo.

**SE** - Ansiktsmasken ska bäras som fotot visar. Mindre del på näsan, större nedtill.

**GR** - Η μάσκα πρέπει να φοριέται όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το μικρό τμήμα στη μύτη, το μεγάλο τμήμα.

**PL** - Maseczka musi być noszona w sposób pokazany na zdjęciu stronie. Mniejsza część na nosie, większa część pod brodą.

**RO** - Masca trebuie purtată așa cum se observă în fotografia. Partea mai îngustă pe nas, partea mai lată dedesubt.

**SA** - يجب ارتداء القناع كما هو موضح في الصورة على اليمين، الجزء الصغير على الأنف، الجزء الكبير أدناه

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Vertrieben von  
Distribuido por / Distribuído por / Distribuemas av / Διατίθεται από / Rozprowadzana przez / Distribuit de / توزيع :



**REF** 20766 / BP2020V3 S

MYCROCLEAN ITALIA SRL  
Via Carlo Porta, 14  
20064 Gorgonzola - Italy  
Made in Italy



**LOT** Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette  
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo  
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta  
Consultati eticheta / انظر الملصق

Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette  
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo  
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta  
Consultati eticheta / انظر الملصق

UNI EN 14683:2019



000001

**1 - Produktbeskrivning och avsedd användning**

Tvättbar ansiktsmask i tyg, 99 % polyester och 1 % kolfiber, avsedd till skydd för näsa och mun.

**2 - Klassificering**

Ansiktsmaskerna av serie BP2020V3 är klassificerade som Typ II enligt standard UNI EN 14683:2019.

**3 - Egenskaper**

Anordningen, som består av ett skikt kan tvättas i tvättmaskinen i upp till 60 °C (tyget håller i 150 °C) den är inte steril  
**PFE-värden: Filtrering av partiklar (%) 0,3 µm 0,5 µm vid 95%**

Tyget resulterat **EJ CYTOTOXISKT** av test som utförts på fibroblaster i enlighet med standard UNI EN ISO 10993-5.

**BFE-filtrering**

BFE = 99,8 % (enligt laboratorietester som utförts i enlighet med standard UNI EN 14683:2019)

**Biologisk belastning**

UFC < 30 UFC (från laboratorietester som utförts i enlighet med standard UNI EN 14683:2019) **Luftpermeans (cm<sup>2</sup>/cm<sup>3</sup>/sek) ASTM E96** (Känd som ISO - 11092 eller Ret- eller Hohenstein-test)

Resultatet som erhållits på ansiktsmasker av serie BP2020 är 7,5, därför bra eller mycket välventilerade

**4 - Användningssätt och anvisningar**

Arbeta med rena och sanerade händer, så att ansiktsmasken fäster väl i ansiktet, i rätt position, det vill säga med den mindre delen mot näsan och den större mot mun och haka. **ÄNDRA INTE ANSIKTSMASKEN, SKÄR INTE AV GUMMIBANDEN, BÄR DEN PÅ RÄTA SIDAN** (som bilden visar)

**I annat fall förlorar ansiktsmasken sin skyddsfunktion.**

**5 - Tvätt**

Tvätta för hand eller i tvättmaskinen, med tvättmedel och upp till 60°C. **ANVÄND INTE BLEKMEDEL**

Om anvisningarna för användning och skötsel följs, håller produkten sina fysiska och tekniska egenskaper ända till cirka 500 tvättar.

**6 - Avyttring**

Ansiktsmasken ska avyttras som fast hushållsavfall (om den inte förorenats, i annat fall ska den avyttras som "särskilt avfall"). Den yttre påsen avyttras som plast.

	Produktkod		Satsnummer
	Tillverkare		Tillverkningsdatum
	Ej steril		Läs bruksanvisningen
	Den medicinska anordningen överensstämmer med direktivet 93/42 / EG		