



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## STANDARDSKYDDSDROCKAR SMMS FÖR ENGÅNGSBRUK

### SVENSKA

**Produktnamn** Standardskyddsrockar SMMS för engångsbruk

**Produktkod** FGS-SG-SM50-L, FGS-SG-SM50-XL, FGS-SG-SM50-XXL

**Produktstorlek** Enhet: cm

GIMA-KOD	21046	21047	21048	21049
FULL GUARD KOD	FGS-SG-SM50-M	FGS-SG-SM50-L	FGS-SG-SM50-XL	FGS-SG-SM50-XXL
Storlekar	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Längd (Axel till nederkant)	120	120	130	140
Bredd (ett skikt)	140	150	150	160
Bältlängd	65	65	65	69
Ärmlängd	58	59	59	61
Avvikelse	±2	±2	±2	±2

**Produktmodell** Typ av skyddsrock M/L/XL/XXL

**Struktur och sammansättning** Produkten använder non-oven-material med 50g SMMS. Den består av framsida, baksida, ärmar, knytband och ärmuppslag. Den teknologiska processen består i utskärning, ultraljudssvetsning av band, korborrhband, ärmuppslag, vikning och tätning.

**Avsedd användning** Dessa artiklar är steriliserade med etylenoxid-metod (EO) och används som barriär för inträngning av vätska och bakterier mellan patienten och operationssalen, andra kirurgiska enheter och operationssalspersonalen.

**Kontraindikationer** Produkterna kan endast användas en

gång och ska omedelbart användas efter att förpackningen öppnats. Om produkten är skadad, kan den vara våt eller möjlig. Använd inte.

**Så här används produkten** Öppna förpackningen och ta ur produkten, skaka försiktigt skyddsrocken, lyft kragens sidor, sätt in händerna i ärmarna och sträck ut armarna framåt och dra åt skärpen.

**Förvaring** Förvaras i ett rent rum med relativ fuktighet som inte överskrider 80 %, inga frätande gaser, och förvaras svalt, torrt och väl ventilerat.

### Varning

1. Denna produkt är för engångsbruk, återanvänd inte.
2. Denna produkt är för engångsbruk, dela aldrig med andra personer.
3. Det är förbjudet att använda när förpackningen eller produkterna är skadade.

**Anm.: Alla allvariga skador som uppstått i relation till anordningen ska rapporteras till tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där användaren eller patienten befinner sig.**





















**Giltighet** 3 år.

**Tillverkningsdatum** Se datum på förpackningen

**Utgångsdatum** Se datum på förpackningen

### GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

 REF	Produktkod		Skyddas från solljus		Förvara på svalt och torrt ställe
 LOT	Satsnummer		Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745		Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga
	Tillverkare		Tillverkningsdatum		Medicintekniska produkten
 STERILE/EO	Steriliserad med etylenoxid		Utgångsdatum		Använd inte en förpackning som är skadad
	Fuktighetsgräns		Läs bruksanvisningen		Engångsanordning, får ej återanvändas
	Temperaturgräns		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen		Ömtålig, hanteras varsamt
	Den här sidan upp		Unik identifierare för enheten		

**GIMA 21046**  
**GIMA 21047**  
**GIMA 21048**  
**GIMA 21049**



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd  
Yongan East Road Wenquan Economic  
Development Zone, Xianning City, Hubei  
Province, China  
Made in China



**FGS-SG-SM50-M**  
**FGS-SG-SM50-L**  
**FGS-SG-SM50-XL**  
**FGS-SG-SM50-XXL**



ZOUSTECH S.L.  
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,  
28046 - Madrid, Spain

Importerad av / Εισαγωγή από:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



0123