



PROFESSIONELL PERSONVÄG MOD. 960 150A / R150A



Läs denna handbok noggrant innan du använder instrumentet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.....	2
2. SÄKERHET.....	3
3. FÖRUTSEDD ANVÄNDNING.....	3
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER.....	4
5. ANVÄNDNINGSPROCEDURER.....	5
6. MONTERING AV TELESKOPISK STADIOMETER (TILLVAL).....	7
7. ANVÄNDNING AV MEKANISK MANUELL STADIOMETER (TILLVAL).....	8
8. ÖVERENSSTÄMMELSE.....	9
9. MÄRKSKYLT.....	9
10. UNDERHÅLL OCH SERVICE.....	10
11. SKROTNING OCH KASSERING.....	10
12. GARANTI.....	11

Genom att välja den professionella mekaniska personvågen från **WUNDER** mod. **960 150A / R150A** har du köpt en apparat med hög precision och kvalitet. I över 40 år har **WUNDER** ställt sin expertis i hälsans tjänst. mekaniska personvågen från **WUNDER** mod. **960 150A / R150A** uppfyller gällande standarder för sjukhus, läkarmottagningar och vårdinrättningar med sjukhusinläggning.

Personvågarna **960 150A / R150A** är medicintekniska produkter av Im-klass med måtanordning och är kalibrerade i överensstämmelse med noggrannhetsklass IIII (enligt standarderna 2017/745 och 90/384 EEG).

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER



OBSERVERA!

Läs denna handbok noggrant innan du använder instrumentet eftersom den ger viktiga anvisningar angående SÄKER ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL.

Beskrivningarna och illustrationerna i denna handbok är inte bindande.

WUNDER förbehåller sig rätten att göra de ändringar som de anser lämpliga i förbättringssyfte, utan att behöva uppdatera denna publikation.

Vi rekommenderar att kvalificerad personal utför underhållet. WUNDER:s tekniska kundservice står till ditt förfogande.

Konventioner: I denna handbok har följande symboler använts:

	MEDICINSK ENHET SOM KOMMER OM FÖRORDNING (EU) 2017/745
	LÄMPLIGT INSTRUMENT FÖR JURIDISK ANVÄNDNING, I ENLIGHET MED DIREKTIV 2014/31/EU OCH DEN EUROPEISKA STANDARDEN EN45501
	MEDICINSK UTRUSTNING
	UNIK IDENTIFIERARE AV ENHETEN
	INSTRUMENT I ENLIGHET MED METROLOGIDIREKTIVET NAWI PRECISIONSKLASS IIII 90/384 2014/31/EU OCH DEN EUROPEISKA STANDARDEN EN45501
	OBSERVERA! PLACERAD INNAN FÖRFARANDENA FASTSTÄLLS. UNDERLÅTENHET ATT IAKTTAGA DETTA KAN ORSAKA SKADOR PÅ OPERATÖREN ELLER PÅ PATIENTEN ELLER PÅ PRODUKTEN
	LÄS DENNA HANDBOK NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER INSTRUMENTET
	TILLVERKARE: WUNDER SA.BI. SRL – VIA VECCHIA PER MONZA, 20 – TREZZO S/ADDA (MI), ITALY

2. SÄKERHET



OBSERVERA!

Operatörerna måste läsa igenom denna handbok noggrant, följa dess instruktioner och bli bekanta med instrumentets korrekta förfaranden för användning och underhåll.

Tillverkaren tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador, inklusive utebliven vinst eller annan kommersiell skada, som kan uppstå vid en användning av produkten som inte överensstämmer med vad som beskrivs i denna handbok.

- Förvara denna handbok samt försäkran om överensstämmelse för konsultation och stöd för personalutbildning
- Överbelasta inte instrumentet över den maximala kapaciteten
- Applicera inte belastningarna på ett abrupt sätt
- Använd inte vassa eller spetsiga föremål för att trycka på knapparna
- Försök inte att öppna instrumentet. Avlägsna inte de sigill som finns på instrumentet
- Non rimuovere i sigilli di conformità presenti sullo strumento.
- Sänk inte ned instrumentet i vatten eller andra vätskor
- Utför regelbundet underhållsarbeten och efterföljande mätkontroller

Du måste rapportera alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med användning av den medicintekniska produkt som vi har levererat till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där du befinner dig.

3. FÖRUTSEDD ANVÄNDNING

Denna anordning är avsedd att användas för vägning av personer för allmänna diagnostiska ändamål.

Personal som är avsedd att använda produkten: Operatörer och läkare som är bekanta med produkten.

Kontroll och ansvar: Den medicintekniska produkten måste användas under övervakning av en kvalificerad läkare eller kvalificerad personal med ansvar för underhåll och regelbundna kontroller.

Användningsbegränsningar: Denna medicintekniska produkt kan endast användas enligt beskrivningen i denna handbok.





Produktens livslängd: 10 år

4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	960 150A	R150A PELARE
		
Kapacitet	150 kg	150kg
Division	1000g	1000g
Tillverkare	Wunder Sa.bi. srl Trezzo S/Adda Milano Italy	
OIML-godkännande	Klass IIII	Klass IIII
Måttenhet	Kg	
Driftstemperatur	da +10°C a +40°C	
Tillbehör		Teleskopisk stadiometer 60-210/225 cm : 1mm / 2~6.6FT

5. ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

960 150A	R150A pelare
Instrumentet levereras färdigt att användas utan tillbehör som måste monteras, komplett med handbok med alla instruktioner för korrekt användning av instrumentet.	Instrumentet levereras färdigt att användas utan tillbehör som måste monteras, komplett med handbok med alla instruktioner för korrekt användning av instrumentet. Tillbehör: - Stadiometer med stång 65-200cm (tillval) - Transporthjul (tillval)
INDIKATION OM DELAR	
	
1. Huvud med analog tavla 2. Gummiklädd plattform 3. Bas 4. Viktindikator 5. Skruv för nolljustering	1. Huvud med analog tavla 2. Gummiklädd plattform 3. Bas 4. Viktindikator 5. Skruv för nolljustering 6. Pelare TILLBEHÖR (TILLVAL) 7. Stödfäste för stadiometer 8. Teleskopisk stadiometer 9. Sats för transporthjul (endast på begäran)

960A Förberedelse för användning	R150A Förberedelse för användning
1 	1 
1. Vänd instrumentet upp och ner: ta bort det röda bandet och skruva loss den röda fjärlsskruven för att frigöra spakmekanismen.	
2 	2 
2. Placera instrumentet på en plan yta för tillförlitlig viktmatning.	
3 	3 
3. Kontrollera att viktindikatorn (visaren) är på noll. Om den inte är korrekt positionerad på noll, verka manuellt med justeringsskruven som sitter bakom instrumenthuvudet.	
4. Ställ dig på vågens bas (plattform) och läs av vikten med hjälp av visaren.	



Mattan är löstagbar för att möjliggöra en bättre sanering







6. MONTERING AV TELESKOPISK STADIOMETER (TILLVAL)



Placera hållaren på baksidan av pelaren och fäst den med de 2 medföljande skruvarna på pelaren.

7. ANVÄNDNING AV MEKANISK MANUELL STADIOMETER (TILLVAL)**OBSERVERA!**

FÖR LÄNGDMÄTNING PLACERAS PATIENTEN PÅ VÄGPLATTFORMEN

Mått över 131 cm		Mått under 130 cm	
1	 Lyft upp stadiometerns övre del.	1	 Sänk huvudplattan och tryck på den svarta mittspärren.
2	 Placera huvudplattan horisontellt.	2	 Sänk huvudplattan genom att hålla den svarta spärren intryckt.
3	 Sänk stången till den punkt där plattan vidrör patientens huvud. Höjden kan avläsas vid punkt "A".	3	 Sänk markören till den punkt där plattan vidrör patientens huvud. Höjden kan avläsas vid punkt "B".

8. ÖVERENSSTÄMMELSE

MEKANISKT VÄGNINGSINSTRUMENT FRÅN WUNDER MODELL 960 150A / R150A SERIENR.....
Vi intygar att detta instrument har kontrollerats och har klarat funktionstestet med godkänt resultat. Det överensstämmer med följande standarder och direktiv: 2009/23/CE; EN45501; EU-FÖRORDNING 2017/745

9. MÄRKSKYLT



På den applicerade mätskylten anges tillverkningsåret (M YY) t.ex. M 24 = 2024, M 25 =2025... och så vidare.

 REF 960 150 A Max = 150 kg e = d = 1000 g Min = 10 kg +5 °C / +35 °C Manufacturer: Wunder Sa.Bi. s.r.l Via Vecchia per Monza, 20 20056 - Trezzo sull'Adda (MI) - Italy CE M YY 0474 T12037 rev 0 SN 0000	IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2017/745 CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745 CE 0425
UDI  2025-01-16 MD  IC: 00011A SN C24010000	
 REF R150A Max = 150 kg e = d = 1000 g Min = 10 kg +5 °C / +35 °C Manufacturer: Wunder Sa.Bi. s.r.l Via Vecchia per Monza, 20 20056 - Trezzo sull'Adda (MI) - Italy CE M YY 0474 T12037 rev 0 SN 0000	IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2017/745 CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745 CE 0425
UDI  2025-01-17 MD  IC: 00021A SN C24010000	

10. UNDERHÅLL OCH SERVICE



OBSERVERA!

Se till att hålla det medföljande instrumentet under kontroll med hjälp av ett korrekt regelbundet underhåll.

Vi rekommenderar att man låter denna kontroll utföras av personal som är kvalificerad att utföra åtgärden. För ytterligare information, vänligen kontakta WUNDER:s tekniska kundservice, som står till ditt förfogande.

För bättre och längre livslängd för produkten är det bra att regelbundet utföra en grundlig allmän rengöring. Rengöringen av instrumentet ska utföras med en mjuk trasa, fuktad med vatten eller neutralt rengöringsmedel. Undvik användning av lösningsmedel och slipmedel. Vid långvarig inaktivitet av instrumentet, ta ut batterierna ur terminalen och täck instrumenteringen för att bibehålla den intakt. Se till att inte utsätta instrumentet för stötar eller överdriven mekanisk påfrestning under transport.

I händelse av reparation eller service, vänd dig till din återförsäljare eller till ett auktoriserat servicecenter genom att kontakta [**service2@wunder.it**](mailto:service2@wunder.it) eller [**sales@wunder.it**](mailto:sales@wunder.it).

11. SKROTNING OCH KASSERING

Avställning

Om anordningen ställs undan under en längre period måste man se till att skydda de delar som skulle kunna skadas av eventuella dammavlagringar.

Skrotning

När du bestämmer dig för att inte använda denna artikel mer måste den göras överksam. De delar som kan orsaka fara ska göras ofarliga

12. GARANTI

Detta certifikat måste förvaras till dess att garantin upphör att gälla.

Den måste uppvisas tillsammans med fakturan, skattekvittot eller följesedeln med återförsäljarens namn och försäljningsdatum närhelst en teknisk åtgärd krävs. I annat fall förlorar användaren alla garantirättigheter. Garantin börjar gälla på inköpsdagen och gäller under den tid som anges i gällande katalog/lista. Garanti innebär kostnadsfri ersättning eller reparation, inom fastställda tidsgränser, av de delar av apparaten som efter tillverkarens eget gottfinnande, befinns vara defekta vid källan; Wunder kommer därför att ha rätt att reparera eller ersätta artikeln.

Garantin täcker inte:

- Transportskador, fallskador, skador orsakade av oaksamhet och manipulering
- Skador på grund av oförmåga att använda apparaten och felaktig användning av denna
- Skador som orsakats av otillräckligt eller felaktigt elsystem eller ändringar till följd av miljöförhållanden, klimatförhållanden eller andra förhållanden
- Skador på grund av felaktig installation av apparaten och reparationer som utförts av obehörig personal
- Ingrepp i hemmet för bekväma kontroller eller förmodade defekter
- Löpande underhåll och vad som kan anses vara normalt slitage på grund av användning

Interventionstjänsten kan också vägras om utrustningen har modifierats eller byggts om på något sätt. Om apparaten repareras i hemmet måste användaren betala den fasta utryckningskostnader. Om apparaten däremot repareras på något av Wunders auktoriserade servicecenter, står användaren för kostnader och risker för transporten.

Wunder ansvarar inte heller för skador av något slag som kan orsakas direkt eller indirekt på personer, djur eller egendom till följd av att alla anvisningar i denna bruksanvisning inte har följts eller i vilket fall som helst till följd av felaktig användning.

Domstolen i Bergamo är behörig för eventuella tvister.



Wunder Sa.Bi. S.r.l.
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. +39 02 90964566
www.wunder.it