



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ORCHIDOMETRO - ORCHIDOMETER ORCHIDOMÈTRE - ORQUIDÓMETRO - ORQUIDÓMETRO - ORCHIDOMETER - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETER - ORKIDOMETRI - ORKIDOMETER - ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung Instrukcja obsługi -
Návod k použití - Gebruikershandleiding Käyttöohje - Användarhandbok - Οδηγίες χρήσης

SVENSKA

INTRODUKTION

Orkidometern är ett hjälpmedel som används för att göra en ungefärlig mätning av testikelvolymen. Den består av ett snöre med tolv numrerade kulor i trä. Kulorna är placerade i stigande ordning från 1 till 25 millimeter. Brist på överensstämmelse mellan testiklarnas storlek och andra parametrar för sexuell mognad kan vara ett viktigt tecken på förekomsten olika sjukdomar. Vi rekommenderar att fördjupa kunskapen om eventuell brist på överensstämmelse med andra hjälpmedel för att kunna ställa en korrekt diagnos.

SYMBOLER

	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga
	Produktkod
	Satsnummer

VI REKOMMENDERAR ATT LÄSA FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRANT FÖRE ANVÄNDNING AV ORKIDOMETERN:

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Använd en ren tygtrasa eller en pappersnäsduk som har fuktats lätt med desinficeringsmedel för att rengöra orkidometern yttligt.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV ORKIDOMETERN

Jämför orkidometerns kulor med testikelvolymen för att registrera stadiet av sexuell mognad. Läs av numret på kulan som närmar sig testikelns storlek mest.

Nummer som står på kulan	Stadium av sexuell mognad
1~3	Barndom
4~6	Prepubertet
8, 10	Pubertet
12, 15	Postpubertet
20, 25	Vuxen ålder

Produkten är inte en medicinsk anordning.

A474 (Gima 27337)

Importato e distribuito da/Imported and distributed by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China

