

LETTINI VISITA
EXAMINATION COUCHES
LITS D'EXAMEN
CAMILLAS DE VISITA
MARQUESAS PARA VISITA
UNTERSUCHUNGSBETTEN
BESÖKSSÄNGEN

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.



27401 - 27402 - 27444



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



INTRODUKTION

Enligt EU-förordningen 2017/745, ingår produkten i MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KLASS I. Lös noga följande bruksanvisning före användning av enheten.

BESKRIVNING

Besökssängen har begränsade dimensioner, och är särskilt lämplig för läkarmottagningar/läkarklinik.

Madrassen som är tvättbar och eldsäker, består av två delar varav den första delen är fast och den andra är fällbar i olika lägen. Beroende på modellen kan strukturen vara lackerad eller kromaterad. På beställning: lakanshållare.

KOMPONENTER:	Påse med monteringsmaterial:
<ul style="list-style-type: none"> • n.2 stödfötter • n.1 tvärbalk med ryggstödslyft ▲ • n.5 tvärbalkar ☆ • Ryggstödsstoppling • Sitsstoppling 	<ul style="list-style-type: none"> • n.14 SKRUVAR TBE 8x50 • n.16 BRICKOR M8 • n.6 PANELSKRUVAR TPS 4,5X45 (för att fixera madrassen vid sängramen) • INSEXNYCKEL 5 mm

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR

Sängen levereras helt omonterad.

Följ beskrivningen av monteringsätt som visas på ritningen.


1. Sängens stödben monteras med tvärbalkarna via skruvar och tillhörande muttrar.
2. Vid strukturen fixeras även tvärbalken med stång för den höjbara huvuddelen som redan är monterad vid ryggstöds stoppling via sexkantsskruv och tillhörande mutter.
3. Till sist fixeras stopplingarna vid sängramen via skruvar.

TEKNISKT INFORMATIONSBLAD

Mått	193 x 62 x h73 * cm. låda 173x16x74h
Vikt	26,4 kg (29,5 kg med låda)
Max bärformåga	120 kg

*Stopplingarna är inte monterade hos tillverkaren utan ska placeras av köparen/användaren vid monteringen. Därför kan rörelsedimensionerna skilja sig något från uppgifterna på det tekniska informationsbladet.

BRUKSANVISNINGAR














- Kontrollera att låsmuttrarna är väl åtdragna.
- Följ de maximala bärformågor som anges i det tekniska informationsbladet.
- Undvik direkt kontakt med öppna sår.
- Ej lämplig för användning i öppen miljö.
- När sängens eller ryggstöds höjd ställs in, kontrollera att ingen sätter in händer, ben eller andra kroppsdelar i förskjutningsområdet: RISK FÖR KLÄMNING!
- Lägg ner patienten först när sängbotten är helt horisontell i alla sina delar.
- Om sängen är försedd med hjul, se först till att hjulen inte är bromsade, innan den flyttas.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING:

- Använd endast originaldelar.
- Kontrollera regelbundet alla fästpunkter.
- För att bevara den bättre, rekommenderas att undvika längre exponering inför solstrålar, kontakt med salthaltig miljö, lagring i mycket fuktig miljö.
- Tvätta ytorna i rostfritt stål med tvålatten och använd lämpliga desinficeringsmedel.
- Skölj med våt trasa och torka noga.
- Häll inte rengöringsmedel med klor eller ammoniak, feta eller oljiga ämnen på ytorna.
- Använd inte järnhaltiga redskap för rengöring. Om desinficering krävs, använd endast lämpliga produkter som inte är frätande.

Indikationer för rengöring av vävnaden:

Rengör vävnaden genom att fukta, tvåla in och skölja väl med rent vatten. Använd inte lösningar, blekningsmedel, kemiska rengöringsmedel eller spray för polering. OBS! I allmänhet får ljusa färger på skinnimiterat material inte komma i kontakt med kläder som inte har fixerade färger (t.ex. jeans och derivatprodukter) för att undvika fläckar eller ringar som inte går att ta bort.

	Skyddas från solljus		Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745		Förvara på svalt och torrt ställe
	Produktkod		Läs bruksanvisningen		Tillverkare
	Tillverkningsdatum		Satsnummer		Medicinteknisk produkt
	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga		Unik enhetsidentifierare		

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.