

SPONDA PER LETTO A FORMA DI N
N-SHAPED BEDRAIL
BARRIÈRE DE LIT EN FORME DE N
BARANDILLA DE CAMA EN FORMA DE N
GRADE DE CAMA DE FORMA N
N-GEFORMTES SEITENTEIL FÜR BETTEN
ȘINĂ PENTRU PAT ÎN FORMĂ DE N
N-FORMAT SÄNGRÄCKE
BARIERKA ŁÓŻKOWA W KSZTAŁCIE LITERY N
ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ-N

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF LW10206 (GIMA 27697)



Mingguang Longway Technology Co., Ltd.
No. 59 Lingji Rd., Industrial Park, Mingguang, Anhui, China
Made in China



Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10, 1 e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





Viktkapacitet: 75 kg

FÖRUTSEDD ANVÄNDNING:

Sängräcket är ett tillbehör avsett för att förhindra oavsiktligt fall av en person från en säng på sjukhus eller hemvårdnad. Lämpligt för de flesta metallsängar & med enkelt kontrollsystem, så det behövs inte tas bort helt för att flytta patienten till och från sängen. Sängräckena är utformade för att passa de flesta sängar tack vare sin enkla ram, som kan placeras i huvudändan eller fotändan på sängen.

VARSAMHET(!):

- I fall av skada eller felfunktion på din produkt ANVÄND INTE och kontakta behörig och utbildad representant.
- Använd inte produkten för ett annat syfte än det som anges i denna handbok
- LONGWAY Medical frånsäger sig allt ansvar för konsekvenser till följd av en felaktig användning av denna produkt och icke auktoriserad ändring av produktens ram.
- LONGWAY Medical förbehåller sig rätten att ändra informationen i detta dokument utan förhandsmeddelande
- Det finns ± 3 %. Avvikelse för produktdimensioner.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

- ⚠ • Om du inte läser denna användarhandbok, bör du inte använda denna produkt eller någon annan tillgänglig del. Om du inte förstår användning av försiktighetsåtgärder, vänligen kontakta återförsäljaren eller den egna teknikern innan du använder produkten eftersom det kan orsaka skada.
- ⚠ • Förvara på säkert avstånd från värmekällor.
- ⚠ • Spara detta dokument för framtida hänvisning.
- ⚠ • Var försiktig när barn är i närheten och låt dem inte leka med produkten.
- ⚠ • Överskrid inte max nyttolast.
- ⚠ • Särskild försiktighet krävs alltid när det finns rörliga delar som kan orsaka att armar och ben fastnar och skadas.
- ⚠ • Försök inte lyfta produkten med borttagbara delar.
- ⚠ • Använd inte produktsätet för något annat syfte än det

avsedda.

- ⚠ • Sängräckena är inte avsedda för att bära en persons fullständiga vikt.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE:

Vi är endast ansvariga för att försäkra att de medicintekniska produkterna som nämns i detta meddelande är av låg riskklass (Klass I) och stämmer med kraven i Europaförordningen 745/2017 och där så är lämpligt de standarder och lagar som hänförs till.

FÖRE ANVÄNDNING:

- Kontrollera om ramen är skadad för att garantera säker användning av produkten. (Det finns inte sprickor eller brott på ramen).
- Använd inte produkten vid skada och kontakta din återförsäljare för vidare instruktioner.
- Kontrollera om produkten är korrekt monterad och att alla skruvar är säkra och väl åtdragna.
- Kontrollera alltid eventuellt slitage på mekaniska delar för att garantera absolut säker användning av produkten för personer och föremål

MILJÖSKYDD:

Om du en dag finner att din produkt behöver bytas ut eller inte längre fungerar för dig, tänk på att skydda miljön:

- 1) Kasserar inte produkten tillsammans med annat hushållsavfall (det är vad skylten som visas för återvinning betyder).
- 2) Kontakta offentliga myndigheter för att få instruktion om återvinningsstationer där din produkt måste avyttras.
- 3) Korrekt avyttring av produkten bidrar till miljöskydd liksom återvinning av produktens komponenter.

INFORMATION OM UNDERHÅLL, RENGÖRING OCH DESINFICERING:

För att garantera säker användning och tillräcklig hygienstandard ska användaren utföra dessa procedurer före varje användning. Användaren måste säkerställa strukturell integritet på produkten och dess komponenter. För rengöring och saneringsprocedurer följs stegen nedan:


1. Använd skyddshandskar.
2. Ta bort synlig smuts innan du går vidare med den noggrannaste desinficeringen.
3. Använd vatten eller mildt rengöringsmedel för rengöringsproceduren.
4. Torka med en torr och ren trasa.
5. LÄMNA INTE produkten våt.
6. Använd inte kemiska rengöringsmedel för att rengöra ramen. Det kan orsaka skada på produktens yta
7. Om du behöver desinficera produkten använd ett vanligt mildt desinficeringsmedel
8. Skydda artikeln från repor, skärskador och perforering.
9. Smörjning: produkten har utformats för minimalt underhåll; kontrollera emellertid var sjätte månad smörjningen på rörliga och mekaniska delar, det kan garantera optimal varaktighet.

MONTERING:

OBS: Illustrationerna för montering är indikativa för att förenkla monteringen. Det kan förekomma skillnader från verkligheten. Gör så här för att montera räckena på sängen:

1. Ta bort skruvarna från fästreglage längst ner på byglarna, justera de återstående fästskruvarna på terminalerna i enlighet med sängstrukturen, sätt i sidpanelen med båda byglarna på sängramen, byt ut skruvarna mot fästreglagen som togs bort tidigare, justera sidoräcket i förhållande till sängen och täta fästreglagen på terminalerna (som bilden visar).

Tipp- och justeringsreglage



Fästreglage på bygeln

Fästreglage längst ner på bygeln

2. Tipp- och justeringsreglagen tillåter genom att du lossar dem att sidoräcket rör sig mot patientens fötter eller huvud beroende på det antal spår som finns. Efter justeringen måste reglagen tätas igen.

3. Om tipp- och justeringsreglagen lossats tills spåren är helt fria, kan sidan fällas i 180 °, och därmed tillåta vilken typ av manövrer som helst göras på sängen eller patienten. Efter manövrerna måste sidan sättas tillbaka i sitt läge och reglagen tätas igen.

GARANTI:







Produkten är garanterad för en period på ett (1) år från inköpsdatumet.

Garantin gäller fabriksdefekter & INTE för skador till följd av felanvändning, dåligt underhåll, ändring, överdriven användning eller icke-överensstämmelse med produktens bruksanvisning.

Den gäller HELLER INTE på delar som slits ut under användning eller över tiden. Skador eller defekter på grund av naturkatastrofer, obehörigt underhåll eller reparation, elttillförselproblem (där så är tillämpligt) och speditörer täcks inte av garantin.


Ingen service eller reservdel ges om inspektion inte sker av produkttillverkarens auktoriserade serviceavdelning. Fraktkostnaderna för gods i garanti betalas av slutanvändaren-kunden eller av återförsäljaren.

SYMBOLER LEGEND

	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
REF	Produktkod
LOT	Satsnummer
EC REP	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga
	Läs bruksanvisningen
CE	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745
MD	Medicinteknisk produkt
UDI	Unik identifierare för enheten
	Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
	Importerad av

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader

 **Bortskaffande:** Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall. Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas, genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar.