

# Disposable Nasal Speculum

## INSTRUCTIONS FOR USE



Obelis s.a  
Boulevard Général Wahis 53  
1030 Brussels, BELGIUM  
Tel: +(32) 2.732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03  
E-Mail: mail@obelis.net

**R<sub>x</sub> ONLY**

**MADE IN  
THE U.S.A.**



Bionix LLC  
1670 Indian Wood Circle  
Maumee, Ohio 43537, United States  
Phone: +1 419.727.8421  
Fax: +1 800.455.5678  
www.Bionix.com

**Importer, Importeur, Importör,  
Importador, Importateur,  
Εισαγωγέας, Importeur,  
Maahantuojaja, Importatore:**



**MedEnvoy**  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

This manual applies to the **REF** numbers indicated below:

#9878 - 20 per Box

#9877 - 48 per Box



©2021 Bionix LLC | 1670 Indian Wood Circle  
Maumee, Ohio 43537 | United States  
Phone: 800.551.7096 | Fax: 800.455.5678  
Email: bionix@bionix.com  
www.bionix.com | RM95-0028 | Rev. D

# SVENSKA (SWEDISH)

## NASALSPEKULUM FÖR ENGÅNGSBRUK - ANVÄNDARINSTRUKTIONER

**Avsedd användning:** Nasalspekulumet för engångsbruk är avsett för att tillhandahålla direkt undersökning av den främre delen av näsborrarna.

### Indikationer för användning:

Nasalspekulumet för engångsbruk är avsett för användning vid diagnos, avlägsnande av främmande föremål, samt nasal packning av sjukvårdspersonal, för alla patienter.

### Anvisningar:

När du använder det, håll nasalspekulumet för engångsbruk i ena handen, på ett sätt som känns bekvämt. Placera patienten på ett sätt som säkerställer korrekt åtkomst och tillräcklig belysning. För försiktigt in spetsen på nasalspekulumet för engångsbruk i patientens näsborrar, med bladen i "stängt" läge. Tryck långsamt ihop handtaget för att veckla ut bladen på nasalspekulumet för engångsbruk och öppna näsborrarna. Stoppa när tillräcklig exponering har uppnåtts.

**⚠ FÖRSIKTIGHET:** Avbryt användningen av nasalspekulumet för engångsbruk om patienten upplever smärta eller trauma i näsan eller näsans slemhinna.

**⚠ VARNING:** Risk för korskontaminering. Återanvänd inte nasalspekulumet för engångsbruk eftersom det kan sprida kontaminering mellan patienter.

### Rapportering av medicinska enheter:





















Meddelande till användare och/eller patienter i EU: Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

**Kliniska fördelar:** Anges i Avsedd användning.

**Kontraindikationer:** Det finns inga absoluta kontraindikationer relaterade till användningen av nasalspekulumet för engångsbruk.

**Kvarstående risk:** Risken i samband med användningen av denna produkt har minskats så mycket som möjligt, men produkten kan inte helt eliminera potentiella patient- eller användarskador på grund av följande:

- Skada från mekaniska risker
- Skada från fel användning eller användningsfel
- Skada från oväntade ursprung

	Medicinsk enhet		Använd inte om förpackningen är skadad
	Tillverkare		Får inte återanvändas Produkt för engångsbruk
	Tillverkningsdatum		En patient – flera användningar
	Bäst före-datum		Läs bruksanvisningen (IFU)
	Partikod		Försiktighet
	Återbeställningsnummer		Varning
	Serienummer		Auktoriserad EU-representant
	Steriliserad med strålning		CE-certifiering
	Får inte omsteriliseras		Receptbelagd eller "För användning av eller enligt legitimerad läkares ordination"
	Icke-steril		Temperaturgränsvärde