



GINA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

INDIKATIONER

Den kirurgiska hudmarkören Tondaus är avsedd att användas för att på mänsklig hud markera positioner för identifikation inom ordinär kirurgi, enterokirurgi, ortopedi, neurohormonkirurgi, kardiovaskulär kirurgi och radioterapi.

KOTNRAINDIKATIONER

Applicera inte på skadade slemhinne- och hudmembran och hud eller vid förekomst av sår.

VARSAMHET OCH VARNING

- 1). Patienter ska beaktas för allergiska reaktioner mot gentianblått/allurarött AC/indigo/titandioxid (motsvarande olika färger). Om patienten under användning befinns inte må bra, sluta använda den omedelbart och använd den korrekt.
- 2). Denna produkt kan endast användas en gång på en enskild patient för att undvika spridning av infektion.
- 3). Denna produkt ska användas på torr hud. Om patientens hud är våt eller svettig, torka av den och håll huden torr och fräsch, följ sedan instruktionerna ovan.
- 4). Se upp med skyddet på pennspetsen när den används. När den inte används, täck över pennhöljet för att undvika att bläcket torkar.
- 5). Förpackningen ska användas omedelbart efter att den öppnats. Använd inte om förpackningen är skadad eller missfärgad. Efter att produkten används, ska den bortskaffas som medicinskt avfall.
- 6). Fukta eller torka inte av produkten med en organisk lösning. Organiska lösningar kan skada produkten.
- 7). Ska användas av utbildad medicinsk personal.
- 8). Bortskaffa som medicinskt avfall efter användning.

BRUKSANVISNING

- 1). Kontrollera att innerförpackningen är hel före användning. Använd inte om innerförpackningen går sönder.
- 2). Desinficera och torka först huden (notera: se till att använda på torr hud);
- 3). Använd en hudmarkör för att markera huden;
- 4). För att ta bort markeringen används 75 % alkohol för att avlägsna den.

FÖRVARINGS- OCH TRANSPORTVILLKOR

- 1). Denna produkt ska förvaras på en sval ventilerad och torr plats och genom att undvika kontakt med vatten, direkt solljus, extrem temperatur eller fukt, samt förhindra kontakt med frätande gaser. Temperatur: $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$, fuktighet: $\leq 90\%$, var uppmärksam på kontroll för rätt- och pestskydd, för att förhindra skada på förpackningen.
- 2). Engångsbruk för medicinska hudmarkörer tillåter att använda allmänna transportmedel, men måste förhindra stötar, vibrationer, regn och snö under transport.

GIMA GARANTIVILLKOR

Gima 12-månaders standard B2B-garanti gäller

Velja 12-mesečna standardna garancija B2B družbe Gima

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä NL - Productiedatum PL - Data produkcji CZ - Datum výroby BG - Дата на произходство EE - Valmistamise kuupäev HR - Datum proizvodnje HU - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums NO - Fabrikasjonsdato RO - Data fabricației SK - Dátum výroby SL - Datum proizvodnje SV - Tillverkningsdatum AR - تاريخ التصنيع
	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός DK - Fabrikant FI - Valmistaja NL - Fabrikant PL - Producent CZ - Výrobce BG - Производител EE - Tootja HR - Proizvajalec HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent RO - Producător SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare AR - مصنع
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως DK - Udløbsdato FI - Viimeinen voimassaolopäivä NL - Vervaldatum PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti BG - Срок на годност EE - Aegumiskuupeä HR - Rok uporabnosti HU - Lejárati dátum LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato RO - Valabil până la data de SK - Dátum expirácie SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum AR - تاريخ الصلاحية
REF	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος DK - Produktkode FI - Tuotekoodi NL - Productcode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku BG - Код на продукт EE - Toote kood HR - Koda izdelka HU - Termékkód LT - Prekės kodas LV - Produkta kods NO - Produktkode RO - Cod produs SK - Kód výrobku SL - Koda izdelka SV - Produktkod AR - كود المنتج



GIMA 33183

GIMA 33184



Dogguan Tondaus Meditech Co., Ltd.
 3rd Floor, No.27 Rd. Guantai, Chiling
 Community, Houjie Town,
 Dogguan, Guangdong, China.
 Made in China



TR03

TD01



MedPath GmbH
 Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
 80807 Munich, Germany



Gima S.p.A
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
 export@gimaitaly.com - gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE
0123