

SVEDESE

Koncentreradt rengöringsmedel för instrument med proteolytiska enzymer

Egenskaper

GERMOCID ENZIMATICO är ett proteolytiskt enzymatiskt rengöringsmedel för rengöring av medicintekniska och dentala instrument. Det verkar effektivt på organiska rester, även torra, och på envist smuts: det kan användas på glas-, plast- och metallmaterial. För YRKESMÄSSIGT BRUK, lämpligt för manuell tvätt och även för användning i ultraljudsutrustning.

Användning: Späd ut 0,6-10 % GERMOCID ENZIMATIC i en liter kranvatten, helst ljummet, och blanda ordentligt. Innan instrumenten läggs i den förberedda lösningen rekommenderar vi att de dekontamineras med en särskild produkt. Skölj dem därefter med kallt vatten och lägg dem i GERMOCID ENZIMATIC-lösningen i 10 minuter. Om det finns torra rester eller envist smuts, låt dem ligga 1 timme längre och använd en borste om det behövs.

Sammansättning: Icke-joniska ytaktiva ämnen 15-30 %; Anjoniska ytaktiva ämnen 5-15 %; Enzymer; Parfym (Limonene, Citral), konserveringsmedel (Bensisotiazolinon).

Varningar: H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H315 Irriterar huden. EUH208 Innehåller: CITRAL. Kan orsaka allergisk reaktion. P264 Tvätta händerna grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P305-P351-P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Innehåller: Polymer av fettalkoholalkoxylat. För yrkesmässigt bruk. Förvara på en sval, torr plats, borta från värmekällor. Efter öppnandet och vid korrekt förvaring behåller produkten den giltighetstid som anges på etiketten.

Rengöringsmedel uppfyller EG-förordningen nr 648/2004

Giltighet: 3 år

Parti och utgångsdatum: se förpackningen

CE MEDICINTEKNISK UTRUSTNING

Tillverkare:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tfn. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY