

SVEDESE

Kallsterilisering för invasiva medicintekniska produkter med perättiksyra i pulver

Egenskaper

GERMOCID POLVERE innehåller perättiksyra som prekursor som aktiveras efter utspädning av pulvret i ljummet vatten. Pulvret löses upp helt utan att lämna några rester på botten och utan ytskum. Den ursprungligen blå vätskan blir färglös efter cirka femton minuter, den tid som krävs för att den aktiva ingrediensen (perättiksyra) ska utvecklas och göra lösningen klar för användning och därmed ha en hög bakteriedödande potential. GERMOCID POLVERE kan användas som dekontamineringsmedel, desinfektionsmedel, spordödande medel och kallsterilisering för invasiva medicintekniska produkter på sjukhus, vårdcentraler och tandläkarmottagningar. Produkten kan också användas inom estetik på icke-invasiva produkter. GERMOCID POLVERE är också effektiv som dekontamineringsmedel och för desinfektion och snabb kallsterilisering av temperaturkänsliga material som endoskop, optiska fibrer, givare etc. Absolut komponentkompatibilitet innebär att GERMOCID POLVERE även kan användas med maskiner för rengöring av endoskop. Efter användning kan lösningarna kasseras som icke-farligt avfall.

Användning: Beredning av lösningen för nedsänkning: förbered det ljumma vatten som behövs i en lämplig skål och kontrollera att temperaturen är cirka 35 °C för att underlätta upplösningen av pulvret. Häll i den dos som ska användas enligt den önskade användningen. Blanda lösningen tills en klarblå lösning erhålls; vänta 15 minuter innan lösningen används. Dekontaminering/desinfektion: använd 8 g per liter vatten och lägg ner instrumenten i lösningen i 10 minuter. Om det finns kvarstående organiska rester, tvätta med ett lämpligt rengöringsmedel. Efter att instrumenten lagts in i lösningen, ta bort dem och skölj. För den beskrivna åtgärden förblir lösningen aktiv i upp till 7 dagar efter beredning (beroende på mängden instrument som behandlas). Spordödande: använd 8 g per liter vatten och lägg instrumenten i lösningen under 10 minuter. För den beskrivna åtgärden förblir lösningen aktiv i upp till 24 timmar efter beredning. Högradig desinfektion/kallsterilisering: använd 16 g per liter vatten och lägg instrumenten i lösningen i 10 minuter. Efter nedsänkningen, ta bort instrumenten och skölj med sterilt vatten. Torka och förvara aseptiskt. För den beskrivna åtgärden förblir lösningen aktiv i upp till 24 timmar efter beredning.

Sammansättning: 100 gram av produkten innehåller:
Tetraacetyletylendiamin 25,00 g; natriumperkarbonat 42,00 g;
tillsatsämnen i tillräcklig mängd till 100,00 g.

Varningar: H302 Skadligt vid förtäring H318 Orsakar allvarliga ögonskador. P264 Tvätta händerna grundligt efter användning. P280 Använd ögonskydd och ansiktsskydd. P305-P351-P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehåller: NATRIUMPERKARBONAT. Använd inte för instrument i aluminium- och nickellegeringar. Följ bruksanvisningen. Använd inte kar av metall. Yrkesmässigt bruk.

Materialkompatibilitet: GERMOCID POLVERE har hög kompatibilitet med de flesta material som används vid tillverkningen av olika apparater som används inom sjukhus- och hälsovårdssektorn. Kompatibilitetsstudier mellan GERMOCID POLVERE och medicintekniska produkter visar ingen försämring av den medicintekniska produkten efter användning av GERMOCID POLVERE under rekommenderade användningsförhållanden.

Giltighet och förvaring: Produkten är giltig i 2 år från tillverkningsdatumet och måste förvaras i originalförpackningen. Om förpackningen öppnas och försluts på rätt sätt efter varje uttag, utan att det återstående innehållet förorenas av externa ämnen och/eller medel, behåller preparatet sin giltighet tills produkten är slut. Produkten ska inte utsättas för fukt. Förvara på en sval, torr plats, borta från värmekällor. Använd inte skadade förpackningar.

Parti och utgångsdatum: se förpackningen

MEDICINTEKNISK PRODUKT CE 0546 Europeiska direktivet 93/42/EGG

Tillverkare:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tfn. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Varningar kan ändras i samband med uppdateringar av produktens säkerhetsdatablad