

SVEDESE

Koncentrerat rengörande desinfektionsmedel för icke-invasiv medicinteknisk produkt.

Egenskaper

GERMOCID INODORE är en koncentrerad lösning för en snabb och effektiv rengöring och desinfektion. Det är aktivt mot grampositiva och gramnegativa bakterier, svampar, mykobakterier och virus (adenovirus, HIV, HBV, HCV). GERMOCID INODORE är en specifik produkt för rengöring och desinfektion av ytor och icke-invasiv medicinteknisk produkt som ansiktsmasker, tandläkarenheter och för behandling av olika utrustningar/föremål som skrivbord, armstöd, handtag på läkar- och tandläkarmottagningar. Dess höga effektivitet och snabba verkan, både som rengöringsmedel och som desinfektionsmedel i närvaro av organiskt material (blod, saliv, organiska utsöndringar), gör att den kan användas på alla dentala och icke-dentala instrument. Avlägsnande av smuts kräver ingen mekanisk åtgärd.

Användning: Använd produkten utspädd till 5-10 % under 15 min. kontakt för bakteriedödande verkan, 10 % under 15 min. kontakt för svampdödande verkan, 10 % under 60 min. kontakt för mykobakteriedödande verkan, 1 % under 60 min. kontakt för virusdödande verkan mot Adenovirus, 15 % under 60 min. kontakt för virusdödande verkan mot HIV, HVC, HBV. Applicera med svampar, trasor, spray, manuella eller mekaniska pumpar eller på annat sätt på väggar och tvättbara ytor. Låt verka och skölj. Den utspädda lösningen är stabil i en vecka om den används på rätt sätt, utan kontaminering från externa ämnen och/eller medel.

Sammansättning: 100,0 g av produkten innehåller: Bensalkoniumklorid 10,0 g; O-fenylfenol 1,0 g; tillsatsämnen; renat vatten i tillräcklig mängd till 100,0 g.

Varningar: H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P303-P361-P353 VID HUDKONTAKT (även håret): ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. P305-P351-P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehåller: Kvartära ammoniumföreningar. Skaka före användning. Produkten är inte kompatibel med rengöringsmedel och anjoniska ytaktiva ämnen. Förvara på en sval, torr plats, borta från värmekällor. Efter öppnandet och vid korrekt förvaring behåller produkten den giltighetstid som anges på etiketten. Använd inte skadade förpackningar. Yrkesmässigt bruk.

Rengöringsmedel uppfyller förordningen (EG) nr 648/2004

Giltighet: 5 år

Parti och utgångsdatum: se förpackningen

MEDICINTEKNISK PRODUKT CE 0546 Europeiska direktivet 93/42/EGG

Tillverkare:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tfn. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Varningar kan ändras i samband med uppdateringar av produktens säkerhetsdatablad