

## SVEDESE

Alkoholbaserat desinficerande rengöringsmedel för icke-invasiva medicintekniska produkter

Bruksfärdigt

### Egenskaper

GERMOCID BASIC är en bruksfärdig hydroalkoholhaltig lösning, baserad på klorhexidindiglukonat och SAQ, med ett brett verkningspektrum för snabb och effektiv desinfektion av icke-invasiva medicinska ytor och anordningar, stora eller svåråtkomliga ytor på biomedicinsk utrustning och tandläkarenheter på tandläkarmottagningar (ansiktsmasker, bordsskivor, armstöd, nackstöd etc.). GERMOCID BASIC kräver ingen utspädning och ger snabbt och långvarigt skydd mot: virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV), bakterier (grampositiva, gramnegativa), mykobakterier (inklusive tuberkulösa mykobakterier) och svampar (jäst och mögel). Den verkar också i närvaro av organiskt material (blod, saliv, organiska utsöndringar etc.). Produkten avdunstar snabbt. Inga korrosiva effekter observerades på de material som medicintekniska produkter eller biomedicinsk utrustning är tillverkade av. Vi rekommenderar att lösningen inte används på material som kan förstöras av alkohol.

Användning: Skaka före användning. Spraya GERMOCID BASIC direkt på de ytor och föremål som ska behandlas. Låt verka och torka sedan med en trasa eller engångspapper.

GERMOCID BASIC är verksamt inom fem minuter efter kontakt mot grampositiva och gramnegativa bakterier, svampar (jäst- och mögelsvampar) och virus (inklusive HIV, HBV, HCV). Verkar mot mykobakterier (inklusive tuberkulos) inom 60 minuter.

### Sammansättning:

100,0 g av produkten innehåller:

Klorhexidindiglukonat 0,1 g;

Bensalkoniumklorid 0,1 g;

Etylalkohol 45,0 g;

Isopropylalkohol 15,0 g;

tillsatsämnen;

renat vatten i tillräcklig mängd till 100,0 g

Varningar: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P370+P378 Vid brand: Släck med koldioxid, skum, kemiskt släckningspulver. P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp. P273 Undvik utsläpp till miljön Yrkesmässigt bruk. Undvik användning på material som förstörs av alkohol. Produkten är inte kompatibel med rengöringsmedel och anjoniska ytaktiva ämnen. Efter öppnandet och vid korrekt förvaring behåller produkten den giltighet som anges på etiketten. Använd inte skadade förpackningar. Förvara på en sval, torr plats, borta från värmekällor. Extern användning.

Giltighet: 3 år

Parti och utgångsdatum: se förpackningen

MEDICINTEKNISK PRODUKT CE 0546 Europeiska direktivet 93/42/EGG

Tillverkare:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tfn. 02 663 01 938

[www.germo.it](http://www.germo.it) - [info@germodis.com](mailto:info@germodis.com)

**MADE IN ITALY**

Varningar kan ändras i samband med uppdateringar av produktens säkerhetsdatablad