

SEDIA DA DOCCIA GIREVOLE con schienale e braccioli in PU

ROTATING SHOWER CHAIR with PU backrest and seat

CHAISE DE DOUCHE ROTATIVE avec dossier et siège PU

SILLA DE DUCHA GIRATORIA con respaldo y asiento en PU

CADEIRA DE DUCHE ROTATIVO com encosto e assento em PU

DREHBARER DUSCHSTUHL mit PU-Rückenlehne und -Sitz

ROTTERANDE DUSCHSTOL med ryggstöd och sits i PU

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ με πλάτη και κάθισμα PU

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF HE13741000 (Gima 42912)



HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO.,LTD
NO.1,Chuangye Street,Matou Industry Park,HanDan City,HeBei
Province,China
Made in China



Y.Sung Handelsvertretung
Dusselthaler Str. 24, 40211
Dusseldorf Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



HE10688023

KD ALUMINIUM DUSCHSTOL MED ROTERANDE SITS

Produktens delar



1. PU Ryggstöd
2. Armstöd i skumgummi
3. PU Sits
4. Rotationsspak
5. System med roterande platta
6. Uppfällningsknapp för armstödet
7. Fotrör justerbart i höjd
8. Spets

Säkerhetsanvisningar

- Läs dessa bruksanvisningar noggrant.
- Alla komponenter ska kontrolleras för skador och säkert fäste före användning.
- Godkänd endast för användning inomhus.
- Klädesplagg och kroppsdelar kan klämmas när du sätter dig, reser dig, för in toalettthinken, samt när du lyfter upp armstöden och låser dem på plats.
- Om du behöver köra över trösklar, gör det långsamt och försiktigt, annars kan hjulen skadas!
- När du använder en hjulburen kommodstol, använd alltid parkeringsbromsarna.
- Under överföring i och ur den hjul-

burna kommodstolen, ska fotstäden vara utfällda ur vägen.

- Använd aldrig fotstöden för hjälp att resa dig - risk för tippning!
- Förebygg ej auktoriserad användning, t ex av barn.
- Informera dig om användarens tillåtna maximala vikt.
- Denna information finner du under tekniska data i denna bruksanvisning samt på identifieringsplåten.

Montering

Steg 1

Fäst ryggstödet vid ramen, genom att trycka in knapparna och låta ryggstödet's rör glida på rören som är placerad på varje sida och på sitsens bakdel



Steg 2

Fäst benen vid ramen genom att trycka in knapparna i rören som är placerade på varje sida av benen.

Försäkra dig att knapparna "klickar" korrekt in i hålen och är stabila och justerad på samma sätt.

**Steg 3**

Kontrollera stabiliteten, sitsen får inte vara ostabil eller skakig. Användning av den roterande duschstolen

(1) Lyft upp spaken och vrid sitsen mot användaren, lås sedan sitsen i läge genom att sänka spaken och låts sitsen svänga tills den låses i läge.

(2) Lås upp sitsen genom att höja spaken.

(3) När användare sitter i stolläge, lås sitsen och försäkra dig att den är låst i läge och inte längre kan rotera fritt.













(4) Lås duschstolen när användaren vänder sig mot badkarets öppna sida. Användare kan nu resa sig försiktigt och långsamt.

(5) Tryck, med användning av armstödet, in knappen och lyft armstödet bakåt

**Tekniska data**

Produkt	KD ALUMINIUM DUSCHSTOL MED ROTERANDE SITS
Produktnummer	HE13741000
Vikt/kapacitet (lbs/kg)	300 lbs/ 136 kg
Produktens dimensioner (mm) L x B x H	506*(475-500)*(812-914)mm
Den hopvikta produktens dimensioner L x B x H	510*345*400mm
Produktens vikt (lbs/kg)	5,37 kg
Sitsens dimensioner (inch/mm) L x B	407*337*52mm
Ryggstödet material	PU
Sitsens material	PU
Armkuddens material	EVA Skum
Ramens material	Aluminium
Ramens färg	Silver
Antal i lådan (styck)	1
Produktens vikt inklusive lådan (lbs/kg)	6,74 kg
Lådans dimensioner L x B x H	525*360*425mm

Symboler

	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga		Förvara på svalt och torrt ställe
	Tillverkare		Tillverkningsdatum
	Satsnummer		Produktkod
	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Medicinteknisk produkt		Läs bruksanvisningen
	Serienummer		Importerad av

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.