

REF **KDB-699 (GIMA 43202)**

 Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

 **EC REP** SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



NAMN
Kommodstol
Modell: KDB-699

Viktkapacitet: 125 Kg.

AVSEDD ANVÄNDNING:
Kommodstolen används för toalettbesök av personer som lider av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, och kan användas i hemmet eller på sjukhus.

OPERATÖR
Enheten kan manövreras av användaren själv, vårdpersonalen eller vårdgivaren.

PATIENTGRUPPER
Personer med funktionsnedsättning, patienter och äldre.

KONTRAINDIKATIONER
Övervaka barn när de använder commodstolen.

- BRUKSANVISNING**
- Denna produkt har en hopfällbar struktur, du behöver bara fälla ut ramen och installera nödvändiga delar som hjul, fästa hinken och sittpanelen före användning.
 - Lyft sätesplattan, placera hinken ordentligt på hinkramen och fäll sedan ner sätesplattan för användning.
 - Efter användning stänger du hinkens lock och tar bort den från hinkramen.
 - Kommodstolen kan fällas ihop när den inte används, vilket är bekvämt för förvaring och tar mindre plats

- UNDERHÅLL**
- Produktens yta får inte repas eller skrapas av hårda föremål för att förhindra materiella skador.
 - För daglig rengöring och underhåll, applicera neutralt syntetiskt rengöringsmedel, torka av med en fuktig trasa och torka sedan av med en torr trasa.
 - Rengör och desinficera rutinemässigt en gång om dagen av medicinsk personal eller användare, och desinficera kommoden noggrant när du byter patienter.
 - Låt inte komma i kontakt med starka syror och alkalier för att förhindra korrosion.

- FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR:**
- Placera commodstolen på en torr och ventilerad plats på avstånd från direkt solljus och undvik frätande kemikalier som olja, syra och alkali.
 - Kommodstolen ska inte utsättas för sol och regn och ska torkas av omedelbart efter varje användning.
 - Vissa högkvalitativa smörjmedel kan tillsättas till de rörliga delarna för smörjning, vilket förbättrar användningen.
 - Kontrollera regelbundet anslutningen av commodstolen för att förhindra olyckor som orsakas av att den lossnar och påföljande fall.
 - Kontrollera ofta om det finns sprickor någonstans i commodstolen och andra defekter som kommer att påverka användningen av stolen.
 - Kontrollera ofta om sätesramen och sätesplattan sitter fast.
 - Produkten ska placeras stadigt och inte skakas kraftigt för att förhindra strukturella skador. En commodstol med hjul ska INTE användas som en manuell rullstol, endast för förflyttning på korta avstånd.
 - Stå inte på stolen med nedmonterade fötter, annars kan produkten välta.

LAGRING
Den förpackade commodstolen ska förvaras på en ventilerad och torr plats, utan frätande gas och i ett väl ventilerat och rent rum. Undvik fukt, starkt ljus och håll på avstånd från värmekällor under transporten.

BORTSKAFFNING
Restriktioner för bortskaffning beror på den kontamination som uppstår under användning och är föremål för nationella eller lokala lagbestämmelser.

Alla allvarliga olyckor som rör den medicintekniska produkten som levererats från oss måste meddelas tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där ditt registrerade kontor ligger.

ETIKETTER, FÖRPACKNINGAR LOGOTYPDESIGN:

Symbol	Menande	Symbol	Menande
	Medicinsk utrustning i enlighet med förordning (EU) 2017/745		Medicinsk apparat
	Tillverkare		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Tillverkningsdatum		Förvaras åtskilt från solljus

	Batchnummer		Inte steril
	Varning: Läs och följ instruktionerna (varningarna) för användning noggrant		Produktkod
	Läs bruksanvisningen		Förvara på en sval, torr plats
	Importerad från		

GIMA GARANTIVILLKOR
Gima 12-månaders standardgaranti B2B gäller.