

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following Ambu White Sensor electrodes:
WS, WS-RT, WPFS, WPFS-02, WS-01, WS-04, WS-07, WS-08, 2742*, 2742/RT*, 2837*, 3345/RT*, 3351 / RT*, 3532*, 3532/RT*, 3532DUAL/RT*, 4200, 4300, 4242, 4440, 4500M, 4500M-H, 4530, 4535M, 4540, 4560M, 4570M, 4631/2, 4841P, 5050, 6060, 7061P, CMH/1.
Ambu Blue Sensor electrodes: BS-TAB-2300.

Instructions for use

Инструкции за употреба

Návod k použití

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χρήσης

Instrucciones de uso

Kasutusjuhend

Käyttöohjeet

Mode d'emploi

Upute za upotrebu

Használati útmutató

Istruzioni per l'uso

使用説明書

Naudojimo instrukcija

Lietošanas pamācība

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja użycia

Instruções de utilização

Instrucţiuni de utilizare

Инструкция по применению

Návod na použitie

Navodila za uporabo

Bruksanvisning

Kullanım talimatları

使用说明

Bruksanvisning

EKG-elektroder

1.0 Avsedd användning

Elektroden appliceras på kroppens yta i syfte att sända de elektriska signalerna vid kroppsytan till en registrerings- och övervakningsanordning som genererar ett elektro- eller vektorkardiogram.

1.2 Varningar och försiktighetsåtgärder

Varningar

- Ytelektroder får endast appliceras på oskadad, rengjord hud (dvs. inte på öppna sår, eller skadad, infekterad eller inflammerad hud).
- Endast för engångsbruk. Om produkten återanvänds kan det orsaka kontamination vilket kan leda till infektioner.

Försiktighet

- Under kirurgiska ingrepp ska elektroder placeras så långt bort som möjligt från det elektrokirurgiska området för att minimera oönskat flöde av RF-ström som kan orsaka brännskador på huden.
- Elektroder får endast användas av eller i samråd med en vårdgivare med kännedom om hur de ska placeras och användas.
- Elektrodena får inte blötäggas, sköljas eller steriliseras eftersom dessa processer kan lämna kvar skadliga rester eller leda till att elektrodena inte fungerar.

1.3 Potentiellt negativa händelser

Potentiellt negativa händelser i samband med användning av ytelektroder är hudreaktioner som exempelvis brännskada, rodnad, irritation och små blåsor.

2.0 Förklaring av använda symboler

Symboler för Ambu White/Blue Sensor-elektroder	Betydelse	Symboler för Ambu White/Blue Sensor-elektroder	Betydelse	Symboler för Ambu White/Blue Sensor-elektroder	Betydelse
	Medicinteknisk produkt		Vät gel		Duk
	Röntgengennomsläpplig		Polymer		Skumplast
	Fast gel		Elsäkerhet: typ BF, applicerad del		
	MR-villkorlig. Statiskt magnetfält på 1,5 och 3 tesla enbart. Maximalt spatialt gradientfält på 25 000 gauss/cm eller 250 tesla/m. Maximal specifik absorptionsnivå (SAR) i genomsnitt för hela kroppen på 2 W/kg vid 15 minuters röntgen. * Maximalt spatialt gradientfält på 12 900 gauss/cm eller 129 tesla/m.				

3.0 Bruksanvisning

- Rengör vid behov appliceringsområdena med mild tvål och vatten och torka noga.
- Endast vuxna individer: Klipp vid behov av hår på mycket håriga områden. Skrubba bara försiktigt om hudimpedansen är för hög.
- Korrekt placering av elektrodena avgörs i normala fall av sjukhuset/läkaren och/eller sjukhusets regler/procedurer.
- Skyddsark kan ha vassa hörn, så var därför försiktig när elektrodena tas upp ur påsen. Dra loss elektroden från skyddsarket och placera den på huden. Kasta skyddsarket så fort du har tagit loss elektrodena.
- Vid användning av elektroder med kontakter ska kontaktan placeras så att alla kablar löper i samma riktning, mot utrustningen.
- Placera elektroden på huden genom att försiktigt trycka runt den självhäftande kanten med jämna och fasta cirklande rörelser.
- Anslut kabeln från EKG-apparaten till elektroden.
- Avlägsna elektroden: Lyft försiktigt fliken eller hörnet på elektroden och dra sakta loss elektroden så tätt intill huden som möjligt. Håll emot huden där elektroden suttit till dess att elektroden har avlägsnats helt. Se till att elektroden hålls tätt intill huden medan den dras bakåt över sig själv. Undvik att avlägsna elektroden i en 45-gradig vinkel, för att minimera risken för mekanisk skada.
- Självhäftande elektroder bör bytas ut om de inte längre går att fästa ordentligt mot huden.
- Gelrester kan avlägsnas med pappershanddukar eller vatten.
- Elektroder i en öppnad påse kan torka ut. Öppna därför inte påsen förrän det är nödvändigt.
- Elektrodena är avsedda för engångsbruk och ska kasseras i enlighet med sjukhusets vedertagna rutiner.

4.0 Appliceringstid (i timmar)

Artikelnummer	Gelsystem	Vidhäftningssystem	Sensormaterial	Patientindikation	Alternativ - användningsområde	Appliceringstid (timmar)
BS-TAB-2300	Fast gel	Fast gel	Ag/AgCl	Vuxna	Vila	1/2
WS	Fast gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Korttids	24
WS/RT	Fast gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Korttids	24
WSP25	Fast gel	Akryl	Ag/AgCl	Barn	Vila/långtids	48
WSP30	Fast gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxen/pediatrik	Vila/långtids	48
0215M	Fast gel	Fast gel	Ag/AgCl	Barn	Vila	1/2
0315M	Fast gel	Fast gel	Ag/AgCl	Vuxna	Vila	1/2
0415M	Fast gel	Fast gel	Ag/AgCl	Vuxna	Vila	1/2
0715M	Fast gel	Fast gel	Ag/AgCl	Vuxna	Vila	1/2
2742	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxen/pediatrik	Vila	24
2742/RT					Långtids**	48
2837	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Vila	1/2
3245D/RT	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Vila/långtids	48
3351/RT	Fast gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Arbets/vila/övervakning	48
3552	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Vila	24
3552/RT					Långtids**	48
3552DUAL/RT					Vila/långtids	48
4200	Fast gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Korttids	24
4300	Fast gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Korttids	24
4242	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Arbets/långtids	48
4440	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Långtids	48
4500M	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Korttids	24
4500M-H	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Korttids	24
4530	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Vila	24
4535M	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Korttids	24
4540	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Vila	24
4560M	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Arbets-EKG	24
4570M	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Barn	Korttids	24
4831Q	Fast gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxen/pediatrik	Korttids	24
4841P	Fast gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Korttids	24
5050	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Arbets/långtids	48
6060	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Arbets/långtids	48
7841P	Fast gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Korttids	24
CMM/1	Fast gel	Akryl	Ag/AgCl	Vuxna	Långtids	48

** Tryckknappskontakter

Ambu® är ett registrerat varumärke som tillhör Ambu A/S, Danmark