

BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKLÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATIŅKRĒSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL

REF TD010113A (GIMA 56020)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Teknisk parameter:

1. Storlek (L*B*H): Uppfälld storlek: 196*50*18 (cm) Hopfälld storlek: 106*50*15 (cm)
2. hopfälld i rullstol: Rygg höjd: 136cm Sits höjd: 52cm
3. Nettovikt:9kg Bruttovikt:11kg
4. belastningstryck: 159 kg



Arbetsmetod:

1. Som visas på figur 1: På grund av rullstolsbårens expansion av aluminiumlegeringen är det bra att använda säkerhetsbälte efter att patienten ligger på sjukbåren.
2. Då sjukbåren är hopfälld till rullstolstyp, som visas på figur 2, fäll upp den första, lyft tills den är vänd i den riktning som visas av pilen, som kommer till positionen som visas på figur 3. Fäst t säkerhetsbeslaget (Säkra beslag 2 vid beslaget på skärbult 1).
3. Visa diagram 3 för stödfötter, har även en annan sort som fothjulstyp. Produktprestanda, Användning, Tillämplbart syfte är alla samma.
4. Som visas på figur 4 är det efter att ha fält ihop sjukbåren fördelaktigt för att bära hem den (När sjukbåren är stagad på figur 3 lossas säkerhetsbeslaget, steg på en tvärnit bredvid fothjulet, höjer sätets ryggkuddspol, och orsakar en tillbakagång på figur 1 och kan fällas ihop).

Tillämplbart syfte:

Denna produkt kan användas i smala korridorer i ingångshallars, vindlande korridorer eller multiplattformars trapphallar och går så in med svårighet på det slutna området.

Underhåll:

1. Frekventa ordentliga underhåll (Inklusive desinficering).
2. Frekventa inspektioner om delarna blir mindre överbelastade.

Speciella påminnelser

Måste garantera att säkerhetsbältet är i gott skick när det används, och att säkert säkerställa beslaget till beslag på skärbulten när rullstolsbårstyp används.

Förvaring och transport:

1. Denna produkt ska förvaras inom fuktsäker icke-korrorderande miljö.
2. Denna produkt är tillgänglig för allmän överlåtelse för transport.
3. Enligt den grafiska representationen i packlådan Utför den förvaring, transport.

Packning och tillbehör:

1. Denna produkt packas i kartonglåda.
2. Tillbehör: Certifikat för kompetens, användarmanual.

	Tillverkare		Förvara på svalt och torrt ställe		Importerad av
	Produktkod		Ej steril		Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga
	Satsnummer		Medicinteknisk produkt		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Läs bruksanvisningen		Tillverkningsdatum		
	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745				

GIMA GARANTIVILLKOR

Gima 12-månaders standardgaranti B2B gäller.