



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

INDIKÁCIE

Chirurgický kožný značkovač Tondaus je určený na použitie na značenie na ľudskej pokožke pre identifikáciu lokalizácií v bežnej chirurgii, enterochirurgii, ortopedii, neurochirurgii, kardiovaskulárnej chirurgii a rádioterapii.

KONTRAINDIKÁCIE

Neaplikujte na poškodené sliznice alebo pokožku alebo v prípade výskytu rán.

VÝSTRAHA A VAROVANIE

- 1). Mali by sa brať do úvahy alergické reakcie pacientov na Genciánovú violet/Alluru červenú AC/Indigo/ Titánovú bielobu (zodpovedá rôznym farbám). Ak sa pacient počas použitia necíti dobre, okamžite zastavte použitie a používajte ho správne.
- 2). Tento výrobok sa môže použiť iba raz u jediného pacienta, aby sa zabránilo krížovej infekcii.
- 3). Tento výrobok by sa mal použiť na suchú pokožku. Ak je pokožka pacienta mokrá alebo spotená, osušte ju a udržiavajte ju. suchú a čistú, potom sa riadte pokynmi uvedenými vyššie.
- 4). Dávajte pozor na ochranu hrotu pera pri použití. Keď sa nepoužíva, hrot pera zakryte, aby ste zabránili vysušeniu atramentu.
- 5). Balenie by sa malo použiť okamžite po otvorení. Ak je balenie poškodené alebo znečistené, nepoužívajte. Po použití by sa výrobok mal zlikvidovať ako zdravotnícky odpad.
- 6). Výrobok nenamáčajte ani nevytierajte organickým rozpúšťadlom. Organické rozpúšťadlá môžu výrobok poškodiť.
- 7). Prevádzku vykonávajú vyškolení zdravotnícki odborníci.
- 8). Po použití zlikvidujte ako zdravotnícky odpad.

POKYNY PRE POUŽITIE

- 1). Pred použitím skontrolujte neporušenosť vnútorného obalu. Ak sa vnútorný obal roztrhne, nepoužívajte.
- 2). Najprv pokožku dezinfikujte a osušte (poznámka: určite používajte na suchú pokožku);
- 3). Kožný značkovač použite na značkovanie kože;
- 4). Na odstránenie značky použite 75 % alkohol na odstránenie.

SKLADOVACIE A PREPRAVNÉ PODMIENKY

- 1). Tento výrobok by sa mal skladovať na chladnom, vetranom a suchom mieste, pričom je potrebné zabrániť kontaktu s vodou, priamemu slnečnému svetlu, extrémnym teplotám alebo vlhkosti a zabrániť kontaktu s koroziívnymi plynmi. Teplota: $\leq 40^{\circ}\text{C}$, vlhkosť: $\leq 90\%$, dávajte pozor na prostriedky proti potkanom, hubenie škodcov, aby ste zabránili poškodeniu obalu.
- 2). Jednorazové použitie zdravotníckych značkovačov kože umožňuje použitie všeobecných prepravných vozidiel, ale počas prepravy sa musí zabrániť silným otrasom, vibráciám a dažďu a snehu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GIMA

Na výrobok sa vzťahuje štandardná 12-mesačná záruka B2B spoločnosti Gima

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä NL - Productiedatum PL - Data produkcji CZ - Datum výroby BG - Дата на производство EE - Valmistamise kuupäev HR - Datum proizvodnje HR - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums NO - Fabrikasjonsdato RO - Data fabricației SK - Dátum výroby SL - Datum proizvodnje SV - Tillverkningsdatum AR - تاريخ الصنع عي
	IT - Fabbrikante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός DK - Fabrikant FI - Valmistaja NL - Fabrikant PL - Producent CZ - Výrobce BG - Производител EE - Tootja HR - Proizvajalec HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent RO - Producător SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare AR - تاريخ الصنع عي
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως DK - Udløbsdato FI - Viimeinen voimassaolopäivä NL - Vervaldatum PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti BG - Срок на годност EE - Aegumiskuuäev HR - Rok uporabnosti HU - Lejárati dátum LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato RO - Valabil până la data de SK - Dátum expirácie SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum AR - تاريخ الصنع عي
	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος DK - Produktkode FI - Tuotekoodi NL - Productcode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku BG - Код на продукт EE - Toote kood HR - Koda izdelka HU - Termékkód LT - Prekės kodas LV - Produkta kods NO - Produktkode RO - Cod produs SK - Kód výrobku SL - Koda izdelka SV - Produktkod AR - تاريخ الصنع عي



0123



STERILE R



GIMA 33183

GIMA 33184



Dogguan Tondaus Meditech Co., Ltd.
3rd Floor, No.27 Rd. Guantai, Chiling
Community, Houjie Town,
Dogguan, Guadong, China.
Made in China

REF

TR03

TD01



MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Gima S.p.A
Via Marconi, 1- 20060 Gessate (MI) - Italy
export@gimaitaly.com - gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE
0123