

## SL - VIRUSNI IN BAKTERIJSKI FILTER ZA ENKRATNO UPORABO - NAVODILA

**NAMEN UPORABE:** Zasnovan za zaščito bolnikov pred okužbo in kontaminacijo z opremo, nudi visoko stopnjo zaščite pred bakterijami in virusi z zelo nizko stopnjo odpornosti, da se zagotovi točnost diagnostičnega rezultata. Filter je treba nanašati samo na nepoškodovano, čisto in zdravo kožo.

**IDENTIFIKACIJA IZDELKA:** Identifikacijski podatki (šifra, serija in datum proizvodnje) so navedeni na nalepki na škatli.

### UPORABA:

- Izvlecite filter in preverite, ali sta naprava in filtrirni material nepoškodovana. V nasprotnem primeru jo zavrzite in nadaljujte z drugo napravo.

- Filter vstavite v senzor naprave brez potiska, vedno po navodilih proizvajalca naprave.

- Namestite ustnik na pravilno stran.

- Nikoli ne uporabljajte filtra in ustnika za druge bolnike, da preprečite navzkrižno kontaminacijo.

- Te naprave ni mogoče sterilizirati.

- Uporabljajte le ob pomoči medicinskega osebja.

- Te naprave ni mogoče uporabiti za neonatalne namene.

**ODSTRANJEVANJE IN VARNOST:** Po uporabi je treba izdelek odvreči v običajne nestrupene zaboynike za trdne odpadke ali med običajne bolnišnične odpadke.

**KONTRAINDIKACIJE:** Glede na izkušnje in rezultate različnih analiz, zaradi pravilne uporabe izdelka ni škodljivih učinkov.

**OPOMBE:** Embalaža v individualni toplotno varjeni ovoj (enojni ovoj) zagotavlja odsotnost bakterij, kar je redno kontrolirano po sistemu kakovosti proizvajalca..

FT02\_All.2.1 - Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl  
Via Staffora 18/9  
20073 Opera ITALIA  
www.lumed.com  
tel +39 (0)2 57606750