

**Koncentrirano čistilno sredstvo za instrumente
s proteolitičnimi encimi****NEVARNOST****Lastnosti**

GERMOCID ENZIMATICO je encimsko proteolitično čistilno sredstvo za čiščenje medicinskih in zobozdravstvenih instrumentov. Učinkovito deluje na ostanke organskih snovi, tudi zasušene, in na trdovratno umazanijo; lahko ga uporabljate na steklenih, plastičnih in kovinskih materialih. Za PROFESIONALNO uporabo, primeren je za ročno pranje in tudi za uporabo z ultrazvočnimi napravami.

Način uporabe: GERMOCID ENZIMATICO razredčite v litru vode iz pipe, po možnosti mlačne, v razmerju 0,6-10 %, in dobro premešajte. Pred potopitvijo instrumentov v pripravljeno raztopino vam priporočamo, da jih dekontaminirate s specifičnim sredstvom, sperete s hladno vodo in nato za 10 minut potopite v raztopino GERMOCID ENZIMATICO. Če so na instrumentih prisotni zasušeni ostanki ali trdovratna umazanija, čas delovanja podaljšajte na 1 uro in po potrebi uporabite manjšo ščetko.

Sestava: neionske površinsko aktivne snovi 15-30 %; anionske površinsko aktivne snovi 5-15 %; encimi; parfum (limonen, citral), konzervans (benzizotiazolinon).

Opozorila: H318 Povzroča hude poškodbe oči. H315 Povzroča draženje kože. EUH208 Vsebuje: CITRAL Lahko povzroči alergijsko reakcijo. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P305-P351-P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Vsebuje: Alkoksilirani maščobni alkohol. Za profesionalno uporabo. Hraniti na hladnem in suhem mestu, stran od virov toplote. Če izdelek po odprtju hranite pravilno, ohrani veljavnost, navedeno na etiketi.

Čistilno sredstvo, skladno z uredbo ES št. 648/2004

Veljavnost: 3 leta

Št. serije in zapadlost: glej navedbo na embalaži

CE MEDICINSKI PRIPOMOČEK

Proizvajalec:

GERMO s.p.a. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) - Tel. št.: 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

PROIZVEDENO V ITALIJI