

**Sredstvo za hladno sterilizacijo
za invazivne medicinske pripomočke
perocetna kislina v prahu**

NEVARNOST

Lastnosti

GERMOCID POLVERE vsebuje predhodno sestavino perocetne kisline, ki se aktivira po razredčenju praška v topli vodi; prašek se popolnoma raztopi, brez usedlin in brez penjenja. Sprva modra tekočina bo po približno petnajstih minutah postala brezbarvna, kar je čas, ki je potreben za razvoj aktivne učinkovine (perocetne kisline), sredstvo pa bo tedaj pripravljeno za uporabo in imelo visok germicidni potencial. GERMOCID POLVERE se lahko uporablja kot dekontaminant, dezinfekcijsko sredstvo, sporicid, sredstvo za hladno sterilizacijo invazivnih medicinskih pripomočkov v bolnišničnih, zdravstvenih in zobozdravstvenih ordinacijah. Sredstvo se lahko uporablja tudi na estetskem področju na neinvazivnih napravah. GERMOCID POLVERE je učinkovit tudi kot dekontaminant ter za dezinfekcijo in hitro hladno sterilizacijo toplotno občutljivih materialov, kot so: endoskopi, optična vlakna, pretvorniki itd. Absolutna združljivost s komponentami pomeni, da se GERMOCID POLVERE lahko uporablja tudi s stroji za pranje endoskopov. Po uporabi lahko raztopine zavržete kot nenevarne odpadke.

Način uporabe: Priprava raztopine za potapljanje: v posebni posodi pripravite potrebno mlačno vodo, pri čemer preverite, ali je temperatura okoli 35 °C, da se prah raztopi; vodi dodajte potrebno količino sredstva glede na želeni učinek; raztopino mešajte, dokler ne dobite bistre modre raztopine; pred uporabo raztopine počakajte 15 minut.

Dekontaminacija/Dezinfekcija: uporabite 8 g sredstva na liter vode in instrumente potopite v raztopino za 10 minut; v primeru trdovratnih organskih ostankov instrumente operite z ustreznim čistilnim sredstvom; po potopitvi odstranite instrumente in jih sperite; za opisani učinek raztopina ostane aktivna največ 7 dni od priprave (odvisno od količine obdelanih instrumentov). **Sporicidni učinek:** uporabite 8 g sredstva na liter vode in instrumente potopite v raztopino za 10 minut; za opisani učinek raztopina ostane aktivna največ 24 ur od priprave. **Visoka stopnja dezinfekcije/hladna sterilizacija:** uporabite 16 g sredstva na liter vode in instrumente potopite v raztopino za 10 minut; po potopitvi odstranite instrumente in jih sperite s sterilno vodo; instrumente posušite in shranite aseptično; za opisani učinek raztopina ostane aktivna največ 24 ur od priprave.

Sestava: 100 g izdelka vsebuje: Tetraacetil etilendiamin 25,00 g; natrijev perkarbonat 42,00 g, pomožne snovi po potrebi do 100,00 g.

Opozorila: **H302** Zdravju škodljivo pri zaužitju. **H318** Povzroča hude poškodbe oči. **P264** Po uporabi temeljito umiti roke. **P280** Nositi zaščito za oči in zaščito za obraz. **P305-P351-P338** PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. **P310** Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. **Vsebuje:** NATRIJEV PERKARBONAT. Ne uporabljajte za orodja iz aluminijevih in nikljevih zlitin. Upoštevajte navodila za uporabo. Ne uporabljajte kovinskih posod. Za profesionalno uporabo.

Združljivost z materiali: GERMOCID POLVERE je visoko združljiv z večino materialov, iz katerih so izdelane različne naprave, ki se uporabljajo v bolnišničnem in zdravstvenem sektorju. Študije združljivosti sredstva GERMOCID POWDER/Medicinski pripomoček ne kažejo nikakršne razgradnje medicinskega pripomočka po uporabi sredstva GERMOCID POWDER v priporočenih pogojih uporabe.

Rok uporabe in hramba: Izdelek je uporaben 2 leti od datuma proizvodnje, hranite ga v originalni embalaži. Če se embalaža pri vsakem odvzemu sredstva pravilno odpre in zapre, ne da bi se preostala vsebina kontaminirala s snovmi in/ali zunanjimi sredstvi, ostane pripravek uporaben, dokler se izdelek ne porabi. Izdelka ne izpostavljajte vlagi. Hraniti na hladnem in suhem mestu, stran od virov toplote. Ne uporabite pakiranja, če je poškodovano.

Št. serije in zapadlost: glej navedbo na embalaži

CE MEDICINSKI PRIPOMOČEK 0546 Evropska direktiva 93/42/EGS

Proizvajalec:

GERMO s.p.a. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) - Tel. št.: 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

PROIZVEDENO V ITALIJI

Opozorila se lahko razlikujejo glede na posodobitve varnostnega lista izdelka