

SL

Sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo na osnovi alkohola za neinvazivne medicinske pripomočke
Pripravljeno za uporabo

POZOR**Lastnosti**

GERMOCID BASIC je hidroalkoholna raztopina, pripravljena za uporabo, na osnovi klorheksidin diglukonata in kvarternih amonijevih soli (SAQ) s širokim spektrom delovanja, za hitro in učinkovito dezinfekcijo površin in neinvazivnih medicinskih pripomočkov, večjih ali težko dostopnih površin biomedicinskih in sestavljenih naprav v zobozdravstvenih ordinacijah (obrazne maske, naslonske površine, naslonjala za roke, naslonjala za glavo in tako dalje). Sredstva GERMOCID BASIC ni potrebno redčiti in zagotavlja hitro in dolgotrajno zaščito pred: virusi (adenovirusi, HIV, HBV, HCV), bakterijami (na Gram negativnimi, na Gram pozitivnimi), mikrobakterijami (vključno z *Mycobacterium tuberculosis*) in glivicami (kvasovkami in plesnimi). Učinkovito je tudi v primeru prisotnosti organskih snovi (krvi, sline, organskih eksudatov itd.). Sredstvo hitro izhlapi. Na materialih, iz katerih so izdelani medicinski pripomočki, ali na biomedicinskih napravah korozivni učinki niso bili opaženi. Izogibajte se uporabi na površinah, ki jih lahko alkohol poškoduje.

Način uporabe: Pred uporabo pretresite. GERMOCID BASIC neposredno razpršite na površine in predmete, ki jih želite obdelati. Pustite ga delovati in ga nato obrišite s krpo ali papirnato brisačo za enkratno uporabo.
GERMOCID BASIC je po petih minutah stika učinkovit proti po Gramu pozitivnim in po Gramu negativnim bakterijam, proti glivicam (kvasovkam in plesnim) in proti virusom (vključno s HIV, HBV in HCV), po 60 minutah stika pa proti mikrobakterijam (vključno s TBC).

Sestava:

100,0 g izdelka vsebuje:

Klorheksidin diglukonat 0,1 g;

Benzalkonijev Klorid 0,1 g;

Etilni Alkohol 45,0 g;

Izopropil Alkohol 15,0 g;

pomožne snovi;

prečiščena voda na potrebi do 100,0 g

Opozorila: H226 Horľavá kvapalina a pary. H319 Povzroča hudo draženie oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P370+P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabl ogljikov dioksid, pena, kemični prah. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. Profesionalna uporaba. Izogibajte se uporabi na materialih, ki jih alkohol lahko poškoduje. The Izdelek ni združljiv z detergenti in anionskimi površinsko aktivnimi snovmi. Po odprtju izdelek ohrani rok uporabnosti, naveden na etiketi. Ne uporabljajte poškodovane embalaže. Hraniti na hladnem in suhem mestu ter stran od virov toplote. Zunanja uporaba.

Veljavnost: 3 leta

Št. serije in zapadlost: glej navedbo na embalaži

CE MEDICINSKI PRIPOMOČEK 0546 Evropska direktiva 93/42/EGS

Proizvajalec:

GERMO s.p.a. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) - Tel. št.: 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

PROIZVEDENO V ITALIJI

Opozorila se lahko razlikujejo glede na posodobitve varnostnega lista izdelka