

**BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKŁÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATINĖKRĖSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL**

REF TD010113A (GIMA 56020)

Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



O vsakršni hujši nesreči, do katere bi prišlo v povezavi z medicinskim pripomočkom, ki smo vam ga dobavili, je treba obvestiti pristojne oblasti v državi v kateri imate sedež.

Tehnični parameter:

- Velikost (D*Š*V): Velikost v razgrnjenem stanju: 196*50*18 (cm) Velikost v zloženem stanju: 106*50*15 (cm)
- Zložen v invalidski voziček: Višina hrbta: 136 cm Višina sedeža: 52 cm
- Neto teža: 9 kg Bruto teža: 11 kg
- Tlak v ležajih: 159 kg



Način delovanja:

- Kot je prikazano na prvi sliki: Zaradi raztezanja nosil iz aluminijaste zlitine je dobro, da po tem, ko je bolnik na nosilih, uporabite varnostni pas.
- Zložena nosila na vrsto invalidskega vozička, Kot je prikazano na sliki dve, zložite prvo, dvignite navzgor, da se zavarujete v smeri, kot kaže puščica, ki bi prišla v položaj, prikazan na sliki tri. Pritrdite varno zaponko (Zagotovite, da se zaponka 2 zapne na strižni vijak 1).
- Prikažite tabelo 3 za podporne noge, ima tudi drugo vrsto noge tipa kolesa. Delovanje izdelka, uporaba, obseg uporabe in tako naprej so vsi enaki.
- Kot je prikazano na sliki štiri, po zlaganju nosil, je ugodno za prevoz domov (Ko so nosila kot na sliki tri, sprostite varno zaponko, stopite na prečno palico ob kolesu, dvigne sedež navzgor nazaj blazine pol, zaradi česar se nosila vrnejo na sliko ena in jih je mogoče zložiti).

Območje uporabe:

Ta izdelek se lahko uporablja v ozkem vhodnem hodniku Vijugastem hodnik ali večnadstropnih stopniščih in tako naprej, za vstop na težko dostopnih mestih.

Vzdrževanje:

- Redno čistite (vključno z dezinfekcijo)
- Pogosto preverite, ali so deli manj zatesnjeni.

Posebej opozarjamo

Zagotoviti je treba, da je varnostni pas v dobrem stanju, ko se uporablja, in vsekakor poskrbeti, da se zaponka zapne na strižni vijak, ko se uporablja nosila za invalidski voziček.

Skladiščenje in transport:

- Ta izdelek je treba hraniti v okolju, ki je odporno na vlago in korozijo.
- Ta izdelek je na voljo kot splošno prevozno sredstvo za transport.
- V skladu z grafičnim prikazom v pakirni škatli ima embalažo, prevoz.

Pakiranje in dodatna oprema:

- Ta izdelek je pakiran v škatli.
- Dodatna oprema: Potrdilo o usposobljenosti, uporabniški priročnik.

	Proizvajalec		Hraniti na suhem in hladnem mestu		Uvozil
	Koda izdelka		Ni sterilno		Pozor: Preberite in skrbno sledite navodilom (opozorilo) za uporabo
	Številka partije		Medicinski pripomoček		Pooblaščen zastopnik za Evropsko skupnost
	Preberite navodila za uporabo		Datum proizvodnje		
	Medicinski pripomoček, skladen z uredbo (EU) 2017/745				

GARANCIJSKI POGOJI DRUŽBE GIMA

Velja 12-mesečna standardna garancija B2B družbe Gima.