



GINA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ZA KAJ SE UPORABLJA

Kirurški marker za kožo Tondaus se uporablja za označevanje na človeški koži za identifikacijo položaja v splošni kirurgiji, interni kirurgiji, ortopediji, nevrohormonski kirurgiji, kardiovaskularni kirurgiji in radioterapiji.

KONTRAINDIKACIJE

Ne nanašajte na poškodovane membrane sluznice in kožo ali na rane.

POZOR IN SVARILO

- 1). Pri pacientih je treba upoštevati alergijske reakcije na tinkturo Gentian violet/Allura Red AC/Indigo/Titanov dioksid (ki ustrezajo različnim barvam). Če med uporabo ugotovite, da se pacient slabo počuti, ga takoj prenehajte uporabljati in ga pravilno uporabite.
- 2). Ta pripomoček se lahko pri posameznem pacientu uporabi le enkrat, da se prepreči navzkrižna okužba.
- 3). Ta pripomoček uporabljajte na suhi koži. Če je pacientova koža vlažna ali potna, jo osušite in zaščitite. Osušite in osvežite, nato pa sledite zgornjim navodilom.
- 4). Pri uporabi bodite pozorni na zaščito konice pisala. Ko pisala ne uporabljate, ga pokrijte s pokrovčkom, da se črnilo ne posuši.
- 5). Embalažo je treba uporabiti takoj po odprtju. Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana ali umazana. Po uporabi je treba pripomoček odstraniti kot medicinski odpadek.
- 6). Izdelka ne namakajte ali brišite z organskimi topili. Organska topila lahko poškodujejo pripomoček.
- 7). Uporabljajo naj ga usposobljeni zdravstveni delavci.
- 8). Po uporabi odstranite kot medicinski odpadek.

NAPOTKI ZA UPORABO

- 1). Pred uporabo preverite nepoškodovanost notranje embalaže. Ne uporabljajte, če je notranja embalaža poškodovana.
- 2). Najprej kožo razkužite in osušite (pozor: uporabljajte ga na suhi koži);
- 3). Z markerjem za kožo označite kožo;
- 4). Znak odstranite tako, da ga izbrišete s 75 % alkoholom.

POGOJI SKLADIŠČENJA IN PREVOZA

- 1). Ta pripomoček je treba hraniti na hladnem, zračnem in suhem mestu, izogibati se je treba stiku z vodo, neposredni sončni svetlobi, ekstremnim temperaturam ali vlagi ter preprečiti stik s korozivnimi plini. Temperatura: $\leq 40^{\circ}\text{C}$, vlažnost: $\leq 90\%$, bodite pozorni na zaščito pred podganami in škodljivci, da preprečite poškodbe embalaže.
- 2). Medicinske markerje za kožo za enkratno uporabo se lahko prevaža s splošnimi prevoznimi sredstvi, vendar je treba med prevozom preprečiti hude udarce, vibracije ter dež in sneg.

GARANCIJSKI POGOJI DRUŽBE GIMA

Velja 12-mesečna standardna garancija B2B družbe Gima

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä NL - Productiedatum PL - Data produkcyj CZ - Datum výroby BG - Дата на производство EE - Valmistamise kuupäev HR - Da- tum proizvodnje HR - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums NO - Fabrikasjonsdato RO - Data fabricației SK - Dátum výroby SL - Datum proizvodnje SV - Tillverkningsdatum AR - تاريخ الصنع
	IT - Fabbriante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός DK - Fabrikant FI - Valmistaja NL - Fabrikant PL - Producent CZ - Výrobce BG - Производител EE - Tootja HR - Proizvajalec HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent RO - Producător SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare AR - تاريخ الصنع
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως DK - Udløbsdato FI - Viimeinen voimassaolopäivä NL - Vervalddatum PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti BG - Срок на годност EE - Aegum- iskuu päev HR - Rok uporabnosti HU - Lejárati dát- um LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato RO - Valabil până la data de SK - Dátum expirácie SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum AR - تاريخ الصنع
REF	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος DK - Produktkode FI - Tuotekoodi NL - Productcode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku BG - Код на продукт EE - Toote kood HR - Koda izdelka HU - Termékkód LT - Prekės kodas LV - Produkta kods NO - Produktkode RO - Cod produs SK - Kód výrobku SL - Koda izdelka SV - Produktkod AR - تاريخ الصنع



0123



MD

STERILE R



GIMA 33183

GIMA 33184



Dogguan Tondaus Meditech Co., Ltd.
3rd Floor, No.27 Rd. Guantai, Chiling
Community, Houjie Town,
Dogguan, Guadong, China.
Made in China

REF

TR03

TD01

EC

REP

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Gima S.p.A

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
export@gimaitaly.com - gima@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

CE
0123