

SK - JEDNORÁZOVÝ VÍRUSOVÝ A BAKTERIÁLNY FILTER - NÁVOD

URČENÉ POUŽITIE: Navrhnuté na ochranu pacientov pred infekciou a kontamináciou zo zariadení, ponúka vysoký stupeň ochrany proti baktériám a vírusom s veľmi nízkou úrovňou odolnosti, aby sa zabezpečila presnosť diagnostického výsledku. Filter by sa mal aplikovať iba na neporušenú, čistú a zdravú pokožku.

IDENTIFIKÁCIA PRODUKTU: Identifikačné údaje (kód, šarža a dátum výroby) sú uvedené na štítku na krabici.

POUŽITIE:

- Vytiahnite filter a skontrolujte neporušenosť zariadenia aj filtračného materiálu. V opačnom prípade ho zahodte a pokračujte s iným zariadením.

- Filter vložte do snímača zariadenia bez ťahu, vždy sa riadte pokynmi výrobcu zariadenia.

- Nasadte náustok na správnu stranu.

- Nikdy znova nepoužívajte filter a náustok pre iných pacientov, aby ste predišli krížovej kontaminácii.

- Toto zariadenie nie je sterilizovateľné.

- Používajte len s pomocou zdravotníckeho personálu.

- Toto zariadenie nemožno použiť na neonatálne účely.

LIKVIDÁCIA A BEZPEČNOSŤ: Po použití by mal byť produkt zlikvidovaný v normálnych nádobách na netoxický pevný odpad alebo v nádobách na bežný nemocničný odpad.

KONTRAINDIKÁCIE: Na základe skúseností a výsledkov rôznych analýz neexistujú žiadne nepriaznivé účinky v dôsledku vhodného použitia produktu.

POZNÁMKY: Balenie v samostatnej tepelne zapečatenej obálke (jednoduchý obal) zaručuje neprítomnosť baktérií, ktorá je pravidelne monitorovaná podľa systému kvality výrobcu..

FT02_All.2.1 - Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750