

**Koncentrovaný čistiaci prostriedok pre nástroje
s proteolitickými enzýmami****NEBEZPEČENSTVO****Vlastnosti**

GERMOCID ENZIMATICO je enzymatický proteolitický čistiaci prostriedok na očistenie a otreтие lekárskych a zubných nástrojov. Účinne pôsobí na organické zvyšky, vrátane suchých, aj na odolné nečistoty: môže sa používať na sklenené, plastové a kovové materiály. V rámci PROFESIONÁLNEHO POUŽITIA je vhodný na manuálne umývanie aj na používanie v ultrazvukových zariadeniach.

Spôsob použitia: Rozriedte GERMOCID ENZIMATICO v pomere 0,6-10 % v litri vody z vodovodu, podľa možnosti vlažnej, a dôkladne rozmiešajte. Pred ponorením nástrojov do pripraveného roztoku sa odporúča vykonať ich dekontamináciu špecifickým prípravkom. Potom ich opláchnite studenou vodou a ponorte do roztoku prípravku GERMOCID ENZIMATICO na dobu 10 minút. Za prítomnosti suchých zvyškov alebo odolných nečistôt predĺžte ponorenie na 1 hodinu a prípadne použite kefku.

Zloženie: neiónové povrchovo aktívne látky 15-30 %; aniónové povrchovo aktívne látky 5-15 %; enzýmy; vôňa (limonén, citral), konzervačná látka (1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón).

Varovania: H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H315 Dráždi kožu. EUH208 Obsahuje: CITRAL Môže spôsobiť alergickú reakciu. P264 - Po manipulácii si starostlivo umyte ruky. P280 - Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre. P305-P351-P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Obsahuje: Alkoxylát masného alkoholu. Tento prostriedok je určený len na profesionálne účely. Uchovávať na chladnom a suchom mieste, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Po otvorení je prostriedok použiteľný v súlade s dobou použiteľnosti, uvedenou na štítku.

Čistiaci prostriedok v zhode s nariadením ES č. 648/2004

Doba použiteľnosti: 3 roky

Šarža a dátum uplynutia platnosti: pozri na obale

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA CE

Výrobca:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI), tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

VYROBENÉ V TALIANSKU