

**Sterilizačný prostriedok za studena  
na invazívne zdravotnícke prostriedky  
prášok kyseliny peroctovej**

## **NEBEZPEČENSTVO**

### **Vlastnosti**

Produkt GERMOCID POLVERE obsahuje prekursor kyseliny peroctovej, ktorý sa aktivuje po rozpustení prášku vo vlažnej vode; prášok sa úplne rozpustí bez toho, aby zanechal zvyšky na spodku či penu na vrchu kvapaliny. Kvapalina spoiatku modrá stratí farbu po približne pätnástich minútach, čo je čas potrebný na produkciu účinnej látky (kyseliny peroctovej), aby sa na použitie pripravil roztok so zvýšeným účinkom proti zárodkom. Produkt GERMOCID POLVERE sa môže používať na dekontamináciu, dezinfekciu, ničenie spór, sterilizáciu za studena zdravotníckych invazívnych, nemocničných, zdravotníckych a zubárskych ambulantných pomôcok. Produkt môže byť použitý aj v oblasti estetiky na neinvazívne pomôcky. Produkt GERMOCID POLVERE è účinný aj pri dekontaminácii a pri dezinfekcii a rýchlej sterilizácii za studena materiálov citlivých na teplo ako napríklad: endoskopy, optické vlákna, trasduktory, atď.. Úplná zlučiteľnosť so súčastami umožňuje používanie produktu GERMOCID POLVERE aj s prístrojmi na umývanie endoskopov. Po použití je nutné roztok zlikvidovať ako odpad, ktorý nie je nebezpečný.

**Spôsob použitia: Príprava roztoku na ponorenie:** do určenej vaničky pripravte potrebné množstvo vlažnej vody, dozrite na to, aby sa jej teplota pohybovala okolo 35 °C, uľahčí to rozpustenie prášku; nasypťte požadované množstvo na základe použitia roztoku; miešajte roztok, až kým nedosiahnete číry roztok svetlomodrej farby; pred použitím roztoku počkajte 15 minút. **Dekontaminácia/Dezinfekcia:** použite 8 g produktu na jeden liter vody a nástroje ponorte do roztoku na 10 minút; v prípade že organické zvyšky odolávajú, pokračujte v umývaní pomocou vhodného čistiaceho prostriedku; po ukončení čistenia odoberte nástroje a opláchnite ich; roztok ostáva aktívny, vhodný na popísaný účel najdlhšie po dobu 7 dní od jeho prípravy (v závislosti od množstva ošetrovaných nástrojov). **Ničenie spór:** použite 8 g produktu na jeden liter vody a nástroje ponorte do roztoku na 10 minút; roztok ostáva aktívny, vhodný na popísaný účel najdlhšie po dobu 24 hodín od jeho prípravy. **Vysoko účinná dezinfekcia/sterilizácia za studena:** použite 16 g produktu na jeden liter vody a nástroje ponorte do roztoku na 10 minút; po ukončení čistenia odoberte nástroje a opláchnite ich sterilnou vodou; osušte ich a uchovajte v sterilnom prostredí; roztok ostáva aktívny, vhodný na popísaný účel najdlhšie po dobu 24 hodín od jeho prípravy.

**Zloženie:** Zloženie produktu (100 g): Tetraacetyletyléndiamín 25,00 g; peruhličitan sodný 42,00 g; pomocné látky doplnené do 100,00 g.

**Varovania:** **H302** Škodlivý po požití. **H318** Spôsobuje vážne poškodenie očí. **P264** Po manipulácii si starostlivo umyte ruky. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P305-P351-P338** PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **P310** Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. **Obsahuje:** PERUHLIČITAN SODNÝ. Nepoužívať na čistenie nástrojov zo zliatiny hliníka niklu. Dodržiavajte pokyny na použitie. Nepoužívať kovové vaničky. Profesionálne použitie.

**Zlučiteľnosť s materiálmi:** Produkt GERMOCID POLVERE je zlučiteľný s väčšinou materiálov, z ktorých sú vyrábané rôzne zariadenia používané v nemocničnom a zdravotníckom prostredí. Štúdie zlučiteľnosti produktu GERMOCID POLVERE/Zdravotníckej pomôcky nezaznamenali poškodenie zdravotníckej pomôcky po použití produktu GERMOCID POLVERE za odporúčaných podmienok použitia.

**Trvanlivosť a uchovávanie:** Produkt má zaručenú trvanlivosť 2 roky od dátumu výroby, je potrebné ho skladovať v pôvodnom balení. Ak je balenie otvorené a potom zatvorené správne po každom odobratí produktu, bez toho, aby bol zvyšok kontaminovaný externými látkami alebo činidlami, produkt si zachováva svoju trvanlivosť až do vyčerpania obsahu balenia. Skladujte v suchom prostredí. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Nepoužívajte produkty z poškodeného balenia.

**Šarža a dátum uplynutia platnosti:** pozri na obale

**ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA CE 0546 Európska smernica 93/42/EHS**

**Výrobca:**

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI), tel. 02 663 01 938  
www.germo.it - info@germodis.com  
VYROBENÉ V TALIANSKU

Upozornenia môžu byť upravené kedykoľvek pri aktualizácii karty bezpečnostných údajov produktu