

Koncentrovaný dezinfekčný prostriedok
na invazívne zdravotnícke prostriedky
s čistiacim účinkom

NEBEZPEČENSTVO

Vlastnosti

Produkt GERMOCID INODORE je koncentrovaný roztok, ktorý rýchle a účinne čistí a dezinfikuje. Je účinný proti grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám, hubám, mykobaktériám a vírusom (Adenovírus, HIV, HBV, HCV). Produkt GERMOCID INODORE je určený na čistenie a dezinfekciu neinvazívnych zdravotníckych zariadení ako napríklad tvárové masky, stomatologické súpravy a na ošetrovanie rôznych zariadení/predmetov ako napríklad písacie stoly, držadlá, rukoväte lekárske a zubárske ambulancií. Vysoká účinnosť a rýchlosť pri dezinfekcii i pri čistení organického materiálu (krv, sliny, organické exsudáty), umožňuje jeho použitie na všetky zubárske i iné nástroje. Odstránenie špiny nevyžaduje žiadny mechanický zásah.

Spôsob použitia: Používajte zriedený produkt s koncentráciou 5-10% na pôsobenie kontaktom v trvaní 15' na odstránenie baktérií, s koncentráciou 10% v trvaní 15' na odstránenie húb, s koncentráciou 10% v trvaní 60' na odstránenie mykobaktérií, s koncentráciou 1% v trvaní 60' na odstránenie vírusov a adenovírusov, s koncentráciou 15% v trvaní 60' na odstránenie vírusov HIV, HVC, HBV. Aplikujte pomocou špongií, kusov látky, rozprašovačov, manuálnych alebo mechanických púmp či akéhokoľvek iného prostriedku na steny a umývateľné povrchy. Nechajte pôsobiť, potom opláchnite. Rozriedený roztok je stabilný asi týždeň, ak je používaný správne, nie je kontaminovaný externými látkami a/alebo činidlami.

Zloženie: Zloženie produktu (100,0 g): Benzalkoniumchlorid 10,0 g; 2-fenylfenol 1,0 g; pomocné látky; purifikovaná voda doplnená do 100,0 g.

Varovania: H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P303-P361-P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P305-P351-P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Obsahuje: Liečivá s kvartérnym dusíkom. Pred použitím pretrepať. Produkt nepoužívajte s čistiacimi prostriedkami a aniónové povrchovo aktívne látky. Uchovávať na chladnom a suchom mieste, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Po otvorení je prostriedok použiteľný v súlade s dobou použiteľnosti, uvedenou na štítku. Nepoužívajte produkty z poškodeného balenia. Profesionálne použitie.

Čistiaci prostriedok v zhode s nariadením ES č. 648/2004

Doba použiteľnosti: 5 roky

Šarža a dátum uplynutia platnosti: pozri na obale

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA CE 0546 Európska smernica 93/42/EHS

Výrobca:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI), tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

VYROBENÉ V TALIANSKU

Upozornenia môžu byť upravené kedykoľvek pri aktualizácii karty bezpečnostných údajov produktu