

SK

Dezinfekčný čistiaci prostriedok s obsahom alkoholu, určený na neinvazívne zdravotnícke pomôcky
Prostriedok pripravený na použitie

POZOR**Vlastnosti**

GERMOCID BASIC je hydroalkoholický roztok pripravený na použitie, s obsahom chlórhexidínu diglukonátu a kvartérnych amónnych solí (KAS), s širokým účinným spektrom na rýchlu a účinnú dezinfekciu povrchov a neinvazívnych zdravotníckych pomôcok, rozsiahlych alebo ťažko prístupných povrchov biomedicínskych zariadení a zubných súprav v zubnej ambulancii (masky na tvár, oporné plochy, laktové opierky, opierky hlavy atď.). GERMOCID BASIC nevyžaduje žiadne riedenie a zaručuje rýchlu a dlhodobú ochranu proti: vírusom (vrátane HIV, HBV a HCV), baktériám (grampozitívnym a gramnegatívnym), mikrobaktériám (vrátane mikrobaktérií tuberkulózy) a hubám (kvasinkám a plesniam). Pôsobí aj pri prítomnosti organického materiálu (krv, sliny, organické exsudáty atď.). Prípravok sa rýchlo odparuje. Neboli pozorované korozívne účinky na materiáloch, z ktorých sú vyrobené zdravotnícke pomôcky alebo biomedicínske zariadenia. Nepoužívajte na materiáloch, ktoré nie sú odolné voči pôsobeniu alkoholu.

Spôsob použitia: Pred použitím pretrepať. Rozprášte prípravok GERMOCID BASIC priamo na ošetrované povrchy a predmety. Nechajte pôsobiť a potom prejdite handrou alebo papierom na jedno použitie.
GERMOCID BASIC pôsobí pri päťminútovom kontakte proti grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám, proti hubám (kvasinky a plesne) a vírusom (vrátane HIV, HBV a HCV), a pri 60-minútovom kontakte proti mikrobaktériám (vrátane TBC).

Zloženie:

Zloženie produktu (100,0 g):
chlórhexidín diglukonát 0,1 g;
Benzalkoniumchlorid 0,1 g;
etylalkohol 45,0 g;
izopropylalkohol 15,0 g;
pomocné látky;

purifikovaná voda doplnená do 100,0 g

Upozornenia: H226 Horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite oxid uhličitý, pena, chemický prášok. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Profesionálne použitie. Nepoužívajte na materiály, ktoré môžu byť poškodené alkoholom. The výrobok je nekompatibilný s detergentmi a aniónovými povrchovo aktívnymi látkami Po otvorení si pri správnom skladovaní zachováva trvanlivosť uvedenú na etikete. Nepoužívajte poškodený obal. Skladujte na chladnom, suchom mieste a mimo zdrojov tepla. Vonkajšie použitie.

Doba použiteľnosti: 3 roky

Šarža a dátum uplynutia platnosti: pozri na obale

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA CE 0546 Európska smernica 93/42/EHS

Výrobca:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI), tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

VYROBENÉ V TALIANSKU

Upozornenia môžu byť upravené kedykoľvek pri aktualizácii karty bezpečnostných údajov produktu