

**BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKŁÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATINĖRĖSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL**

REF TD010113A (GIMA 56020)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Každú vážnu udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s nami dodanou zdravotníckou pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom máte sídlo.

Skladacie nosidlá pre invalidné vozíky

1. Veľkosť (D*Š*V): Veľkosť v rozloženom stave: 196*50*18 (cm) Veľkosť v zloženom stave: 106*50*15 (cm)
2. zložený do invalidného vozíka: Výška chrbta: 136cm Výška sedadla: 52 cm
3. čistá hmotnosť: 9 kg hrubá hmotnosť: 11 kg
4. nosnosť: 159 kg



Pracovný postup:

1. Ako zobrazuje obrázok jeden: Z dôvodu nosidiel pre invalidné vozíky zo zliatiny z ťahaného hliníka je dobré používať bezpečnostný pás po tom, ako bude pacient na nosidlách.
2. Zložte nosidlá podľa typu invalidného vozíka. Ako zobrazuje obrázok dva, najprv ju zložte, potom zdvihnite smerom nahor podľa smeru šípky tak, aby ste sa dostali do polohy zobrazenej na obrázku tri. Upevnite bezpečnostnú záradku (zabezpečte, aby sa záradka 2 pripla k bezpečnostnej skrutke s maticou 1).
3. Na obrázku 3 podporné nohy, je k dispozícii aj iný typ na kolieskach. Výkonnosť výrobku, použitie, rozsah použitia a tak ďalej, sú rovnaké.
4. Nosidlá v zloženej konfigurácii, ako ukazuje obrázok 4, uľahčí prepravu vnútri uzavretých priestorov (keď sú nosidlá v konfigurácii zobrazenej na obrázku 3, odpojte bezpečnostnú záradku, položte chodidlo na tyč vedľa koliesok a zdvihnite polstrovanú lištu opierky chrbta smerom nahor, aby sa nosidlá uviedli do konfigurácie na obrázku 1; v tomto bode ich môžete zložiť).

Určené použitie:

Tento výrobok sa môže používať v ohraničených priestoroch s ťažkým prístupom, ako sú úzke vstupné chodby, klukaté chodby alebo viacúrovňové schody

Údržba:

1. Zachovávajúte pravidelné čistenie (vrátane dezinfekcie)
2. Často kontrolujte, či sa niektoré časti neuvoľnili.

Poznámka

Vždy zabezpečte, aby bezpečnostný pás bol v dobrom stave, keď sa používa a, aby záradka bola dobre pripevnená k bezpečnostnej skrutke s maticou, keď sa používajú nosidlá v skladacej konfigurácii.

Skladovanie a preprava:

1. Tento výrobok by sa mal skladovať v nekorozívnom prostredí chránenom pred vlhkosťou.
2. Výrobok sa môže prepravovať bežnými prepravnými prostriedkami.
3. Pri uchovávaní a preprave sa pridrižujte zobrazení uvedených v balení.

Balenie a príslušenstvo:

1. Tento výrobok je balený v kartónovej škatuli.
2. Príslušenstvo: Osvedčenie o zhode, používateľská príručka.

	Výrobca		Skladujte na chladnom a suchom mieste		Dovážal
	Kód výrobku		Nesterilné		Pozor: Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny na použitie (výstrahy)
	Číslo šarže		Zdravotnícka pomôcka		Splnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve
	Prečítajte si návod na použitie		Dátum výroby		
	Zdravotnícka pomôcka v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745				

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GIMA

Platí 12-mesačná záruka štandardu B2B spoločnosti Gima.