

STATIVWAAGE 7730/7731

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Ⓜ GB USER MANUAL
- Ⓜ FR MODE D'EMPLOI
- Ⓜ IT ISTRUZIONI D'USO
- Ⓜ NL GEBRUIKSAANWIJZING
- Ⓜ DK BETJENINGSVEJLEDNING
- Ⓜ SE BRUKSANVISNING
- Ⓜ ES INSTRUCCIONES DE USO
- Ⓜ FI KÄYTTÖOHJE
- Ⓜ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- Ⓜ CZ NÁVOD K OBSLUZE
- Ⓜ NO BRUKSANVISNING
- Ⓜ TR KULLANIM KILAVUZU
- Ⓜ RU Руководство по эксплуатации
- Ⓜ GR Οδηγίες χρήσης



■ Kullanıma alım

Tartıyı sert ve düz bir zemine kurun. Duruma göre su terazisine, destek ayakları ayarlayın ve tartıyı yatay bir konuma getirin.

Tartıyı akım ile beslemek için soket parçasının kabloşunu, platformun arka tarafına takın.

■ Tartma işlemi

Sadece tartının üzerine çıkın (açmaya veya herhangi bir düğmeye basmaya gerek yoktur).

■ BMI göstergesi ile boy ölçümü

Boy ölçeri dikkatlice yukarı doğru açın ve yukarı doğru itin. Ardından boş kısmını hastanın başına oturtun.

Göstergede boy cm olarak gösterilir ve ardından otomatik olarak vücut ölçüsü endeksi başlatılır.

■ Teraziyi Dengeleme

Göstergenin arkasındaki fonksiyon tuşuyla tartının hassas ayarı yapılabilir. Tuşa basın, göstergede »0,0 kg« gösterilir ve tartı, tartma işlemi için hazırdır.

■ Anne/çocuk fonksiyonu

- Yetişkin bir kişi tartıya çıkıyor. > Gösterge örn. »47,6 kg«
- Fonksiyon tuşuna basın. > Gösterge »0,0 kg« olarak atanır
- Anne tartıdan inebilir... > Gösterge »-47,6 kg«
- ... ve çocuğuyla beraber yeniden tartıya çıkabilir.

> Bu şekilde çocuğun ağırlığını görmüş olursunuz örn. »5,1 kg«

İkisi de tartıdan indiğinde göstergede örneğin »-47,6 kg« gösterilir. Fonksiyon tuşuyla tartıyı yeniden »0,0 kg« olarak ayarlayabilirsiniz.

Tartı otomatik olarak »0,0 kg« olarak atanmaz, bu şekilde ardarda birden çok hassas ayarlı tartma işlemi gerçekleştirilebilir.

■ Kapatılması

Gösterge ykl. 15 saniye »0,0 kg« olarak gösterildiğinde, ekran otomatik olarak kapanır. Tartıyı tamamen kapatmak için, soketi tartıdan çıkartın veya fişi prizden çıkartın.

■ Ayar sayacı

E001 Ayar sayacı, tartının ne kadar sıklıkla ayarlandığını gösterir. Kayıtlı sayaç değeri, işaret kalemi ile işaretlenen ayar levhası ile örtüşmelidir.

■ Ayar seviyesi göstergesi

Ayar seviyesi, prizın takılması ile 2 saniye içerisinde gösterilir.

■ Servis bağlantı yeri

Servise yönelik EN 60601-1 talimatlarına uygun olarak araçlar, sadece tıbbi kullanım amacı taşımaktadır.

İsteğe bağlı: USB bağlantı yeri

■ Arıza bildirimleri

Err5

Sıfırlama

- durma yok > zeminin sabitliğini kontrol edin
- > Servisle iletişime geçin

Err6

Dengeleme mümkün değil

- durma yok > sabit durun
- negatif ağırlık değeri
- > Akım iletiminde kısa devre

Aşırı yük (platformda 250 kg'dan fazla yük)

- > Ağırlığı platformdan alınız.

Az Yük

- > Servisle iletişime geçin

-8-


Açıldığında tartı sıfırlanmıyor

- > Tartının yükünü alma > Yeniden başlatma > Servisle iletişim kurma

Err77

Boy ölçer, referans konumunda değil açılması sırasında

- > Boy ölçeri açılma sırasında tamamen katlayın ve kıç pozisyonuna sürün.



	←→1	←→2	
Max	150kg	250kg	0118
Min	1kg	2kg	
e=	50g	100g	10°C / 40°C
SNR	7730/10-0001		
	TCM 128/10-4760	M	CE 10
			0122
SOEHNLE			
PROFESSIONAL			

Deutsch

- ←→ Wägebereiche
- Max** Höchstlast des Wägebereichs
- Min** Mindestlast
- e=** Eichwert (Ziffernschritt)
- SNR** Seriennummer
- III** Nr. der EG-Zulassung
- 0118** Amtl. Nr. Medizin
- M** Zeichen für EG-Eichung
- 10°C / 40°C** Temperaturgrenzen
- CE 10** EG-Konformitätszeichen mit Jahr der Anbringung, gleichzeitig Beginn der Eichgültigkeit (z.B. CE10)
- 0122** Amtl. Nr. Waagen

Francias

- ←→ Portée
- Max** Charge maximale de la portée
- Min** Charge minimale
- e=** valeur d'étalonnage (échelon numérique)
- SNR** Numéro de série
- III** N° de l'homologation CE
- 0118** N° d'autor. médicale
- M** Marque d'étalonnage CE
- 10 °C / 40 °C** Limites de température
- CE 10** Sigle de conformité CE avec année d'application, simultanément début de la validité de l'étalonnage (p. ex. CE10)
- 0122** N° d'homolog. Balances

English

- ←→ Weighing ranges
- Max** Maximum load for weighing range
- Min** Minimum load
- e=** Calibration value (resolution)
- SNR** Serial number
- III** EC certification no.
- 0118** Medical registr. no.
- M** EC calibration mark
- 10°C / 40°C** Temperature limits
- CE 10** EC conformity mark with year of application, simultaneous start of calibration validity (e.g. CE10)
- 0122** Balances registr. no.

Soehnle Professional GmbH & Co. KG

Manfred-von-Ardenne-Allee 12
DE-71522 Backnang

Telefon +49 (0) 71 91 / 34 53-0
Telefax +49 (0) 71 91 / 34 53-211
info@soehnle-professional.com
www.soehnle-professional.com

SCALES, SYSTEM SOLUTIONS AND SPECIAL DEVELOPMENTS

All rights reserved. © Soehnle Professional GmbH & Co. KG. Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form von Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne Zustimmung von Soehnle Professional GmbH & Co. KG ist untersagt. Technische Änderungen vorbehalten