

ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following
Ambu ECG electrodes: L, M, N, P, Q, QR, R, SP, SU, T, VL and VLC.

- Instructions for use
- Инструкции за употреба
- Návod k použití
- Brugervejledning
- Bedienungsanleitung
- Οδηγίες χρήσης
- Instrucciones de uso
- Kasutusjuhend
- Käyttöohjeet
- Mode d'emploi
- Upute za upotrebu
- Használati útmutató
- Istruzioni per l'uso
- 使用説明書
- Naudojimo instrukcija
- Lietošanas pamācība
- Gebruiksaanwijzing
- Bruksanvisning
- Instrukcja użycia
- Instruções de utilização
- Instrucţiuni de utilizare
- Инструкция по применению
- Návod na použitie
- Navodila za uporabo
- Bruksanvisning
- Kullanım talimatları
- 使用说明



Kullanım talimatları

TR

EKG elektrotları

1.0 Kullanım Amacı

Elektrot, vücut yüzeyindeki elektrik sinyali elektrokardiyogram veya vektörkardiyogram üreten bir kayıt ve izleme cihazına iletmek için vücudun yüzeyine uygulanır.

1.1 Kontrendikasyonlar

Bilinen yok.

1.2 Uyarılar ve İkazlar

Uyarılar

- Yüzey elektrotları sağlam, temiz cilde uygulanmalıdır (açık yara, lezyon, enfekte veya iltihaplı bölgelerin üzerine uygulanmamalıdır).
- Yalnızca tek kullanımlıktır. Ürünün yeniden kullanımı kontaminasyona yol açarak enfeksiyonlara sebep olabilir.
- Elektrotların koruyucu kaplamadan çıkarılmasından sonra koruyucu kaplama, tahsis edilen çöp kutularında imha edilmelidir.
- SU-00-C hariç: Hastada cilt yanığı meydana gelebileceği için MRI taraması yaparken elektrodu hastadan çıkarın.
- Ciltte tahriş olasılığını en aza indirmek için, elektrotları değiştirirken cilt üzerinde onları yerleştirebileceğiniz yeni bir yer belirleyin.
- Elektrotlar dikkatsizce çıkarıldığı takdirde cilde zarar verebilir.
- ABD Federal yasaları uyarınca bu cihazların satışı yalnızca bir hekim tarafından veya hekim talimatı ile yapılabilir.
- Derivasyon tel bağlanmamış elektrotlar yalnızca IEC 60601-1 ile uyumlu derivasyon kabloları ile kullanılmalıdır.
- Sadece SU-00-C için geçerli: MRI tarama sırasında elektrotlar sadece MRI ile uyumlu derivasyon kablolarıyla kullanılmalıdır.

1.3 Potansiyel Yan Etkiler

Yüzey elektrotlarının kullanılmasıyla bağlantılı potansiyel yan etkiler; cilt yanığı, cilt kızarıklığı, kaşıntı ve küçük kabarıklıklar gibi cilt reaksiyonlarını içerir.

1.4 Genel Notlar

Bu cihaz kullanılırken veya cihazın kullanımına bağlı olarak herhangi bir ciddi hasar meydana gelirse lütfen durumu üreticiye ve yetkili makama bildirin.

2.0 Kullanılan Sembollerin Açıklaması

Ambu ECG elektrotlarına ait semboller	Anlamı	Ambu ECG elektrotlarına ait semboller	Anlamı	Ambu ECG elektrotlarına ait semboller	Anlamı
	Tıbbi Cihazdır		Sünger		Mikrogözenek
	Üretildiği ülke		Islak jel		Polimer
	Radyolüsent		Elektrik Güvenlik Tipi BF Uygulanan Parça		
	Manyetik Rezonans Durumu. 12.900 G/cm'lik veya 129 T/m'lik maksimum boyutsal alan gradyanı ile 1,5 Tesla ve 3 Tesla statik manyetik alan. 15 dakikalık tarama boyunca 2 W/kg'lık (Maksimum sıcaklık artışı 2,2 °C (1,5 Tesla) ve 1,5 °C (3 Tesla)) veya 4 W/kg'lık (Maksimum sıcaklık artışı 4,4 °C (1,5 Tesla) ve 3,1 °C (3 Tesla)) maksimum tüm vücut ortalamalı (WBA) özgül soğurma oranı (SAR).				

3.0 Kullanım Talimatları

- Gerekirse alanları hafif bir sabun ve su ile temizleyip iyice kururun.
- Sadece yetişkinler için: Gerekli takdirde aşırı saçlı bölgedeki saç kesin. Cilt empedansı çok yüksekse yalnızca hafif bir şekilde sıyrın.
- Elektrotların doğru şekilde yerleştirilmesi genellikle hastane/hekim tarafından ve/veya yerel protokol/prosedürlere göre belirlenir.
- Koruyucu kaplamaların kenarları keskin olabilir ve elektrotları keseden çıkarırken dikkatli olunmalıdır. Elektrodu koruyucu kaplamadan sıyrın ve cilt üzerine yapıştırın. Elektrotları çıkardıktan sonra koruyucu kaplamayı derhal imha edin.
- Elektrotları önceden takılı konnektörlerle veya derivasyon kablosuyla kullanırken konnektör veya önceden takılı kablo, derivasyon kabloları ekipmana aynı yönde gidecek şekilde konumlandırılmalıdır.
- Elektrodu, dairesel hareketlerle yapışkan kenarına hafifçe bastırarak pürüzsüz ve sağlam biçimde cildin üzerine yerleştirin.
- Derivasyon kablosunu EKG monitör cihazından elektroda bağlayın. Elektrot önceden eklenmiş bir derivasyon kablosu ile birlikte geliyorsa doğrudan EKG monitör cihazına bağlanabilir.
- Elektrot Çıkarma: Şeridi veya elektrodun kenarını hafifçe ve dikkat ederek kaldırın. Elektrot çıkarıldığı için korunmasız kalan deriyi tutup destekleyerek elektrodu yavaşça deriden ayırın. Elektrodu, kendisi üzerine geri çekerken cilt yüzeyine yakın tutun. Mekanik travma riskini azaltmak için elektrodu 45 derece açıda kaldırmaktan kaçının.
- Kendinden yapışkanlı elektrotlar artık cilde sağlam şekilde yapışmıyorsa yenisiyle değiştirilmelidir.
- Jel tortuları kağıt havlu veya su kullanılarak temizlenebilir.
- Açık poşetlerde tutulan elektrotlar kuruyabilir, bu nedenle gerekli olmadığı takdirde poşeti açmayın.
- Elektrotlar tek kullanımlıktır ve yerel hastane prosedürlerine göre imha edilmelidir.

4.0 Uygulama Süresi (saat olarak)

Parça numarası	Jel Sistem	Yapışkan Sistem	Sensör Malzemesi	Hasta endikasyonu	Uygulama süresi
L	Islak Jel	Akrilik	Ag/AgCl	Yetişkin	72
M	Islak Jel	Akrilik	Ag/AgCl	Yetişkin	24
N	Islak Jel	Akrilik	Ag/AgCl	Pediyatrik	24
P	Islak Jel	Akrilik	Ag/AgCl	Pediyatrik	24
Q	Islak Jel	Akrilik	Ag/AgCl	Yetişkin	24
QR	Islak Jel	Akrilik	Ag/AgCl	Yetişkin	24
R	Islak Jel	Akrilik	Ag/AgCl	Yetişkin	24
SP	Islak Jel	Akrilik	Ag/AgCl	Yetişkin	24
SU	Islak Jel	Akrilik	Ag/AgCl	Yetişkin	24
T	Islak Jel	Akrilik	Ag/AgCl	Yetişkin	24
VL	Islak Jel	Akrilik	Ag/AgCl	Yetişkin	72
VLC	Islak Jel	Akrilik	Ag/AgCl	Yetişkin	72