


Instruction for use










Ambu® AmbuMan Instrument
Ambu® AmbuMan Wireless



Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com

492 2344 40 - 2016/01 - V01 Printed in China

English Directions for use	日本語 使用法
1	119
Česky Navod k použití	Nederlands Gebruiksaanwijzing
13	129
Dansk Brugsanvisning.....	Norsk Brukerveiledning
25	141
Deutsch Bedienungsanleitung	Polski Instrukcja obsługi
37	153
Ελληνικά δηγίες Χρήσεως	Portugues Manual de instrucoes
49	165
Espanol Manual de instrucciones	Русский Directions for use
61	177
Suomi Kayttoohje.....	Svenska Instruktionshandbok.....
73	189
Francais Mode d’emploi	Turkce Kullanım talimatları
83	201
Magyar Hasznalati utmutato.....	中文 使用指南
95	213
Italiano Manuale d’uso	
107	



Güvenlik ve Mevzuat Bilgileri

FCC Beyannamesi

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- 1) Bu cihaz, zararlı parazite neden olmamalıdır ve
- 2) Bu cihaz, istenmeyen bir çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı bir dijital cihaz için geçerli limitler ile uygun bulunmuştur.

Bu limitler, konut alanında kurulum için zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yayabilmektedir ve kurulumun ve kullanımın talimatlara uygun olmaması durumunda, radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilmektedir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipmanın açılıp kapatılarak radyo ve televizyon sinyallerinin alınmasında zararlı parazite yol açtığı tespit edilirse, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını uygulayarak paraziti düzeltmeye çalışması tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlandığından farklı bir devredeki bir çıkışa bağlayın.
- Bayiden veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeninden yardım isteyin.

Ürüne dair değişikliklere veya düzeltmelere izin verilmemektedir.

FCC kimliği şöyledir: **PD98260NG**

İçindekiler

	Sayfa
1. Giriş	203
2. Kısıtlamalar ve İkazlar	204
3. Özellikler	204
4. İşlevler	205
5. Eğitime hazırlık	207
6. Mankenin kullanımı	208
7. Temizlik ve dezenfeksiyon	209
8. Hızlı bağlantı kılavuzu	211

Ambu® Danimarka menşeli Ambu A/S'nin tescilli ticari markasıdır.
Ambu, ISO 9001 ve ISO 13485 uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Bu ürün, radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarına ve uygunluklarının karşılıklı tanınmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 1999 tarihli 1999/5/EC Yönetmeliği ile uyumludur.

1. Giriş

Ambu® AmbuMan, kardiyopulmoner resüsitasyon esnasında suni solunum ve göğüs kompresyonu aracılığıyla gerçekçi durumların simülasyonuna yönelik gelişmiş bir eğitim ve öğretim mankenidir ve dahası AmbuMan temel yaşam desteği eğitimini de kapsamaktadır.

Manken, tüm kursiyerler için birer maske ve baş torbası içeren ve böylece kursiyerler arasında çapraz enfeksiyon riskini azaltan benzersiz, patentli bir hijyenik sistemi barındırmaktadır. Bu hijyenik sistem ayrıca mankenden ağız ve burun yoluyla gerçekçi ekspirasyon özelliğine de sahiptir.

Özel hijyenik sistem sayesinde, eğitim sırasında ve sonrasında demontaj, iç temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine gerek kalmamaktadır. Manken, normal yetişkin gövdesinin boyutlarındadır ve modern resüsitasyon tekniklerinin eğitimindeki önemli özellikler başta olmak üzere insan anatomisinin gerçeğe yakın bir temsiliyi sağlamaktadır.

Yerleşik araçlar, ensüflasyon hacmi ve harici göğüs kompresyonu derinliği için erişilen sonuçlar da dahil olmak üzere resüsitasyonun etkinliğini göstermektedir ve karın şişkinliği ve yanlış el yerleştirmesi gibi şeyleri de belirtmektedir.

1.1. AmbuMan modelleri

AmbuMan, aşağıdaki konfigürasyonlarda kullanılabilir:

AmbuMan Instrument:

AmbuMan Instrument modelleri, harici göğüs kompresyonu derinliğine, yanlış el yerleştirmesine, ventilasyon hacmine ve karın şişkinliğine dair sonuçların yanı sıra resüsitasyonun etkinliğini gösteren mekanik bir izleme aracıyla donatılmıştır.

AmbuMan Wireless:

AmbuMan Wireless modelleri, harici göğüs kompresyonu derinliğinin, yanlış el yerleştirmesinin, ventilasyon hacminin ve karın şişkinliğinin dışında resüsitasyonun etkinliğini gösteren dijital sensörlerinin yanı sıra mekanik bir izleme aracı ile donatılmıştır.

AmbuMan Wireless mankenleri, gerçekleştirilen resüsitasyona dair daha detaylı bir analiz için yazılım uygulamasını kullanarak LAN veya WLAN aracılığıyla bir bilgisayara bağlanabilir.

2. Kısıtlamalar ve İkazlar (sadece AmbuMan Wireless)

Geniş Bant Veri İletim Sistemleri

2400.0 – 2483.5 MHz

Ürün, AB üye devletlerinde ve EFTA ülkelerinde aşağıdaki kısıtlamalar doğrultusunda kullanılabilir.

Ülke

Fransa

İtalya

Lüksemburg

Norveç

Rusya Federasyonu

Kısıtlama

Dış kullanıma izin verilmez.

Dış kullanıma izin verilmez.

Ağ ve hizmet desteği için genel yetkilendirme gerekir.

Ny-Ålesund merkezinin 20 km'lik çapı dahilinde kullanılmasına izin verilmez.

Ulusal standart sisteminden (GOST) ulusal onay ve uygunluk belgesi alınmadan kullanılmasına izin verilmez.

İkaz



- Manken sadece kuru ortamlarda kullanın. Manken herhangi bir sıvıya doğrudan temas ettirmeyin.
- Manken çok uzun süre kullanılmıyorsa, pil takımını çıkarın.
- Mankende herhangi bir duman veya koku tespit ederseniz hemen kapatarak mankeni kullanmayı durdurun.
- Manken soğuk bir ortamda saklanıyorsa, kullanmadan önce mankenin oda sıcaklığında ısınmasını sağlayıp elektronik kısımlara hasar verebileceğinden bir yoğunlaşma meydana gelmediğinden emin olun.

3. Özellikler

3.1. Ağırlık:

Taşıma torbalı gövde: yaklaşık 12 kg

Taşıma torbalı tam vücut: yaklaşık 17 kg

3.2. Boyut:

Gövde: yaklaşık 80 cm

Tam gövde: yaklaşık 170 cm

3.3. Parça/Malzeme

Temel ünite

Instrument parçası

Kafatası

Polietilen

ABS plastik

PVC, sert

Göğüs cildi	PVC, yumuşak
Yüz maskesi	PVC, yumuşak
Baş torbası, tek kullanımlık	Polietilen
Eşofman	%50 koton ve %50 polyester
Taşıma torbası/eğitim altlığı	PVC kaplı naylon materyal

3.3. Pil takımı (opsiyoneldir, sadece AmbuMan Wireless)

AmbuMan Wireless, bir pil takımı ile donatılabilir.

3.4. Pil ömrü (sadece AmbuMan Wireless)

WLAN kullanımıyla tamamen şarj edilmiş pil takımını kullanan yaklaşık 10 saatlik uzun pil ömrü vardır.

3.5. Adaptör (sadece AmbuMan Wireless)

AC/DC Adaptör

Giriş: 100-240 V AC / 47-63 Hz / 700 mA)

Çıkış: 12 V DC / 2.0 A

3.6. Kullanım mesafesi (sadece AmbuMan Wireless)

Kablosuz bağlantı, arada engel olmayacak şekilde yaklaşık 50 metre mesafede olmalıdır.

3.7. Kullanım ve saklama:

Saklama sıcaklığı (donmayan): -18 °C (-0.4 °F) ila 40 °C (105 °F)

Kullanım sıcaklığı (donmayan): -5 °C (23 °F) ila 40 °C (105 °F)

Nem: %5 ila %95

4. İşlevler

4.1. Hijyenik Sistem ①

Şematik diyagram:

Baş torbası kafatasına monte edilmiş ve yüz maskesi takılmıştır.

Ventilasyon henüz başladı; bkz. (1.1).

A: Kursiyerin havası B: Ortamdaki hava

Ventilasyon tamamlanmış ve ekspirasyon henüz başlamıştır; bkz. (1.2).

NOT: Maske çevresinde sızıntı oluşur veya üfleme zorlaşırsa, bu durum normalde çene kaldırılırken hatalı konumlandırmadan veya başın yetersiz hiperekstansiyonundan kaynaklanır. Hijyenik sistemin gereklerine uymak ve uygun bir kapatma ve doğru ölçüm sonuçları elde etmek için, her zaman bir baş torbası kullanılmalıdır.

Tüm kursiyerler kendi yüz maskelerini ve baş torbalarını sadece eğitim sırasında kullanmalıdır.

4.2. İzleme aracı ②

İzleme aracını çekip çıkarmak için mandala basıp (2.1) aracın kayarak çıkmasını sağlayın.

Eğitim, mankenin içindeki izleme aracıyla da gerçekleştirilebilir.

İzleme araçındaki değerler, iki taraftan da görüntülenebilir. Eğitimciye diğer taraftan CPR etkinliğini izleme olanağı sağlanırken, kursiyer tarafındaki kapak plakasını faal duruma getirip CPR testine (2.2) tabi tutulan kursiyerlerden alınan araç değerleri gizlenebilir.

İzleme aracı, iki yarıma ayrılır. Sol taraf, solunum hacmini (2.3) ve ventilasyonu kaydeder ve karın şişkinliğini gösterir (2.4). Aracın sağ tarafı ise göğüs kompresyonunu, milimetre olarak masaj derinliğini (2.5) ve yanlış el yerleştirmesini (2.6) kaydeder.

Verilen havanın hacmine ve kompresyonun derinliğine dair ölçümler, doğru hacme ve göğüs kompresyonu derinliğine ulaşıldığında yeşil yanacak şekilde ve doğru aralığın dışında bir değere ulaştığında kırmızı yanacak şekilde tasarlanmıştır.

Ekran bir yeşil bir kırmızı oluyorsa, ölçüm doğru aralığın sınırındadır.

Araç, ekranın rengini siyahtan kırmızıya değiştirerek karın şişkinliklerini (2.4) ve yanlış el yerleştirmesini (2.6) kaydeder.

İzleme aracının skala plakalarındaki değerler, resüsitasyona dair kılavuz ile uyumludur.

Araç plakaları diğer öneriler ve kılavuzlar ile sipariş edilebilir.

4.2.1. LAN bağlantı elemanı (sadece AmbuMan Wireless) ②


Mankeni bir bilgisayara bağlamak için mankenin arka tarafındaki LAN bağlantı elemanı (2.7) kullanılabilir.

4.2.2. Güç düğmesi (sadece AmbuMan Wireless) ②

Yazılım uygulamasının kullanımı için mankeni açmak adına izleme aracının üzerindeki güç düğmesine (2.8) basın. Yeşil LED (2.09), sistem başlatılırken yanıp söner ve sistem tamamen başlatıldıktan sonra yanıp sönmeyi bırakıp sabitleşir.

Mankeni kapatmak adına güç düğmesine en az 3 saniye boyunca basılması gerekmektedir. Güç düğmesine 10 saniye boyunca basılırsa sistem kapatmaya zorlanır.

Farklı LED durumlarına dair bir genel bakış aşağıdaki tabloda görülebilir:

LED durumu	LED	Tanım	Yanıp sönen desen
Sabit yeşil	●	Sistem çalışıyor	
Yavaş yanıp sönen yeşil	○	Sistem başlatılıyor	
Kapalı	○	Sistem kapalı	

4.2.3. Varsayılan ayarlara sıfırlama (sadece AmbuMan Wireless)

Mankeni varsayılan ayarlarına sıfırlamak için iğne gibi bir şeyle sıfırlama düğmesine (2.10) basın.

5. Eğitime hazırlık

Manken, açıldığında eğitimciye eğitim esnasında bir altlık görevi gören özel bir taşıma torbasında tedarik edilir.

Tam vücut modeli olarak tedarik edildiğinde bacaklar ayrı bir taşıma torbasında olur.

5.1. Taşıma torbası/eğitim altlığı ③

Torbayı açın. Eğitim altlığındaki bağlantı elemanını mankenin arkasındaki girintiye yerleştirerek mankenin eğitim altlığına sıkıca sabitlenmesini sağlayın.

5.2. Bacakların gövdeye montajı ④

Pantolonu kalçalara doğru biraz indirin. Kalça kısmındaki 2 adet sabitleme piminin manken gövdesinin altındaki ilgili yuvalara girebilmesi için bacakları kalça kısmına gelecek şekilde konumlandırın; bkz. 4.1.

Her iki Velcro kayışını da gövdeye sıkıca bastırın; bkz. 4.2.

Bacakları ayırmak için Velcro kayışlarını çıkarın. Bacaklar gövdeden ayrılacaktır.

5.3. Baş torbası ve yüz maskesinin montajı ⑤

Baş torbasını çizim 5.1'de gösterildiği gibi açın ve tutun.

Torbanın halka kısmından tutarak, fotoğraflarda gösterildiği gibi katlayıp bir araya getirin; bkz. 5.2 ve 5.3.

Torbayı başın içine yerleştirin; bkz. 5.4.

Kenarları kafatasındaki delik boyunca düzleştirin; bkz. 5.3.

Yüz maskesini kulaklardan tutun ve üst kısım saç çizgisi ile aynı seviyeye gelecek şekilde kafatası üzerine konumlandırın; bkz. 5.6.

Yüz maskesini kulaklardan sağlamca tutarak yerine yerleşene kadar aşağı doğru çekin.

Maskenin kenarlarının şakaklardaki saçın altına yerleştikten emin olun. Kulakların arkasındaki delikleri kafatasının her iki yanındaki sabitleme tırnaklarına sabitleyin; bkz. 5.7.

5.4. İzleme Aracı

Mandala baskı uygulayarak aracı etkinleştirin. Aracın etkinleştirilmemesi durumunda (çekiliyken), göğüs kompresyonu sırasında mankene veya araca herhangi bir işlem yapılmaz.

5.5. Karotid arter ⑥

Körüklü tüpleri tüp bağlantısına takın.

Eğitimci, artık körüklere baskı uygulayarak karotid arteri elle etkinleştirebilir.

5.6. Göğüs sertliğini ayarlama ⑦

Göğüs sertliği, mankenin arkasındaki vidayı gevşeterek gerektiği şekilde ayarlanabilir. Azaltılmış sertlik için 'LOW' konumuna, artırılmış sertlik için 'HIGH' konumuna ayarlayın. Yaklaşık 6 N/mm (0,6 kg/mm) ve 11 N/mm (1,1 kg/mm) şeklinde gösterilen değerler, 1 mm ölçütüyle göğse baskı uygulanması gereken kuvveti belirtir.

Örneğin: Göğse 'LOW' ayarında 40 mm'lik baskı uygulamak yaklaşık 240 Newton (24 kg) değerinde bir kuvvet uygulanması gerektiği anlamına gelir.

Normal ayar, yaklaşık 8,5 N/mm (0,85 kg/mm) değerine karşılık gelen 'MEDIUM' ayarıdır.

5.7. Pil ömrü (sadece AmbuMan Wireless) ⑧

Pil yuvası, mankenin arkasındadır. Yuveyı açıp (8.1) pil takımını çıkarmak için mandala baskı uygulanır.

NOT: Pil takımının pil yuvasına doğru şekilde yerleştirilmesine dikkat edin.

5.8. Güç kaynağı (sadece AmbuMan Wireless) ⑧

Düz fişli bir (5,5x2,1x12 mm) evrensel harici AC/DC adaptörü (çıkış 12 V / 2.0 A) kullanılarak mankene güç sağlanabilir. Bağlantı elemanının pil yuvası içindeki sokete bağlantısı yapılabilir; bkz. 8.2.

6. Mankenin kullanımı

6.1. Ventilasyon ⑨

Ambu'ya ait patentli hijyenik sistem, kursiyerin ventilasyon yapmak için gerçekçi bir duygu hissedebilmesini sağlar.

Aşağıdaki teknikler uygulanabilir:

Ağızdan ağza ventilasyon

Ağızdan buruna ventilasyon

Ağızdan maskeye ventilasyon

Resüsitör /maske ventilasyonu

Ventilasyon yapmak için baş geriye ve çene itme/çene yukarıya hareketini kullanarak solunum yoluna serbestçe erişilmesini sağlayın; bkz. 9.1 ve 9.2.

Göğsün hareketleri üfleme ve ekspirasyon sırasında açık şekilde gözlemlenebilir. Verilen havanın hacmi, doğrudan izleme aracında görüntülenir. Dışarı verilen soluk modelin ağızından ve burnundan herhangi bir enfeksiyon riski olmadan hissedilebilir ve işitilebilir; çünkü hava kursiyer tarafından baş torbasına üflenmiş hava ile aynıdır; bkz. 9.3. Kazara gerçekleşen karın şişkinliği temsil edilebilir ve karın bölgesinde gözlemlenip izleme aracında doğrudan görüntülenebilir.

NOT: Baş torbalarını ve yüz maskeleri her yeni kursiyer için değiştirmeyi unutmayın.

6.2. Kompresyon ⑩

Harici göğüs kompresyonu alıştırımları yapılabilir ve kompresyon derinliği izleme aracıyla milimetre olarak görüntülenir. Yumuşak, normal veya sert göğüslü bir hastayı temsil etmesi amacıyla göğüs sertliğini ayarlamak mümkündür.

Göğüs kompresyonu sırasında uygulanan kompresyon noktasının doğruluğundan emin olmak adına, araç ayrıca yanlış el yerleştirme göstergesi de sağlamaktadır; bkz. 10.1. Eğitimci tarafından elle temsil edildiyse, karotid arter boynun her iki tarafından da hissedilebilir; bkz. 10.2.

6.3. Yüz maskesinin çıkarılması ⑪

Kulakları dışı doğru çekerek kafatasının her iki yanındaki iki tırnaktan ayırın. Maskeyi kafatasından çıkana kadar kulaklardan yukarı doğru çekin; bkz. 11.1.

6.4. Baş torbasının çıkarılması ⑪

Torbayı her iki taraftan kavrayın, ancak deliği kapatmayın. Çıkarma işlemini kolaylaştırmak için, gerekirse yandan yana bükerek torbayı yavaşça yukarı doğru çekin; bkz. 11.2.

7. Temizlik ve dezenfeksiyon

Ambu'ya ait, değiştirilebilen yüz maskesi ve baş torbası içeren patentli hijyenik sistemi sayesinde, iç temizlik veya dezenfeksiyona gerek yoktur.

7.1. Baş torbası

Baş torbası tek kullanımlıktır ve eğitimden sonra mutlaka atılmalıdır.

7.2. Yüz maskesi

Yüz maskesi temizlik ve dezenfeksiyonun ardından tekrar kullanılabilir. Dental ek parçasını yüz maskesinden çekerek çıkartın; bkz. 12.1 ve 12.2.

7.3. Elde temizlik

- A. Yüz maskesini ve dental ek parçasını temiz su içinde durulayın.
- B. Malzemeleri maks. 65 °C (150 °F) sıcak su içinde, hafif deterjan kullanarak yıkayın.
- C. Tüm deterjan kalıntılarını çıkarmak için temiz su içinde iyice yıkayın.

7.4. Makinede yıkama

Yüz maskeleri, normal bir çamaşır makinesinde yıkanabilir. Normal dozda deterjan uygulayın ve maksimum sıcaklığı 70 °C (158 °F) olan bir yıkama programı seçin. Dental ek parçalarının çamaşır makinesinin tamburuna çarparak ses çıkarmasını önlemek için, yüz maskeleri seyrek dokunmuş kumaştan yapılmış bir torbaya yerleştirilebilir.

7.5. Dezenfeksiyon

Yüz maskesi ve dental ek parçası ayrılıp temizlendikten sonra, şu şekilde dezenfeksiyon yapılabilir:

A. En az 500 ppm serbestçe erişilebilir klorla sahip bir sodyum hipoklorit solüsyonu içine yerleştirin (10 dakika süreyle galon (yaklaşık 4 litre) başına 1/4 fincan sıvı ev tipi çamaşır suyu). Bu solüsyon taze olmalı ve kullanıldıktan sonra atılmalıdır.

B. Malzemeleri 2 dakika süreyle %70 alkol klorheksidin solüsyonu içine yatırın (%70 Etilalkol ve %0,5 klorheksidin). Bu dezenfeksiyon yöntemi Avustralya Resüsitasyon Konseyi tarafından tavsiye edilmektedir.

C. Ayrıca polivinilklorür (PVC) ile kullanıma uygun bilinen dezenfektanlar kullanılarak kimyasal dezenfeksiyon da yapılabilir. Tedarikçinin dozaj ve dezenfeksiyon süresi hakkındaki yönergeleri sıkı sıkıya uygulanmalıdır.

D. Dezenfeksiyondan sonra malzemeleri mutlaka temiz su ile durulayın ve saklamadan önce kurumasına imkan tanıyın.

NOT: Yüz maskeleri kaynatma, otoklavlama ve gazlı sterilizasyona maruz bırakılmamalıdır.

7.6. Kafatası, boyun ve gövdenin temizlenmesi

Mankenin kafatası, boyun ve gövdesi hafif deterjan ile nemlendirilmiş bez ile silinmeli ve daha sonra temiz su ile nemlendirilmiş bez kullanılarak bir kez daha silinmelidir. Yıkama esnasında kafatası, gövde veya araç ünitesine deterjan veya su nüfuzunu önleyin. Gerekirse, gövde ve araç ünitesi arasındaki bağlantıyı bir bez ile kaplayın. Manken üzerinde kalan ruj veya tükenmez kalem izleri malzemeye nüfuz edebilir ve dolayısıyla alkol kullanılarak mümkün olduğunca çabuk şekilde giderilmelidir.

7.7. Giysilerin temizlenmesi

%50 pamuktan ve %50 polyesterden yapılan eğitim giysisi maks. 40 °C'de (105 °F) yıkanabilir.

7.8. Taşıma torbasının temizlenmesi

Taşıma torbası, temiz su ile nemlendirilmiş bir bez veya yumuşak bir fırça kullanılarak hafif bir deterjan ile yıkanıp kurumaya bırakılabilir.

7.9. Yüz maskesinin takılması ⑬

Dental ek parçasını gösterildiği gibi takarak yüz maskesini birleştirin ve yalnızca flanş ve manşon dışarıda kalacak şekilde yüz maskesinin içine bastırın; bkz. 13.1. Önce, dental ek parçasının manşonunu yüz maskesinin bir tarafındaki yuvanın içine bastırın. Daha sonra, kenarı alın ve dental maskedeki flanş maskedeki yuvanın içine tam olarak oturana kadar flanşın üzerine itin; bkz. 13.2.

8. Hızlı bağlantı kılavuzu (sadece AmbuMan Wireless)

Mankeni bir bilgisayara bağlamak için aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi gerekir:

1. Mankeni açın.
2. Bilgisayarın "AmbuW" adlı kablosuz ağına bağlanın.
3. İnternet tarayıcısını açıp "Ambu.login" yazın.

Daha sonra ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir NFC (yakın saha iletişimi) cihazı kullanılıyorsa, bağlantı aşağıdaki adımları uygulayarak otomatik olarak ayarlanabilir:

1. Bilgisayardan NFC'yi açın.
2. Ağa bağlanmak için cihazı mankene Güç düğmesinin yanına gelecek şekilde yerleştirin.
3. Yazılım uygulamasını başlatmak için cihazı araç panelinin karşı tarafına gelecek şekilde yerleştirin.