

90.00mm

Value&Safe

Filtering Mask - Earloop - black
Masque filtrant
Avec élastique - noir
Mascherina filtrante
Con elástico - negra
Mascarilla filtrante
Con elástico - negra
Máscara de filtragem
Com elástico - preta



FFP2 NR
>94%

20 Pieces
Pièces
Pezzi
Piezas
Peças



EU: 2016/425 - EN 149:2001 + A1:2009

UK This respiratory mask is suitable for protection against solid aerosols and non-toxic liquids - **NON-STERILE, SINGLE-USE, DUSTPROOF - 42.8% nonwoven fabric, 28.6% hot-air cotton, 28.6% meltblown fabric** - Do not press excessively during transport, in order to avoid damaging the package. 3-year validity, do not use beyond expiration date.

FR Ce masque de protection est adapté pour protéger contre les aérosols solides et liquides non toxiques - **NON STÉRILE, JETABLE, ANTI-POUSSIÈRE - 42,8% TNT, 28,6% coton à air chaud, 28,6% tissu meltblown** - Ne pas écraser excessivement pendant le transport pour éviter d'endommager le colis. Valable pendant 3 ans, ne pas utiliser au-delà de la période de validité.


IT Questa mascherina respiratoria è adatta per proteggere contro gli aerosol solidi e liquidi non tossici - **NON STERILE, MONOUSO, ANTIPOLVERE - 42,8% TNT, 28,6% cotone ad aria calda, 28,6% tessuto meltblown** - Non schiacciare eccessivamente durante il trasporto per evitare di danneggiare la confezione. Validità di 3 anni, non utilizzare oltre il periodo di validità.

ES Esta mascarilla respiratoria es adecuada para proteger contra los aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos - **NO ESTÉRIL, DESCARTABLE, ANTIPOLVO - 42,8% TNT, 28,6% algodón de aire caliente, 28,6% tela meltblown** - No aplastar excesivamente durante el transporte para evitar dañar el envase. Validez de 3 años, no utilizar fuera del periodo de validez.

PT Esta máscara respiratória é adequada para a proteção contra os aerossóis sólidos e líquidos não tóxicos - **NO ESTÉRIL, DESCARTABLE, ANTIPOLVO - 42,8% TNT, 28,6% algodão de ar quente, 28,6% tecido meltblown** - Não comprima excessivamente durante o transporte para evitar de danificar a embalagem. Validade de 3 anos, não utilize para além do periodo de validade.

113.00 mm

180.00 mm



Per indossare

1. Posizionare il nasello sul naso e la maschera su mento.
 2. Tirare gli elastici dietro le orecchie e sistemare la maschera.
 3. Adattare il nasello al naso.
 4. Verificare l'aderenza al viso.
- ATTENZIONE**
- a. È prevedibile un rischio se il prodotto viene utilizzato in ambiente chirurgico o con esposizione significativa a liquidi e fluidi corporei o altri fluidi pericolosi, se viene utilizzato in un ambiente clinico dove esiste un alto livello di rischio di infezione per inalazione o se viene utilizzato in presenza di una fonte di calore intenso o di un gas infiammabile.
 - b. Il prodotto non è pensato per l'uso in un ambiente anossico e un ambiente subacqueo.
 - c. Verificare l'integrità prima dell'uso.
 - d. Il prodotto non è un respiratore.
 - e. La maschera non elimina il rischio di contrarre malattie o infezioni.
 - f. L'uso scorretto e la conservazione errata del prodotto possono comportare disturbi.
 - g. Non usare oltre il periodo di validità.
 - h. Non usare se la confezione è danneggiata.
 - i. Non usare con l'ossigeno e solo in area ventilata con ossigeno >19% e per un turno di lavoro. Modifiche, danni, capelli e barba riducono l'efficacia. In caso di malore abbandonare l'area di lavoro e raggiungere zone di aria fresca. Evitare uso in zone altamente contaminate o a rischio di esplosione.
 - l. La maschera è monouso, non deve essere utilizzata per più di un turno lavorativo.

Wearing instructions

1. Place the nose piece on your nose and the mask on your chin.
 2. Pull the elastic loops behind your ears and adjust the mask.
 3. Adjust the nose piece to your nose.
 4. Make sure that the mask fits close to your face.
- WARNING**
- a. Risk may be expected if the product is used in a surgical setting or in a setting with significant exposure to bodily or other hazardous liquids or fluids; or used in a clinical setting where the risk of infection through inhalation is high; or used in the presence of a high intensity heat source or flammable gas.
 - b. The product is not designed for use in an anoxic or an underwater environment.
 - c. Check for integrity before use.
 - d. This product is not a respirator.
 - e. The mask does not eliminate the risk of contracting any disease or infection.
 - f. Failure to properly use and maintain this product could result in illness.
 - g. Non usare oltre il periodo di validità.
 - h. Non usare se la confezione è danneggiata.
 - i. Non usare con l'ossigeno e solo in area ventilata con ossigeno >19% e per un turno di lavoro. Modifiche, danni, capelli e barba riducono l'efficacia. In caso di malore abbandonare l'area di lavoro e raggiungere zone di aria fresca. Evitare uso in zone altamente contaminate o a rischio di esplosione.
 - l. La maschera è monouso, non deve essere utilizzata per più di un turno lavorativo.

Comment le porter

1. Placer la partie supérieure sur le nez et le masque sur le menton.
 2. Tirer les élastiques derrière les oreilles et ajuster le masque.
 3. Mettre la partie supérieure sur le nez.
 4. Vérifier l'adhérence au visage.
- ATTENTION**
- a. Un risque peut être attendu si le produit est utilisé dans un environnement chirurgical ou avec une exposition importante à des fluides corporels ou autres fluides dangereux, s'il est utilisé dans un environnement clinique où il existe un risque élevé d'infection par inhalation ou s'il est utilisé en présence d'une source de chaleur intense ou d'un gaz inflammable.
 - b. Le produit n'est pas conçu pour l'utilisation dans un environnement anoxique ou subaquatique.
 - c. Vérifier l'intégrité avant l'utilisation.
 - d. Le produit n'est pas un respirateur.
 - e. Le masque n'élimine pas le risque de contracter des maladies ou des infections.
 - f. Une utilisation et un stockage incorrects du produit peuvent entraîner des problèmes.
 - g. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
 - h. Ne pas utiliser avec de l'oxygène et uniquement dans une zone ventilée avec de l'oxygène >19% et pour un jour de service. Les modifications, dommages, cheveux et barbe réduisent l'efficacité. En cas de malaise, quittez la zone de travail et rejoignez des zones d'air frais. Éviter l'utilisation dans des zones hautement contaminées ou à risque d'explosion.
 - l. Le masque est à usage unique, il ne doit pas être utilisé pendant plus d'un service.

Para utilizar

1. Posicionar la pinza nasal en la nariz y la máscara en la barbilla.
 2. Tirar los elásticos detrás de las orejas y colocar la máscara.
 3. Adaptar la pinza nasal a la nariz.
 4. Verificar la adherencia a la cara.
- ADVERTENCIA**
- a. Es previsible un riesgo si el producto se utiliza en ambientes quirúrgico o con exposición significativa a líquidos y fluidos corporales u otros fluidos peligrosos, se utiliza en un ambiente clínico donde existe un alto nivel de riesgo de infección por inhalación o se utiliza en presencia de una fuente de calor intenso o de un gas inflamable.
 - b. El producto no está diseñado para su uso en un entorno anóxico o subacuático.
 - c. Verificar la integridad antes del uso.
 - d. El producto no es un respirador.
 - e. La mascarilla no elimina el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
 - f. El uso incorrecto y la conservación incorrecta del producto pueden implicar trastornos.
 - g. No usar más allá del periodo de validez.
 - h. No usar si el empaque está dañado.
 - i. No usar con el oxígeno y solo en área ventilada con oxígeno >19% y por un turno de trabajo. Los cambios, daños, así como cabellos o barba reducen su eficacia. En caso de malestar abandonar el área de trabajo y dirigirse hacia zonas con aire fresco. Evitar el uso en zonas altamente contaminadas o con riesgo de explosión.
 - l. La mascarilla es desechable, no debe utilizarse para más de un turno laboral.

Para envergar

1. Coloque o adaptador de nariz no nariz e a máscara no queixo.
 2. Puxe os elásticos detrás das orelhas e coloque a máscara.
 3. Ajuste o adaptador de nariz ao nariz.
 4. Verifique a aderência ao rosto.
- ATENÇÃO**
- a. É previsível que haja risco se o produto for utilizado em ambiente cirúrgico ou com exposição significativa a líquidos e fluidos corporais ou outros fluidos perigosos, se for utilizado num ambiente clínico onde haja um alto nível de risco de infeção por inalação, ou se for utilizado na presença de uma fonte de calor intenso ou de um gás inflamável.
 - b. O produto não foi concebido para utilização num ambiente anóxico ou subaquático.
 - c. Verifique a integridade antes de usar.
 - d. O produto não é um respirador.
 - e. A máscara não elimina o risco de contrair doenças ou infeções.
 - f. A utilização incorreta e a conservação errada do produto podem implicar distúrbios.
 - g. Não utilize para além do período de validade.
 - h. Não utilize se a embalagem estiver danificada.
 - i. Não utilize com o oxigénio, utilize apenas numa área ventilada com oxigénio > 19% e durante um único turno de trabalho. Alterações, danos, cabelo e barba reduzem a eficácia. Em caso de indisposição, abandone a área de trabalho e vá para zonas com ar fresco. Evite utilizar em zonas altamente contaminadas ou com risco de explosão.
 - l. A máscara é descartável, não deve ser utilizada por mais de um turno laboral.