



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LACCI EMOSTATICI MONOUSO
DISPOSABLE TOURNIQUETS
GARROTS JETABLES
TORNIQUETES DESECHABLES
GARROTES DESCARTÁVEIS
EINWEG-STAU BINDE
JEDNORAZOWE OPASKI UCISKOWE
STASSLANGAR FÖR ENGÅNGSBRUK
ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
EGYSZER HASZNÁLATOS ÉRSZORÍTÓK
ÛHEKORDSED ŽGUTID
TOURNIQUETS VOOR EENMALIG GEBRUIK
ÛHEKORDSED ŽGUTID

دحواولا لامعتسائل تابصاع

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede - All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located - Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social - Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado - É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós - Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden- Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji - Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss - Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται- Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvoduću i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi- Peate teatama kõigist meie tarnitud meditsiiniseadmega seotud tõsisest vahetuhtumistest tootjale ja teie asukohaliikmesriigi pädevale asutusele- Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent- Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruiia țși are sediul utilizatorului - مع أي حادث خطير متعلق بالمنتجات الطبية التي نبيعها يجب إبلاغ الشركة المصنعة للمنتج وأيضاً إبلاغ السلطات المختصة في الدولة التي يقع عليها مقر المستخدم.

REF JS-TQ001 (GIMA 37510-37511-37512)



Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co. Ltd
 N° 2112, Ningheng South Road, Hengxi Town, Yinzhou District,
 Ningbo, Zhejiang, China (Mainland)
 Made In China



MedNet GmbH Borkstrasse 10,
 48163 Münster, Germany



Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Mudel JS-TQ001, suurus 450 mm x 25 mm x 0,635 mm

Toode on valmistatud meditsiinilisest polümeerist termoplastsest elastomeerist, toon on piimjasvalge või värviline, tüüp on pikk ja lame.

Karbil on uus disain, see on paindlik ja toodet saab pidevalt välja tõmmata.

Toode sobib meditsiniasutustes tavapäraseks ühekordseks töötamiseks ja infusiooniks, vereül-ekandeks või hemostaasiks;

Erakorraline hemostaas verejooksu korral kehast või mao- ja putukahammustuse korral.

Vastunäidustused, tähelepanu vajavad asjaolud, hoiatused ja meeldetuletused:

1. Toode on ühekordselt kasutatav ja tuleb pärast kasutamist ära visata;
2. Kui pakend on kahjustatud, on selle kasutamine rangelt keelatud.
3. Pärast kasutamist pange imikate peale, et vältida tolmu ja bakteritega saastumist;
4. Valmistamise kuupäev on pakendikarbil või kvalifikatsioonisertifikaadil;

Hoiatused ja meeldetuletused:

Žgutt võib blokeerida verevoolu ja selle liiga pikk peal hoidmine võib tõsiselt kahjustada kudesid või põhjustada isegi jäseme nekroosi.

Žgutti tohib kasutada ainult jäsemete, mitte pea, kaela või kehatüve sidumiseks.

Ärge katke seda millegi muuga ja ärge katke jäsemele seotud žgutti.

Kui peate jätma patsiendi üksi laagrisse, kirjutage pastaka või huulepulgaga tema pea kohale žguti sidumise aeg ja komplekti asukoht.

Kontrollige vereringet:

Pärast žguti sidumist tuleks sageli kontrollida žguti seotud jäsemel varbaid või sõrmi ja veenduda, et pole tekkinud tumelillat laiku ja et kehatemperatuur pole langenud.

Kui see on juhtunud, tuleks riideriba lõdvemaks lasta, sest pikaajasel kasutamisel võib see põhjustada kudede nekroosi.

Samal põhjusel ei tohi žgutti jäsemel hoida pikka aega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik arteri ligeerimiseks.

Üldiselt tuleks kõigepealt katsetada otsese survega ja seejärel survepunktidega, enne kui haavale jäetakse otsene surve.

Kui haav on jäseme otsas, tõstke jäse üles.

Hoiustamistingimused:

pakitud žgutti tuleb hoida kuni 80% suhtelise õhuniiskuse juures hästi ventileeritud kohas, kus pole söövitavat gaasi.

Pakendatud žgutt säilib õigete hoiustamis- ja transporditingimuste korral 3 aastat alates valmistamise kuupäevast.

Sümbolid:

	Hoida jahedas ja kuivas kohas
	Tootja
	Partii number
	Nõuetele vastav meditsiiniseade määrusele (EL) 2017/745
	Meditsiiniline seade
	Hoida eemal päikesevalgusest
	Valmistamise kuupäev
	Toote kood
	Lugege kasutusjuhendit
	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses
	Ühekordselt kasutatav seade, mitte korduskasutada
	Aegumiskuupäev
	Importija

GIMA GARANTII TINGIMUSED

Kehtib Gima tavaline B2B 12-kuuline garantii