

## CAMICE STANDARD MONOUSO IN SMS

### ITALIANO

**Nome del prodotto** Camice standard monouso in SMS

**Codice prodotto** FGNS-SG-SM40-M, FGNS-SG-SM40-L, FGNS-SG-SM40-XL, FGNS-SG-SM40-XXL

**Taglia del prodotto** Unità cm

CODICE GIMA	21040	21041	21042	21043
CODICE FULL GUARD	FGNS-SG-SM40-M	FGNS-SG-SM40-L	FGNS-SG-SM40-XL	FGNS-SG-SM40-XXL
Taglie	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Lunghezza (da spalla a orlo)	120	120	130	140
Larghezza (monostrato)	140	150	150	160
Lunghezza cintura	65	65	65	69
Lunghezza manica	58	59	59	61
Margine di tolleranza	±2	±2	±2	±2

**Modello prodotto** Camice. M/L/XL/XXL

**Struttura e composizione** Il prodotto è realizzato in tessuto non tessuto SMS da 40g. È composto da una parte anteriore, una parte posteriore, maniche, lacci e polsini. È realizzato tramite taglio, saldatura al laser, con lacci, velcro, polsini, patte di sovrapposizione e chiusure.

**Uso previsto** Questo prodotto è pensato in particolare per l'isolamento generale in ambulatori, nei reparti, per l'ispezione e la pulizia delle stanze, in laboratorio, ecc. È destinato all'uso da parte degli operatori sanitari negli ospedali e nelle cliniche, per mantenere un buon livello di igiene e contribuire al controllo delle infezioni.

**Controindicazioni** Questo prodotto è monouso e deve essere utilizzato subito dopo l'apertura della confezione. Se la confezione è danneggiata, il prodotto può essere bagnato o ammuffito. Pertanto, si raccomanda di non utilizzarlo.

**Modalità di utilizzo del prodotto** Aprire la confezione ed estrarre il prodotto scuotere delicatamente il camice, sollevare i lati del colletto, infilare le mani nelle maniche, stendere le braccia in avanti e legare le cinture.

**Conservazione** Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito, con un'umidità relativa non superiore all'80%, privo di gas corrosivi, fresco, asciutto e ben ventilato.

### Avvertenza

- Questo prodotto è destinato allo smaltimento e non deve essere riutilizzato.
- Questo prodotto è monouso e non deve essere condiviso con altri.
- È vietato l'uso quando l'imballaggio o il prodotto stesso sono danneggiati.

**Avviso** Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova l'utente o il paziente.

**Validità** 3 anni.

**Data di produzione** Vedere la data sulla confezione

**Data di scadenza** Vedere la data sulla confezione

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

 REF	Codice prodotto		Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
 LOT	Numero di lotto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Fabbricante		Data di fabbricazione		Dispositivo medico
	Non sterile		Data di scadenza		Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
	Limite di umidità		Leggere le istruzioni per l'uso		Dispositivo monouso, non riutilizzare
	Limite di temperatura		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Fragile, maneggiare con cautela
	Questo lato su		Maneggiare con cura		

M21040-M-Rev:1-05.24

**REF**

**FGNS-SG-SM40-M (GIMA 21040)**  
**FGNS-SG-SM40-L (GIMA 21041)**  
**FGNS-SG-SM40-XL (GIMA 21042)**  
**FGNS-SG-SM40-XXL (GIMA 21043)**



**Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd**  
Yongan East Avenue,  
Xianning Economic Development  
Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China

**EC REP**

**Humiss Beratung**  
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,  
Düsseldorf, Deutschland

Importato da / Imported by:  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**MD**