



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ALTIMETRO DA PARETE

WALL MOUNTED HEIGHT METER

TOISE MURALE

ALTÍMETRO DE PARED

ALTÍMETRO DE PAREDE

WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND

NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ

MĂSURĂTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE

FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ

SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

مقياس طول حائطي التثبيت

РЪСТОМЕР, МОНТИРАН НА СТЕНА

SEINALE PAIGALDATAV PIKKUSMÕÕDIK

MJERITELJ VISINE MONTIRAN NA ZID

ANT SIENOS MONTUOJAMAS AUKŠČIO MATUOKLIS

WANDGEMONTEERDE LENGTEMETER

VÝŠKOMER MONTOVANÝ NA STENU

STENSKI MERILNIK VIŠINE

VÄGGMONTERAD LÄNGDMÄTARE

Incertezza di 9 mm a 2 metri

Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm

Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros

Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m

Diferență de 9 mm la 2 m

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat

Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر

Неточность 9 мм на 2 м

Mõõtemääramatus 2 m-l 9 mm

Odstupanje od 9 mm na 2m

9 mm paklaida 2m

Tolerantie 9 mm bij 2 m

Neistota 9 mm v 2 m

Odstopanje 9 mm na 2 m

Osäkerhet på 9 mm vid 2m

REF 27335



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

CE 0476



المواصفات

مقياس الطول الحائطي التثبيت GIMA (كود 27335) هو أداة تُستخدم لقياس طول الأشخاص بالسنتيمتر. يتم تثبيت مقياس الطول على الحائط ويمكنه قياس حتى حد أقصى 2 متر طول، كما يوفر عملية قياس سريعة لطول الجسم ولا يشغل حيزًا مكانيًا كبيرًا.

المتطلبات

لا تقم بشد مؤشر القياس فجأة، فقد يتضرر شريط القياس المتدرج.  هذا الجهاز مخصص ليتم استخدامه فقط وحصرًا من قبل طاقم عمل طبي مؤهل.

لا تستخدم الجهاز في حالة اكتشاف أضرار به. توجه إلى الموزع.  تجنب أية عملية إصلاح مؤقتة. ينبغي عدم تنفيذ عمليات الإصلاح إلا بقطع الغيار الأصلية التي يجب تركيبها وفقًا للاستخدام المنصوص عليه.

المنتج مصنوع من مواد مقاومة للتآكل والظروف البيئية المتوقعة نتيجة الاستخدام العادي، وبالتالي لا يتطلب عناية خاصة؛ ومع ذلك، يجب حفظه في بيئة مغلقة، مع تجنبه التعرض للضوء والعوامل الجوية، مع العناية بحمايته من الغبار من أجل التمكن من ضمان شروط النظافة الصحية له. يوصى أيضًا بالاحتفاظ بالمنتج في مكان يسهل على المشغلين الوصول إليه عند الحاجة.

التفريغ

نذكرك أن مواد التعبئة (الورق، السيلوفان، المواد المعدنية، الشريط اللاصق، إلخ) يمكن أن تخرج و / أو تؤدي إذا لم يتم التعامل معها بحذر.  يجب إزالة مواد التغليف بأدوات مناسبة كما ينبغي إبعادها عن متناول الأشخاص غير المسؤولين عن تصرفاتهم؛ نفس الأمر يجب اتباعه مع الأدوات المستخدمة لإزالة مواد التغليف (مقصات، سكاكين وما إلى ذلك). بمجرد فتح العبوة، فإن أول عملية يجب القيام بها تتمثل في فحص عام للقطع والأجزاء التي يتكون منها المنتج؛ تأكد من وجود جميع المكونات اللازمة ومن حالتها المثالية.

التركيب

تركيب مقياس الطول الحائطي التثبيت يجب وضع مؤشر القياس بالضبط على ارتفاع 2 متر بشكل متساطح مع قاعدة السند والتدعيم، كما يجب تثبيت الصفيحة بمراسي التثبيت المعدة خصيصًا لذلك مع المحافظة على تماسك واستواء المنتج. عند هذه النقطة يصبح مقياس الطول الحائطي التثبيت جاهزًا للاستعمال.

التشغيل

يكفي لقياس طول الأشخاص الإمساك بمؤشر القياس ثم شده نحو الأسفل حتى يتم سنده على رأس الشخص المراد قياس طوله، ثم في النهاية قراءة القياس المقابل للشريط الأمر الموجود في النافذة المعدة خصيصًا لذلك.

الصيانة

هذا المنتج مصمم ليستمر طويلًا. ننص بتنظيف المنتج بمنظف مخفف. 

لضمان مستوى أفضل من النظافة الصحية نوصي بتنظيف مؤشر القياس بمنتج تنظيف وتطهير في كل مرة يتم فيها استخدام المنتج.

شروط ضمان جيمّا GIMA
يُطبق ضمان B2B القياسي جيمّا GIMA لمدة 12 شهر.

	<p>IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi RO - Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare HU - Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket) FI - Huomio: Lue käyttöohjeet (varoituskeset) ja noudata niitä huolellisesti GR - Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις) AR - الحذر - قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية</p>	<p>IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller PL - Producent RO - Producător HU - Gyártó FI - Valmistaja GR - Παραγωγός AR - الشركة المصنعة</p>
	<p>IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consulte as instruções de uso DE - Gebrauchsanweisung beachten PL - Przeczytaj instrukcję użytkowania RO - Citiți instrucțiunile de utilizare HU - Olvassa el a használati utasításokat FI - Lue käyttöohjeet GR - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης AR - اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام</p>	<p>IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern PL - Przechowywać w suchym miejscu RO - A se păstra într-un loc răcoros și uscat HU - Száraz, hűvös helyen tárolandó FI - Säilytä kuivassa ja viileässä GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον AR - يحفظ في مكان بارد وجاف</p> <p>IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PL - Przechowywać z dala od światła słonecznego RO - A se păstra ferit de razele soarelui HU - Napfénytől védve tárolandó FI - Säilytä auringonvalolta suojassa GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία AR - يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس</p>
	<p>IT - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE GB - Medical Device complies with Directive 93/42/EEC FR - Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE ES - Dispositivo médico según a la Directiva 93/42 / CEE PT - Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE DE - Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE PL - Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42 / CEE RO - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE HU - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE FI - Direktiivin 93/42/ETY mukainen lääkekinnällinen laite GR - Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE AR - جهاز طبي يتوافق مع التوجيه CEE/93/42</p>	<p>IT - Rappresentante autorizzato in Svizzera GB - Authorized Representative in Swiss FR - Représentant autorisé en Suisse ES - Representante autorizado en Suiza PT - Representante autorizado no Suíço DE - Autorisierter Vertreter im Schweizer PL - Autoryzowany Przedstawiciel w Szwajcarski FI - Valtuutettu edustaja Sveitsiläinen RO - Reprezentant autorizat în Elveția HU - Meghatalmazott képviselő az Svájc GR - Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στο ΕΛΒΕΤΟΣ AR - الممثل المعتمد في سويسرا</p>
	<p>IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode PL - Numer katalogowy RO - Cod produs HU - Termékkód FI - Tuotekoodi GR - Κωδικός προϊόντος AR - كود المنتج</p>	<p>CH REP</p>
	<p>IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer PL - Kod partii RO - Număr de lot HU - Tételszám FI - Eränumero GR - Αριθμός παρτίδας AR - رقم الدفعة</p>	