



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ALTIMETRO DA PARETE

WALL MOUNTED HEIGHT METER

TOISE MURALE

ALTÍMETRO DE PARED

ALTÍMETRO DE PAREDE

WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND

NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ

MĚSURÁTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE

FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ

SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

مقياس طول حائطي التثبيت

РЪСТОМЕР, МОНТИРАН НА СТЕНА

SEINALE PAIGALDATAV PIKKUSMÕÕDIK

MJERITELJ VISINE MONTIRAN NA ZID

ANT SIENOS MONTUOJAMAS AUKŠČIO MATUOKLIS

WANDGEMONTEERDE LENGTEMETER

VÝŠKOMER MONTOVANÝ NA STENU

STENSKI MERILNIK VIŠINE

VÄGGMONTERAD LÄNGDMÄTARE

Incertezza di 9 mm a 2 metri

Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm

Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros

Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m

Diferență de 9 mm la 2 m

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat

Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر

Неточность 9 мм на 2 м

Mõõtemääramatus 2 m-l 9 mm

Odstupanje od 9 mm na 2m

9 mm paklaida 2m

Tolerantie 9 mm bij 2 m

Neistota 9 mm v 2 m

Odstopanje 9 mm na 2 m

Osäkerhet på 9 mm vid 2m

REF 27335



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

CE 0476



MERKMALE

Das GIMA Wandbefestigtes Rollmessband (Prod.-Nr. 27335) ist ein Instrument, das der Größenmessung von Personen dient. Es lässt sich an der Wand befestigen und hat einen Messbereich von bis zu 2 m. Es spart Platz und ermöglicht das schnelle Ablesen der Messwerte.

VERWENDUNGSHINWEISE



Ziehen Sie den Kopfanschlag nicht ruckartig nach unten. Andernfalls kann das daran befestigte Messband reißen. Das Produkt darf nur von qualifiziertem Personal verwendet werden.



Verwenden Sie ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall weiter. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler. Führen Sie selbst keine Reparaturen durch, welche die Gerätesicherheit beeinträchtigen könnten. Für Reparaturen dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden, die gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck anzubringen sind.

Das Produkt besteht aus korrosionsbeständigen Materialien und eignet sich für den Einsatz unter Umgebungsbedingungen, die für eine normale Nutzung vorgesehen sind. Eine besondere Pflege ist nicht erforderlich. Das Gerät muss jedoch an einem abgeschlossenen Ort aufbewahrt werden, wo es vor Staub und Verschmutzung geschützt ist, damit es in einem hygienischen Zustand bleibt. Darüber hinaus empfehlen wir, das Produkt an einem Ort aufzubewahren, an dem es bei Bedarf schnell zur Hand ist.

AUSPACKEN



Seien Sie beim Auspacken immer vorsichtig, da Verpackungsmaterial (Papier, Zellophan, Klammern, Klebeband usw.) zu (Schnitt-)Verletzungen führen kann, wenn unvorsichtig damit umgegangen wird.

Das Verpackungsmaterial ist mit geeigneten Mitteln zu entfernen und darf nicht in die Hände von aufsichtsbedürftigen Personen gelangen. Gleiches gilt für Werkzeuge zum Entfernen von Verpackungsmaterial (Schere, Messer usw.).

Kontrollieren Sie nach dem Öffnen zunächst alle Produktbestandteile. Überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und die Produktbestandteile auf ihren einwandfreien Zustand.

MONTIEREN

Zur Montage des Wandbefestigten Rollmessband muss sich der Kopfanschlag an der Wand auf einer Höhe von genau 2 m über dem Boden befinden. Die Rückplatte ist dann mit den Schrauben an der Wand zu befestigen. Anschließend ist das Wandbefestigte Rollmessband einsatzbereit.

MESSEN

Um eine Messung durchzuführen, ziehen Sie den Kopfanschlag einfach mit einer Hand nach unten, bis er den Kopf der zu messenden Person berührt. Anschließend können Sie den Messwert an der roten Linie im Sichtfenster ablesen.

WARTUNG

Bei der Konstruktion des Produkts wurde Wert auf eine lange Haltbarkeit gelegt. Wir empfehlen, das Instrument mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.



Reinigen Sie das Messband von Zeit zu Zeit mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Tuch. Achten Sie dabei besonders auf den Kopfanschlag.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

	<p>IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi RO - Atentie: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare HU - Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket) FI - Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti GR - Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις) AR - الحذر - قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية</p>	<p>IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller PL - Producent RO - Producător HU - Gyártó FI - Valmistaja GR - Παραγωγός AR - الشركة المصنعة</p>
	<p>IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consulte as instruções de uso DE - Gebrauchsanweisung beachten PL - Przeczytaj instrukcję użytkowania RO - Citiți instrucțiunile de utilizare HU - Olvassa el a használati utasításokat FI - Lue käyttöohjeet GR - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης AR - اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام</p>	<p>IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern PL - Przechowywać w suchym miejscu RO - A se păstra într-un loc răcoros și uscat HU - Száraz, hűvös helyen tárolandó FI - Säilytä kuivassa ja viileässä GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον AR - يحفظ في مكان بارد وجاف</p> <p>IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PL - Przechowywać z dala od światła słonecznego RO - A se păstra ferit de razele soarelui HU - Napfénytől védve tárolandó FI - Säilytä auringonvalolta suojassa GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία AR - يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس</p>
	<p>IT - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE GB - Medical Device complies with Directive 93/42/EEC FR - Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE ES - Dispositivo médico según a la Directiva 93/42 / CEE PT - Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE DE - Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE PL - Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42 / CEE RO - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE HU - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE FI - Direktiivin 93/42/ETY mukainen lääkekinnällinen laite GR - Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE AR - جهاز طبي يتوافق مع التوجيه CEE/93/42</p>	<p>IT - Rappresentante autorizzato in Svizzera GB - Authorized Representative in Swiss FR - Représentant autorisé en Suisse ES - Representante autorizado en Suiza PT - Representante autorizado no Suíço DE - Autorisierter Vertreter im Schweizer PL - Autoryzowany Przedstawiciel w Szwajcarski FI - Valtuutettu edustaja Sveitsiläinen RO - Reprezentant autorizat în Elveția HU - Meghatalmazott képviselő az Svájci GR - Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στο ΕΛΒΕΤΟΣ AR - الممثل المعتمد في سويسرا</p>
	<p>IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode PL - Numer katalogowy RO - Cod produs HU - Termékkód FI - Tuotekoodi GR - Κωδικός προϊόντος AR - كود المنتج</p>	<p>CH REP</p>
	<p>IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer PL - Kod partii RO - Număr de lot HU - Tételszám FI - Eränumero GR - Αριθμός παρτίδας AR - رقم الدفعة</p>	